

با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی مبنی بر استفاده از واژه‌های فارسی به جای واژه‌های بیگانه، در این مجموعه تلاش گردیده یا به کارگیری این واژه‌های جدید مصوب، مقدمات آشنایی همکاران، با این واژه‌ها فراهم شود.

سپاس و تشکر قاصر اینجانب، متوجه یکان از همراهان و اعضای خانواده که در این مدت با شکیبایی شرایط را مساعد نمودند، از اعضای محترم هیات مدیره انجمن آسیب شناسی به خاطر تسهیل در شرایط و قراردادن امکانات لازم، از جناب آقای دکتر مسعود دونلو به خاطر ویرایش نهایی و مطابقت مطالب، تعیین سرفصل‌ها با معیارهای سازمان بین‌المللی استاندارد و تدوین بخش‌هایی از این مجموعه و سایر همکاران ایشان در این زمینه به ویژه آقای دکتر مرتضی صدقی، خانم دکتر فاطمه محجوب، خانم دکتر زهره نوذریان و آقای مهندس امیرحسین بحرالعلومیان که در ویرایش نهایی این مجموعه تلاش وافری داشته‌اند و مجدداً از تمامی گروه محترم همکاری به ویژه دکتر کیومرث احمدی، دکتر مینو احمدی‌نژاد، خانم آدم بکانی، دکتر سعید آزاد ارمکی، آقای بابک اسماعیلی، آقای علیرضا اطاعتی، دکتر پیمان امیدوار، دکتر صغری انجرانی، مهندس امیرحسین بحرالعلومیان، دکتر محمدعلی برومند، دکتر فرحناز بیداری زره‌پوش، دکتر نیلوفر حاج صادقی، خانم رزیتا خنافری، دکتر پریسا داهیم، دکتر مسعود دونلو، دکتر فریناز راشد مرندی، مهندس احسان رضوانی، دکتر فریده رضی، دکتر محمد رهبر، دکتر مرجان رهنما فرزامی، خانم رسنین سرشکی، دکتر ابراهیم سلیمانی، دکتر مژگان شاه‌حسینی، خانم مهناز صارمی، خانم رقیه صبوریان، دکتر مرتضی صدقی، خانم یلدای غلامیان، مهندس مرضیه فخرایی، دکتر علیرضا کروریان، دکتر سیدمهدی کریمی شهیدی، آقای مرتضی کهندانی، دکتر فاطمه محجوب، آقای محمدی، دکتر پیمان محمدی تربتی، مهندس فرامرز ملک آسا، خانم آزرم نامی، دکتر زهره نوذریان، دکتر عبدالرضا وارسته، خانم منیژه وظیفه‌دوست، دکتر بهمن یوسف زاده، همچنین از سرکارخانم سمیه قاسمی‌پور در واژه‌نگاری، از آقایان سیدمحمد وکیل و مهدی ندافزاده در واژه‌نگاری و صفحه‌آرایی و خانم منظر عباسپور و آقای حمید خلیلی در تدارکات مجموعه، آقای مسلم عرب باصری در طراحی جلد، مدیریت و کارکنان انتشارات پیامرسان به ویژه جناب آقای عبدالله طهماسبی در چاپ و انتشار و جناب آقای تبریزی و مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت در تامین اعتبار مالی این مجموعه بوده و هست.

در آغاز و فرجام سخن خداوند سبحان را منت دارم که لیاقت این توانایی و فرصت را به اینجانب عنایت بخشید تا بتوانم با سعی خود و همکاران مجموعه‌ای درخور و متناسب با نیاز مخاطب فراهم آوریم و تقدیم جمیع همکاران نمایم.

دکترحسین دارآفرین

فصل اول

الزامات و دستور العمل فنی تجهیزات

الزامات تجهیزات آزمایشگاه

۱- تنوع و تعداد تجهیزات در آزمایشگاه

تجهیزات موجود در آزمایشگاه باید کاملاً متناسب با فهرست انواع آزمایش‌هایی که در محل آزمایشگاه انجام می‌شود و حجم کاری در آزمایشگاه باشد. چنانچه آماده‌سازی یا ارسال نمونه برای انجام آزمایش در آزمایشگاه ارجاع (آزمایشگاهی) که نمونه جهت انجام آزمایش به آنجا ارسال می‌گردد، نیاز به تجهیزات خاصی داشته باشد این امکانات نیز می‌بایست فراهم گردند. به عبارتی مشخصات تجهیزات و اجزا آن باید با اهداف و نیازهای از پیش تعریف شده در آزمایشگاه مطابقت داشته باشد. حداقل تجهیزات پایه که در بدو تاسیس می‌بایست در آزمایشگاه موجود باشد، در فصل ضمایم آورده شده است.

۲- خرید تجهیزات

(الف) هنگام انتخاب و خرید تجهیزات باید به تاییدیه‌های معتبر کارکردی (تاییدیه‌های معتبر خارجی یا تاییدیه آزمایشگاه رفایی) و گواهی‌های مربوط به اینمی تجهیز توجه گردد.

(ب) ملاک انتخاب تامین‌کنندگان (فروشنده‌گان) تجهیزات، می‌بایست شخص باشد و خرید تجهیزات از تامین‌کنندگانی انجام شود که قانوناً به ثبت رسیده و قبل از مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. ملاک انتخاب تامین‌کنندگان به عنوان مثال می‌تواند کیفیت کالای عرضه شده، به روز بودن تکنولوژی، خدمات مناسب بعد از فروش، حسن سابقه، دارا بودن مجوز و تاییدیه‌های لازم از وزارت بهداشت، در دسترس بودن، توانمندی علمی شرکت پشتیبان، شرایط تحويل یا بسته‌بندی مناسب و نحوه همکاری مالی باشد. نمونه‌ای از برگه ملاک انتخاب تامین‌کنندگان در فصل ضمایم ذکر گردیده است.

۳- نصب و محل استقرار تجهیزات

الزامات و فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه، شامل شرایط محیطی مورد نیاز در محل نصب (از نظر دما، رطوبت، نور، تهویه، گرد و غبار، ارتفاع، میدان‌های مغناطیسی و غیره)، شرایط فنی و امکانات جانبی مورد نیاز (منبع الکتریسیته، آب، گاز، فاضلاب و غیره) و شرایط اینمی (تشعشعات، پسماند، الکتریسیته و غیره) براساس توصیه‌های سازنده، باید به دقت رعایت گردد.

۴- اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات

بعد از خرید و نصب قبل از شروع به کارگیری، صحت عملکرد دستگاه باید با استفاده از کنترل‌های مناسب یا روش‌های درج شده در بروشور تجهیزات، مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است این اقدام به شکل دوره‌ای به صورت فعالیت‌های کنترل و نگهداری تجهیزات و همچنین پس از هر بار تعمیر دستگاه، باید انجام شود.

۵- کاربری تجهیزات

مهارت فنی مورد نیاز جهت کار با دستگاهها می‌بایست مشخص گردد. تعیین فرد یا افراد مجاز به کار با دستگاه/ سامانه و آموزش کامل افراد مجاز، شامل آموزش نحوه کارکرد، کنترل و نگهداری، نحوه تدوین مدارک و نگهداری سوابق مربوطه باید صورت پذیرد.

الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات

مقدمه

یکی از مولفه‌های موثر در فرآیندهای قبل از آزمایش، انجام آزمایش و پس از آزمایش، تجهیزات مناسب است که مسئولین فنی و کاربران این تجهیزات در موقع کار با آن‌ها باید ضمن اطمینان از صحت عملکرد تجهیز مربوطه، آموزش لازم جهت تدوین مستندات مربوطه را کسب نمایند. به این منظور و آشنایی هرچه بیشتر کارکنان آزمایشگاه در این فصل به دو بخش مهم در این خصوص توجه گردیده است.

الف) آشنایی با الزامات و استانداردهای تجهیزات در آزمایشگاه

در بخش اول این فصل الزامات و استانداردهای تجهیزات در آزمایشگاه که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت تدوین گردیده است، به طور کامل و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی جهت آشنایی خوانندگان ارایه می‌گردد. اگرچه این بخش در جلد سوم نیز تکرار شده است اما به دلیل سهولت و دسترسی آسان کاربران تجهیزات و خوانندگان محترم تکرار این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

ب) دستورالعمل فنی تجهیزات پایه

یکی از مهم‌ترین مستندات آزمایشگاه، دستورالعمل فنی تجهیزات است که با توجه به تنوع و پیچیدگی‌های تجهیزات، لزوم رعایت استانداردهای مشخص و یکسان در این خصوص ضروری می‌باشد. لذا در این بخش تلاش گردیده است تا حد امکان دستورالعملی برای تمامی تجهیزات پایه ارایه شود که مطابق با مراجع علمی معتبر بوده و در آن اطلاعات ضروری و نحوه کاربرد آن تجهیز از جمله چگونگی کاربری، کنترل کیفی، نگهداری و ملاحظات عمومی مشخص گردیده باشد. توصیه ضروری دیگر، نحوه کاربری دستگاه است که به علت تفاوت در نوع دستگاه و مدل آن پیشنهاد می‌گردد، مسئول فنی آزمایشگاه با توجه به کتابچه راهنمای دستگاه، این قسمت را تکمیل نموده و در دستورالعمل فنی تجهیز مربوطه حاگزین نماید. لازم به ذکر است که در تدوین این دستورالعمل‌ها علاوه بر مطالعه مستندات معتبر و الگوبرداری از آن‌ها، تلاش گردیده تا با توجه به امکانات آزمایشگاه‌های مختلف و با تأکید بر رعایت استانداردهای بین‌المللی مطالب ارایه شده قابلیت اجرایی مطابق با استانداردهای مذکور را داشته باشد. لازم به ذکر است در تدوین بعضی از دستورالعمل‌ها از جمله اتوآنالایزر، علاوه بر توجه به مستندات علمی روز، تلاش گردیده تا انواع آزمون‌های کنترل کیفی در مراکز نمونه عملیاتی شده و نتایج آن تقديم همکاران گردد. همچنین در تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با ابزار حجمی و شیشه‌ای با همکاری کارشناسان اداره استاندارد و به کارگیری نظرات آنان تلاش گردیده تا مطالب ارایه شده کاربردی و برای خوانندگان قابل استفاده باشد.

۴ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

۶- مستندات مربوط به تجهیزات

در هر آزمایشگاه مستندات زیر در ارتباط با تجهیزات فنی باید موجود باشد:

(الف) فهرست تجهیزات موجود در آزمایشگاه

آزمایشگاه می‌بایست فهرستی از تجهیزات موجود با ثبت محل استقرار هر یک را در اختیار داشته باشد.

در این فهرست می‌توان جهت سهولت رديابي، به هر تجهيز شماره يا رمز شناسايي اختصاص داد.

این فهرست باید به روز بوده و چنانچه تجهیز خريداري و يا از سرويس خارج گردد می‌بایست در آن ثبت شود.

ب) سوابق مربوط به خرید تجهیزات

آزمایشگاه می‌بایست درخواست خرید، رسید فروش، سوابق ارزیابی و تایید کیفیت دستگاه قبل از استفاده در آزمایشگاه و سوابق مربوط به آموزش کارکنان برای کاربری دستگاه را نگهداری نماید.

پ) شناسنامه تجهیزات

شناسنامه تجهیزات به منظور شناسایي هر تجهیز معمولاً در یک برگ تهیه می‌شود و حاوی

اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاه، کاربران ویژه (در موارد مقتضی)، تاریخ خرید و شروع به کار

دستگاه در آزمایشگاه، وضعیت دستگاه در هنگام خرید (نو، مستعمل، بازسازی شده)، چگونگی تماس

با شرکت سازنده یا پشتيبان و سایر توضيحات لازم است.

در فصل ضمایم نمونه‌ای از شناسنامه تجهیزات ارایه گردیده است.

شناسنامه تجهیزات باید تا مدت زمانی که از تجهیز در آزمایشگاه استفاده می‌گردد، حفظ شود.

ت) دستورالعمل فنی تجهیزات

این دستورالعمل برای هر یک از تجهیزات به طور جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده که

همراه دستگاه است و همچنین مطابق با مراجع علمی معتبر تهیه می‌گردد و حاوی تمامی اطلاعات

ضروری مربوط به دستگاه و نحوه کاربرد آن است. نمونه‌ای از دستورالعمل‌های فنی تجهیزات پایه در

ادامه این فصل ارایه می‌گردد.

این اطلاعات عبارتند از:

• چگونگی کاربری: شرح مرحله به مرحله نحوه کار با دستگاه

• نحوه کنترل و نگهداری: اقداماتی که به این منظور باید انجام شود، شامل فواصل نگهداری (روزانه،

هفتگی، ماهانه و غیره) و مقادیر مورد ارزیابی در نگهداری (مثلًا دما، حجم، فشار، دور در دقیقه و

غیره) است.

• مراحل اقداماتی که در صورت نیاز به تعمیر باید انجام گیرد و تعیین مسئول مربوطه

• ملاحظات ایمنی جهت کار با دستگاه

دستورالعمل فنی تجهیزات باید تا مدت زمانی که از تجهیز در آزمایشگاه استفاده می‌شود، حفظ گردد.

Log Book

دفترچه یا برگه‌ای که در کنار هر تجهیز قرار می‌گیرد و اطلاعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه

شامل نام کاربر، تاریخ و ساعت استفاده از دستگاه، وضعیت دستگاه در شروع و خاتمه کار را مشخص

می‌نماید. نمونه‌ای از این برگه در قسمت ضمایم درج گردیده است.

ج) سوابق مربوط به کنترل و نگهداری تجهیزات

تمامی اقدامات پیشگیرانه که به شکل ادواری (روزانه، هفتگی، ماهیانه و غیره) جهت کنترل، نگهداری و سرویس تجهیز در داخل آزمایشگاه انجام می‌شود باید ثبت و مستند گردد. جهت ثبت اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده، می‌توانیم دفتری را اختصاص دهیم یا جهت سهولت برگه مخصوصی را به دلخواه طراحی نماییم. در هر حال اطلاعات زیر حتماً باید ثبت گردد:

- نام و محل استقرار دستگاه (و شماره شناسایی در صورت شماره گذاری دستگاهها)
- عامل مورد نظر (مانند دما، حجم، فشار، دور در دقیقه و غیره)
- زمان و فواصل انجام کار
- نتایج حاصله
- در صورت وجود اشکال، اقدامات اصلاحی انجام شده (این اقدامات ممکن است تنظیم و یا تعمیر دستگاه باشد)
- فرد مسئول نمونه‌هایی از برگه‌های کنترل و نگهداری تجهیزات مختلف در بخش ضمایم آورده شده است.

چ) سوابق مربوط به سرویس یا تعمیر تجهیزات

هر بار که اقدامی در خارج از آزمایشگاه جهت پیشگیری از خرابی (سرویس دستگاه) و همچنین تعمیر دستگاه پس از خراب شدن آن انجام می‌شود باید مکتوب و مستند گردد و در پوشه یا فایل مربوط به آن دستگاه نگهداری شود. جهت سهولت ثبت اقدامات انجام گرفته می‌توان برگه‌ای را به دلخواه طراحی نمود. طراحی این برگه نیز اختیاری است ولی باید حداقل حاوی اطلاعات ذیل باشد:

- نام و محل استقرار دستگاه (و شماره شناسایی در صورت شماره گذاری دستگاهها)
- تاریخ خروج از کار و تاریخ سرویس یا تعمیر
- مسئول و نحوه ضدغوفنی دستگاه قبل از سرویس یا تعمیر تا در هنگام سرویس یا تعمیر هیچ‌گونه احتمال آلودگی برای تعمیرکار وجود نداشته باشد. جهت انجام این کار می‌توان از محلول‌های تجاری آماده استفاده نمود. در صورت عدم دسترسی به این محلول‌ها، می‌توان از الكل ۷۰٪ استفاده نمود که به تجهیزات آسیب نمی‌رساند.

- شرح تنظیمات یا تعمیرات انجام شده (که به طور معمول در رسید ارایه شده یا برگه الصاق شده به رسید، توسط شرکت پشتیبان درج می‌گردد).
- مسئول و نحوه تایید فنی دستگاه پس از سرویس یا تعمیر و قبل از ورود به جریان کار (حداقل شامل آزمایش بر روی کنترل‌های تجاری و ارزیابی نتیجه مورد انتظار).

نمونه‌ای از برگه سوابق سرویس و یا تعمیر در فصل ضمایم درج گردیده است.

- آزمایشگاه باید تمامی دستگاهها، وسایل و امکانات لازم برای انجام آزمایش‌هایی که در محل انجام می‌دهد را دارا باشد. وجود دستگاه‌هایی مانند فتوومتر، سل کانتر، فلیم فتوومتر، الایزا ریدر و یا گاما کانتر در صورتی که برای انجام آزمایش‌ها به وجود آن‌ها نیاز باشد ضروری است.
- ابزار شیشه‌ای حجمی باید از کلاس قابل اطمینان (کلاس A) و دارای گواهی کالیبراسیون (برسنجدی) بوده یا قبل از استفاده از صحت آن‌ها اطمینان حاصل شود.
- باید تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت و ایمنی کارکنان و فضای آزمایشگاه موجود باشد.

همچنین می‌توان از دمای 134°C به مدت ۴۵ دقیقه استفاده نمود. اجازه دهید تا آگار ذوب شده، سفت شود و سپس آن را به صورت پسماند طبیعی دور بریزید.

• سترون سازی مواد خشک بسته بندی شده

کیسه‌ها را به گونه‌ای در اتوکلاو قرار دهید که حداکثر چرخش بخار را در بین آن‌ها ایجاد کند و نیز با دیواره‌های اتافک اتوکلاو تماسی نداشته باشد. باید از زمان ۲۵ دقیقه در دمای 121°C با خروج سریع بخار یا زمان ۳۰ دقیقه در دمای 121°C بدون خروج بخار استفاده کرد.

نحوه نگهداری

* به طور روزانه: صفحه کف اتوکلاو را از بدنه اتافک جدا نموده و کاملاً تمیز کنید. لوازم فرعی مثل طبقات، Rack‌ها و سینی‌ها را با آب و صابون بشویید. دربوش چاهک (Plug Screen) را تمیز کنید. قبل از کار، سطح آب ژنراتور را کنترل کنید. نمایشگر ثبت حرارت و فشار را امتحان کنید.

* به طور هفتگی: آب‌گذر و درزها را تمیز کنید. سوپاپ اطمینان را بررسی کنید.

* به طور ماهانه: قالب ثبت کننده یا نمایشگر (Recorder Pan) را تمیز کنید. هر ماه آب را تعویض کنید.

* در صورت نیاز (حداقل هر سه ماه): داخل و خارج دستگاه را تمیز کنید. قسمت بیرونی آب‌گذر را که آب زائد از آنجا خارج می‌شود تمیز کنید. لاستیک دور درب اتوکلاو را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.

* هر شش ماه: نگهداری، معاینه و بازرسی تکنیکی دستگاه توسط شرکت پشتیبان انجام پذیرد. مشکلات پیش‌آمده در زمان کار با اتوکلاو و راه حل آنها در جدول ۱-۱ نشان داده شده است.

جدول ۱-۱: تحلیل مشکلات کار با اتوکلاو

مشکل	علل ممکن	راه حل
۱- در اتوکلاو با آن که کاملاً بسته شده، اما قفل نمی‌شود.	(a) جسمی مانع بستن در است. (b) کابل‌ها خیلی شل هستند. (c) قفل، خارج از تنظیم است.	(a) جسم را درآورید. (b) کابل‌ها را تنظیم کنید. (c) قفل را تنظیم کنید.
۲- موتور ثبت کننده فیوز را بزنید.	(a) فیوز کنترل جریان برق پریده است. (b) موتور ثبت کننده معموب است.	(a) فیوز را بزنید. (b) موتور ثبت کننده معموب است.
۳- جداره بیرونی (Jacket) گرم نمی‌شود.	(a) منبع تامین کننده بخار و دریچه‌های قطع کننده (Shut off Valves) باز نیستند. (b) صافی مسدود شده است. (c) رگولاتور کار نمی‌کند.	(a) دریچه‌ها را باز نموده، تمیز یا تعویض کنید. (b) صافی را تمیز کنید. (c) رگولاتور را تنظیم یا تمیز کنید.
۴- بخار، فشار کافی ایجاد نمی‌کند.	(a) رگولاتور را تمیز یا تعویض کنید. (b) دریچه را تمیز یا تعویض کنید. (c) لاستیک دور در نشت می‌کند.	(a) رگولاتور فشار، کار نمی‌کند. (b) دریچه (trap) بخار اتافک عمل نمی‌کند. (c) لاستیک دور در نشت می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای دستگاه مراجعه کنید و یا با شرکت پشتیبان تماس حاصل کنید.

دستورالعمل فنی تجهیزات

دستورالعمل فنی اتوکلاو (دَمْفَشَار)

کلیات

اتوکلاو وسیله‌ای است که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار، برای سترون کردن محیط‌های کشت، محلول‌ها، پسماندهای آلوده و مواد خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونگی کاربری

• سترون سازی محیط‌های کشت و محلول‌ها بهتر است از لوله و ارلن‌های دریچه‌دار استفاده شود. در پیچ آنها را شل کنید. بیشتر از دو سوم لوله‌ها را پر نکنید. باید اشیا با یکدیگر و نیز با دیواره‌های اتوکلاو حداقل پنج سانتی‌متر فاصله داشته باشند. ظروف و کلیه اشیا را به صورت افقی در کنار یکدیگر قرار دهید و در صورت نیاز به قرار دادن اشیا بر روی یکدیگر آنها را بر روی جا لوله‌ای (Rack) قرار دهید تا بخار بین آنها جریان یابد. درب اتوکلاو را بیندید. زمان و دما را تنظیم کنید. زمان توصیه شده ۱۵ دقیقه برای دمای 121°C با 15 دقیقه زمان خروج بخار است.

زمان‌های پیشنهادی شامل: برای 500 میلی‌لیتر محیط کشت 18 دقیقه، برای 1000 میلی‌لیتر محیط کشت 21 دقیقه و برای 1500 میلی‌لیتر محیط کشت 24 دقیقه است. به‌طور کلی برای افزودن 500 میلی‌لیتر محیط کشت، سه دقیقه به زمان سترون سازی اضافه می‌شود. اما چون اکثر محیط‌های کشت به زمان و دمای خاصی نیاز دارند، توصیه می‌شود که طبق دستورالعمل سازنده عمل شود. نباید زمان و دمای سترون سازی توصیه شده توسط سازنده را تغییر داد. پس از سپری شدن مدت زمان لازم و خاموش کردن دستگاه و بعد از آن که فشار اتافک اتوکلاو به صفر رسید و دما تا حدود 60°C پایین آمد، با استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظ چشم و با ایستادن در کنار اتوکلاو (و نه در جلوی آن) در اتوکلاو را به آرامی باز کنید. 20 دقیقه منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شوند. مواد را به آرامی حمل کنید تا از بیرون ریختن مایعات داغ جلوگیری شود.

• سترون سازی پسماندهای آلوده

در ابتدا باید مواد آلوده را جدا نموده و در کیسه‌هایی که قابلیت اتوکلاو شدن دارند، قرارداد و بر روی آن‌ها برچسب خطر زیستی (Biohazard) نصب نمود. قبل از اتوکلاو نمودن، برای اطمینان از نفوذ بخار به همه قسمت‌های کیسه یا باید گره آن را شل کرد یا یک پیمانه (حدود $3/0$ لیتر) آب، قبل از محکم کردن گره به آن اضافه کرد. برای جلوگیری از مسدود کردن آب‌گذر اتافک اتوکلاو با آگار مذاب، باید این کیسه‌ها را در سطل یا ظروف دیگر قرار داد. بیشتر از سه چهارم کیسه‌ها را پر نکنید. برای سترون نمودن پسماند فشار 15 پوند در دمای 121°C به مدت 60 دقیقه مناسب است.

کنترل کیفی

• استفاده از نشانگر شیمیایی و چسب اتوکلاو

استفاده از چسب اتوکلاو و نشانگر (اندیکاتور) شیمیایی در هر بار استفاده از اتوکلاو الزامی است.

معمولاً از دو نوع نشانگر شیمیایی استفاده می‌شود:

« نوار (Time, Steam, Temperature) TST

که بر سه عامل زمان، بخار و دما نظارت می‌کند.

« برچسب Steri-Record

امکان ثبت تاریخ سترون سازی، تاریخ انقضای، سری ساخت، نام فرد سترون کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد.

برای ثبت کردن نام محیط کشت از عالیم اختصاری استفاده کرده و نیز برای ثبت کردن نام فرد سترون کننده به او شماره (کد) بدھید. در صورت استفاده از این برچسب نیاز به استفاده از نوار TST همچنان باقی است.

• اندیکاتور بیولوژیک

استفاده از نشانگر بیولوژیک به طور هفتگی و بر حسب روزهای کاری استفاده از اتوکلاو توصیه می‌شود.

باید از اندیکاتور بیولوژیک شامل ویال حاوی 10^9 اسپور ژئوباسیلوس/استئاروترموفیلوس (*Geobacillus Stearothermophilus* ATCC 7953) استفاده و صحت دماسنجد را کنترل نمود. این ویال حاوی کپسول شیشه‌ای محتوی محیط کشت مایع و اندیکاتور pH و کاغذ آغشته به اسپور باسیلوس است. پس از خروج ویال بیولوژیک از اتوکلاو، منتظر بمانید تا خنک شود. سپس کناره‌های ویال پلاستیکی را فشار دهید تا کپسول شیشه‌ای داخل آن شکسته شود و محیط کشت با کاغذ آغشته به اسپور باسیلوس در تماس قرار گیرد. سپس ویال پلاستیکی را به مدت ۲ تا ۳ روز داخل انکوباتور $56\pm 1^\circ C$ قرار دهید و هر روز رنگ آن را بررسی نمایید. اگر از بنفش به زرد تغییر رنگ دهد، باکتری در آن رشد کرده و عدم صحت فرآیند استریلیزاسیون را نشان می‌دهد. باید هنگام استفاده از این نشانگر فشار حدود ۱/۵ بار و دما در حد مطلوب باشد.

نکته مهم: چسب اتوکلاو به هیچ وجه جهت کنترل کیفی کاربرد ندارد و فقط نشانه‌ای است از اینکه آیا بسته مورد نظر داخل دستگاه قرار گرفته است یا خیر.

کالیبراسیون

طبق کتابچه راهنمای دستگاه انجام می‌گیرد.

ایمنی

۰۰ حتماً از دستکش مقاوم به حرارت و محافظه چشم استفاده شود. بعد از آن که فشار اتاق

اتوکلاو به صفر رسید و دما تا حدود $60^\circ C$ درجه سانتی گراد پایین آمد، در کنار اتوکلاو (و نه در

جلوی در آن) بایستید و آن را به آرامی باز کنید. ۲۰ دقیقه منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک

شوند. مواد را به آرامی حمل کنید تا از بیرون ریختن مایعات داغ جلوگیری شود.

۰۰ هیچ‌گاه در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاری یا خارج نمودن وسایل نمایید، همیشه

ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس اقدام به گذاردن و یا برداشتن وسایل نمایید.

۰۰ هیچ‌گاه در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پریز برق اقدام به تمیز نمودن دستگاه

نکنید. در صورت سهل‌انگاری و ریختن آب یا مواد مشابه بر روی تابلوی برق (در اتوکلاوهای

برقی) دستگاه را فوراً از پریز برق جدا نموده و سپس اقدام به خشک کردن روی تابلو نمایید و

بعد آن را بدون استفاده رها کرده تا مواد ریخته شده کاملاً خشک گردد.

۰۰ هیچ‌گاه پیچ‌های محکم کننده در را در هنگام کار دستگاه شل یا سفت ننمایید.

کنترل کیفی

- حرارت انکوباتور با دماسنچ کالیبره، اندازه‌گیری و به طور روزانه و در دو نوبت بر روی منحنی حرارت ثبت می‌گردد.
- تمام عملیات نگهداری، تمیزکردن، تعویض سیلندر و حرارت روزانه باید در جداول مربوطه ثبت گردد.
- در انکوباتورهای CO_2 دار یک کشت از نایسپریا گونوره را در انکوباتور قرار دهید. هر روز آن را پاساز داده و رشدش را بررسی نمایید. این ارگانیسم برای رشد کامل به CO_2 نیاز دارد.

ایمنی

- ۰۰ زمانی که دمای انکوباتور خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد، باید به مسئول فنی یا سوپروایزر اطلاع داده شود.
- ۰۰ اقدامات اصلاحی باید مطابق موارد ذیل انجام شود:
 - » منبع برق، پریز برق و کلیدهای روشن/خاموش را بررسی کنید.
 - » دمای تنظیمی (Set Point) را بررسی کنید.
 - » اگر دستگاه هنوز درست کار نمی‌کند، به شرکت پشتیبان اطلاع دهید.

دستورالعمل فنی انکوباتور (گرمخانه)

کلیات

انکوباتور برای نگهداری سوسپانسیون یا محیط‌های کشت حاوی میکروب یا آزمایش‌های آزمایشگاهی در حرارت خاص استفاده می‌گردد.

چگونگی کاربری

انکوباتور محفظه عایق‌بندی شده‌ای است که برای نگهداری دما و رطوبت تنظیم شده محیط برای رشد میکروارگانیسم‌ها مورد نیاز است. بعضی انکوباتورها قابلیت تامین میزان دلخواه از CO_2 برای میکروارگانیسم‌هایی که دی اکسید کربن دوست (Capnophilic) هستند، را دارند.

الف - انکوباتورهای بدون CO_2 :

- تنظیم کننده دما را روی دمای مورد نظر قرار دهید.
- وقتی درجه حرارت به دمای مورد نظر رسید، دما را در هر روز استفاده روی برگه کنترل کیفیت (QC) ثبت کنید.
- نمونه‌ها را به طور ایمن روی سینی‌ها یا قفسه‌ها قرار دهید.
- می‌توانید با قراردادن یک تستک پر از آب مناسب با اندازه اتفاق در کف انکوباتور، محیط مرطوب ایجاد نمایید.

ب - انکوباتورهای CO_2 دار:

- سطح دما و CO_2 در برگه QC در هر روز استفاده ثبت می‌شوند.
- در صورت اتمام سیلندر CO_2 ، تا زمان شارژ مجدد آن می‌توان جهت نگهداری نمونه‌های نیازمند CO_2 ، از محفظه حاوی شمع (candle jar) بهصورت جایگزین استفاده نمود.

نحوه نگهداری

* همه انکوباتورها باید به طور ماهانه با محلول صابون ملایم، تمیز و در صورت لزوم ضد عفونی شوند.

* به منظور رعایت موارد ایمنی، کپسول‌های CO_2 باید به صورت ایستاده با زنجیر سنگین به دیوار محکم بسته شوند. زمانی که از سیلندرها استفاده نمی‌شود، سوپاپ‌ها و دریوش‌ها باید محکم بسته شوند. سیلندرهای خالی را با زنجیر روی حمل کننده سیلندر محکم بیندید. هرگز سیلندرهای گاز را در دمای بالاتر از 125°F (52°C) نگهداری نکنید. سیلندرها را در وضعیت افقی قرار ندهید.

دستورالعمل فنی اجاق کوره (فور - اون)

کلیات

از فور عمدتاً برای خشک کردن لوازم آزمایشگاهی یا سترون کردن آن به روش حرارت خشک استفاده می‌شود.

چگونگی کاربری

اون برای سترون کردن موادی که با اطمینان کافی تحت نفوذ بخار قرار نمی‌گیرند، اما می‌توانند دمای بالای مورد نیاز ($160\text{--}180^{\circ}\text{C}$) را تحمل کنند، به کار می‌رود. این میزان حرارت برای سترون کردن ظروف شیشه‌ای مثل لوله‌های آزمایش، ظروف پتی شیشه‌ای، فلاسک‌ها، پیپت‌ها و نیز برای آلات فلزی مثل پنس، اسکالپل و قیچی به کار می‌رود.

برای بسته‌بندی این وسایل می‌توان از فویل آلومینیومی یا کاغذ کرافت و سربطرهای پنبه‌ای استفاده کرد. البته کاغذ و پنبه کمی می‌سوزند و این نیم سوزه‌های پنبه (cotton wool)، ممکن است مواد باکتریکش فراری متصاعد کنند.

در پوش لوله‌های آزمایش شیشه‌ای را با کلاهک‌هایی از جنس فویل آلومینیومی بپوشانید و آن‌ها را به طور عمود در جا لوله‌ای فلزی قرار دهید. در پوش، لبه لوله‌ها را از آلدگی موجود در هوا در طی ذخیره سازی بعدی حفظ می‌کند.

انتهای فوقانی پیپتها را تا عمق حدود دو سانتی‌متر با پنبه‌های غیر جاذب ببندید و آن‌ها را در ظروف فلزی قرار داده، در ظرف را ببندید. اگر پیپها فقط به طور موردي موجود نیاز هستند، می‌توانید آن‌ها را فقط در کاغذ Kraft بسته‌بندی کنید.

بطری‌های دریچه‌دار را در صورتی می‌توان در اون یا هوا داغ سترون نمود که در پوش‌ها و آستری (ایه داخلی) آن‌ها از موادی مثل فلز، تفلون، پلی پروپیلن یا لاستیک سیلیکون ساخته شده باشند که در دمایهای سترون سازی از شکل طبیعی خارج نمی‌شوند.

قبل از قرار دادن ظروف شیشه‌ای در اون، مطمئن شوید که ظروف کاملاً خشک هستند. توصیه می‌شود که ابتدا آن‌ها را در حرارت 100°C قرار دهید.

پودرهای روغن‌ها و گریس‌ها را در ظروف شیشه‌ای یا فلزی عایق‌بندی شده (با بسته‌بندی محکم و چسب کاری شده) و در اندازه‌های کوچکی که از وزن ده گرم یا عمق یک سانتی‌متر تجاوز نکنند سترون نمایید.

مواد یا بسته‌ها را به گونه‌ای در اون قرار دهید که هوا داغ بین و دور آن‌ها جریان داشته باشد.

در اون را ببندید و منبع گرما را روشن کنید.

دستورالعمل فنی بن ماری

کلیات

از بن ماری برای تامین حرارت‌های ۲۵، ۳۰، ۴۲، ۵۶، ۶۳، ۷۰ و ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد بنا به نیاز استفاده می‌گردد.

چگونگی کاربری

بعد از اطمینان از مناسب بودن سطح آب موجود در بن ماری، درجه حرارت مورد نظر را انتخاب نمایید. سطح آب بن ماری باید بالاتر از سطح مایعاتی باشد که در آن گذارده می‌شوند. هنگام قرار دادن ظروف و لوله‌های دریاز، در پوش بن ماری باید باز بماند تا از ریختن بخار تقطیر شده به درون لوله‌ها جلوگیری شود.

نحوه نگهداری

* آب بن ماری باید به طور مرتب تعویض شود.

* برای جلوگیری از رسوب املاح در بن ماری باید از آب مقطر استفاده نمود.

* اگر بن ماری رسوب داشته باشد، آن را با اسید رقیق (محلول اسید کلریدریک دو نرمال) شستشو داده و سپس سریع و به طور کامل با آب بشویید.

* اگر بن ماری خشک شود، بیش از حد داغ می‌شود و به آن آسیب می‌رسد، پس باید از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آورد.

کنترل کیفی

کنترل روزانه دمای آب بن ماری، در چهار گوشه دستگاه و به وسیله دماسنجه غیر از دماسنجه متصل به آن انجام می‌شود (صحت دماسنجه کنترلی باید در مقابل یک دماسنجه کالیبره، تصدیق شده باشد).

دمای خوانده شده در طی روزهای متوالی را باید بر روی منحنی کنترل کیفی دما ثبت نموده و براساس نتایج حاصله، تصمیم‌گیری نمود.

برای بسیاری از آزمایش‌های کینتیک (مانند آزمایش‌های آنزیمی) تغییر یک درجه سانتی‌گراد باعث 10% تغییر در فعالیت آنزیم می‌شود. برای چنین آزمایش‌هایی 1 ± 0.1 درجه سانتی‌گراد قابل چشم پوشی است.

برای آزمایش‌های End Point 0.5 ± 0.1 درجه سانتی‌گراد اختلاف از دمای مطلوب قابل اغماس است.

کالیبراسیون

کالیبراسیون بر اساس توصیه دستگاه و نتایج کنترل کیفی و پس از هر سرویس و زمان راهاندازی دستگاه انجام می‌گیرد. در صورت عدم صحت یا دقیق، دستگاه به شرکت پشتیبان ارسال می‌گردد.

ایمنی

اگر بن ماری خشک شود، بیش از حد داغ شده و به آن آسیب می‌رسد. پس باید از خشک شدن آن جلوگیری شود.

۱۴ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

زمان نگهداری سترون سازی از زمانی شروع می‌شود که اتفاق به دمای سترونی انتخابی و حتی دمای بالاتر برستد تا همه قسمت‌های اتفاق و بار داخل آن به دمای موردنظر بررسند.

دمای سترون سازی 160°C و مدت آن دو تا چهار ساعت است.

به خاطر عایق بودن دستگاه، ممکن است چند ساعت طول بکشد تا اشیا داخل آن خنک شوند. اما اگر اون دارای فن خنک کننده باشد، مرحله خنک کردن تسريع می‌شود.

۰۰ در اون را تا وقتی اتفاق و بار داخل آن (ظروف و مواد) به دمای پایین تر از 60°C نرسیده است، باز نکنید. اگر هوای سرد به طور ناگهانی وارد دستگاه شود، ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند، چون هنوز خیلی داغ هستند.

۰۰ برای خشک کردن وسایل معمولاً از دمای کمتر از 100°C استفاده می‌گردد.

نحوه نگهداری

* به طور ماهانه: داخل آن تمیز گردد.

* هر شش ماه یکبار: نگهداری و کنترل تکنیکی توسط شرکت پشتیبان صورت پذیرد.

کنترل کیفی

استفاده از نشانگر شیمیایی برای هر بار استفاده

استفاده از انديکاتور شيميايی (كپسول شيشه‌اي براون [Browne]) برای هر بار استفاده از فور الزامي است. عملکرد مطلوب دستگاه به صورت تغيير رنگ مناسب (از قرمز به سبز) می‌باشد که بايستي در انتهای هر مرحله بررسی شود.

استفاده از نشانگر بیولوژیک به طور هفتگی

به طور هفتگی بر حسب روزهای کاری استفاده از اون، از نوار حاوی اسپور باسیلوس آتروفیوس (سوبرتیلیس واریته نایجر) استفاده کنید. باید بتوان نشان داد که سیکل سترون سازی 10°C اسپور باسیلوس آتروفیوس (Bacillus atrophaeus ATCC 9372) را غیرفعال می‌کند.

برای اين کار نوار حاوی اسپور را به همراه وسایل، داخل فور قرار دهید و پس از طی شدن زمان لازم برای استريل شدن وسایل، آنرا خارج نمایيد. منتظر بمانيد تا خنک شود. سپس با رعایت شرایط آسپتيک، در كنار شعله و با پنس استريل نوار كاغذی را از داخل پوشش آن در آورده و داخل لوله حاوی محبيط کشت مایع مغذي (Trypticase Soy Broth (TSB) بياندازيد و به مدت ۲ تا ۳ روز داخل انکوباتور $36 \pm 1^{\circ}\text{C}$ قرار دهيد و هر روز ايجاد دورت را در لوله بررسی نمایيد. اگر كدورت مشاهده شد، آن را بر روی محبيط کشت آگار خون دار کشت دهيد و با انجام آزمایش‌های افتراقی، از وجود اين باسیلوس اطمینان حاصل نمایيد. در صورت تاييد وجود اين باسیلوس، عدم صحبت فرایند استريليزاسيون محرز می‌گردد.

الزامات و دستورالعمل فني تجهيزات

D-Value اسپورهای مورد مصرف در حرارت 160°C معادل $5-10$ و آنها حدود ۲۵ D-Value است. در يك دمای مشخص، ميزان کشن باکتری را اندازه‌گيري می‌کند و با مدت زمان مورد نياز بر حسب دقیقه جهت نابود شدن 90% ارگانیسم‌های زنده نشان داده می‌شود. Z-Value معيار اندازه‌گيري مقاومت حرارتی اسپورها بوده که با مقدار حرارت (بر حسب درجه سانتی‌گراد) مورد نياز جهت نابودی ده برابر سريع تر اسپورها مشخص می‌شود.

کالibrasiون

طبق کتابچه راهنمای دستگاه انجام شود.

ايمني

استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظه چشم موقع کار با دستگاه لازم است.

۱۴ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

زمان نگهداری سترون سازی از زمانی شروع می‌شود که اتاقک به دمای سترونی انتخابی و حتی دمای بالاتر برست تا همه قسمت‌های اتاقک و بار داخل آن به دمای موردنظر برستند.

دمای سترون سازی $160\text{--}180^\circ\text{C}$ و مدت آن دو تا چهار ساعت است.

به خاطر عایق بودن دستگاه، ممکن است چند ساعت طول بکشد تا اشیا داخل آن خنک شوند. اما اگر اون دارای فن خنک کننده باشد، مرحله خنک کردن تسربیع می‌شود.

۰۰ در اون را تا وقتی اتاقک و بار داخل آن (ظروف و مواد) به دمای پایین‌تر از 60°C نرسیده است، باز نکنید. اگر هوای سرد به طور ناگهانی وارد دستگاه شود، ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند، چون هنوز خیلی داغ هستند.

۰۰ برای خشک کردن وسایل معمولاً از دمای کمتر از 100°C استفاده می‌گردد.

نحوه نگهداری

* به طور ماهانه: داخل آن تمیز گردد.

* هر شش ماه یکبار: نگهداری و کنترل تکنیکی توسط شرکت پشتیبان صورت پذیرد.

کنترل کیفی

• استفاده از نشانگر شیمیایی برای هر بار استفاده

استفاده از اندیکاتور شیمیایی (کپسول شیشه‌ای براون [Browne]) برای هر بار استفاده از فور الزامی است. عملکرد مطلوب دستگاه به صورت تغییر رنگ مناسب (از قرمز به سبز) می‌باشد که بایستی در انتهای هر مرحله بررسی شود.

• استفاده از نشانگر بیولوژیک به طور هفتگی

به طور هفتگی بر حسب روزهای کاری استفاده از اون، از نوار حاوی اسپور باسیلوس آتروفیوس (سوپتیلیس واریته نایجر) استفاده کنید. باید بتوان نشان داد که سیکل سترون سازی 10°C اسپور باسیلوس آتروفیوس ATCC 9372 (*Bacillus atrophaeus* ATCC 9372) را غیرفعال می‌کند.

برای این کار نوار حاوی اسپور را به همراه وسایل، داخل فور قرار دهید و پس از طی شدن زمان لازم برای استریل شدن وسایل، آنرا خارج نمایید. منتظر بمانید تا خنک شود. سپس با رعایت شرایط آسپتیک، در کنار شعله و با پنس استریل نوار کاغذی را از داخل پوشش آن در آورده و داخل لوله حاوی محیط کشت مایع مغذی (Trypticase Soy Broth (TSB)) بیاندازید و به مدت ۲ تا ۳ روز داخل انکوباتور $36\pm1^\circ\text{C}$ قرار دهید و هر روز ایجاد کدورت را در لوله بررسی نمایید. اگر کدورتی مشاهده شد، آن را بر روی محیط کشت آغاز خون دار کشت دهید و با انجام آزمایش‌های افتراقی، از وجود این باسیلوس اطمینان حاصل نمایید. در صورت تایید وجود این باسیلوس، عدم صحت فرایند استریلیزاسیون محرز می‌گردد.

الرامات و دستورالعمل فنی تجهیزات ۱۵

D-Value اسپورهای مورد مصرف در حرارت 160°C معادل $5\text{--}10$ و Z-Value آنها حدود ۲۵ است. D-Value، در یک دمای مشخص، میزان کشتن باکتری را اندازه‌گیری می‌کند و با مدت زمان مورد نیاز بر حسب دقیقه جهت نابود شدن 90% ارگانیسم‌های زنده نشان داده می‌شود. Z-Value معیار اندازه‌گیری مقاومت حرارتی اسپورها بوده که با مقدار حرارت (بر حسب درجه سانتی گراد) مورد نیاز جهت نابودی ده برابر سریع‌تر اسپورها مشخص می‌شود.

کالیبراسیون

طبق کتابچه راهنمای دستگاه انجام شود.

ایمنی

استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظت چشم موقع کار با دستگاه لازم است.

استفاده از دستگاه

آزمایش

کنترل کیفی

برای کنترل دما باید از دماسنجد مناسب که صحت عملکرد آن در مقابل دماسنجد کالیبره تصدیق گردیده، استفاده نمود و با استفاده از کاغذهای مخصوص رسم نمودار یا برنامه‌های نرمافزاری دمای روزانه یخچال هر روز در دو نوبت اندازه‌گیری شده و در منحنی کنترل دما وارد گردد. در صورتی که طی چند روز دمای آن خارج از محدوده مجاز (۲-۸°C) باشد، با تعمیر کار مجاز تماس گرفته شود. علاوه بر این دمای درب یخچال نیز باید کنترل شود. بهتر است از دماسنجد های می‌نیمم - ماگزیم استفاده شود که تغییرات حرارت یخچال در طول روز را نشان می‌دهد.

ایمنی

استفاده از تنظیم کننده نوسانات برق توصیه می‌گردد. لازم به ذکر است که در صورت قطع برق یا خرابی یخچال، دمای یخچال به مدت دو ساعت حفظ می‌شود و در صورت عدم استفاده از برق باشد. دمای قابل قبول برای فرآورده‌های خونی ۱-۶°C است.

دستورالعمل فنی یخچال

کلیات

از یخچال برای نگهداری نمونه‌ها و محلول‌های مختلف در برودت ۲-۸ درجه سانتی‌گراد استفاده می‌گردد. معمولاً در اثر رشد میکروب‌ها در نمونه‌ها و محلول‌ها، واکنش‌های شیمیایی صورت می‌پذیرد که سرد کردن و انجاماد، این واکنش را به تأخیر می‌اندازد.

چگونگی کاربری

یخچال باید در سطح کاملاً افقی و در نزدترین قسمت ساختمان به دور از گرما و آفتاب قرار گیرد و طوری در کنار وسایل اطراف باشد که فضای کافی در پشت و دو طرف وجود داشته باشد تا هوا کاملاً از پشت و اطراف آن جریان پیدا کند.

درب یخچال باید پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود. دمای آن باید تقریباً ۴°C (بین ۲-۸°C) باشد. دمای قابل قبول برای فرآورده‌های خونی ۱-۶°C است.

جهت کنترل دما باید از دماسنجد مایع در شیشه (صفحه ۲۱) استفاده نمود. چیدمان مواد داخل یخچال باید به نحوی باشد که کیت‌ها با کمی فاصله از یکدیگر و از دیواره جانبی قرار گیرند.

نحوه نگهداری

* نگهداری مقطعي و هفتگي:

۰۰ در صورت وجود آب در کف یخچال باید تمیز شود.

۰۰ در صورت آلوگی درون یخچال با مایعات بیولوژیک باید با محلول سفید کننده ۱۰٪ ضد عفنونی و تمیز شود.

۰۰ یخچال از بیرون نیز تمیز شود.

* نگهداری ماهانه:

۰۰ یخچال باید به صورت ماهانه تمیز شود و بخ آن ذوب شود. در صورتی که ضخامت بخ به ۶-۱۰ mm برسد باید قبل از زمان مذکور بخ ذوب گردد.

۰۰ توصیه می‌شود تمامی عملیات نگهداری، تعمیرات، نظافت، ضد عفنونی، آب کردن برفک با ذکر تاریخ برای همه یخچال‌ها ثبت گردد.

۰۰ غبار روی سرد کننده یا مبرد تمیز شود.

۰۰ لاستیک دور درب یخچال بررسی شود.

دستورالعمل فنی دماسنجد (ترموومتر)

کلیات

دماسنجد برای کنترل حرارت محیط آزمایشگاه و تجهیزات حرارتی و برودتی مانند یخچال، فریزر، حمام آب بافتی، فور، اتوکلاو، انکوباتور و غیره کاربردهای دیگری نیز در اسومومتری، کنترل سانتریفیوژهای یخچال دار، محل قرارگیری محلول‌ها در اتوآنالایزرهای خودکار یخچال دار، قسمت گرم کننده آنالایزرهای خودکار، حمام آب در گردش و قسمت کووت‌های آنالایزرهای خودکار دارد. در تمام موارد فوق هدف از استفاده از دماسنجد، کنترل حرارت و اندازه‌گیری صحیح برای اطمینان از حفظ یک دمای ثابت است.

هر تجهیزی که وسیله‌ای برای کنترل دما دارد باید یک روش کنترل کیفی مناسب و رایج نیز داشته باشد و همه وسایل حساس به دما که دما را ثبت نمی‌کنند، باید با نوع مناسب جایگزین شوند. در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی که با دخالت آنزیم‌ها انجام می‌شوند، کنترل دما باید به دقت انجام گیرد زیرا دما به میزان قابل توجهی بر سرعت واکنش آنزیماتیک تاثیرگذار است.

أنواع دماسنجد

- **دماسنجد بالینی (طبی):** برای اندازه‌گیری حرارت بدن انسان کاربرد دارد و دارای انواع گوناگونی مانند دماسنجهای دهانی، مقعدی و دماسنجد مادون قرمز پرده صماخی است. نوع آخر در داخل مجرای گوش خارجی قرار می‌گیرد و از طریق تشعشعات مادون قرمز صادره از پرده صماخ، دمای بدن را می‌سنجد.
- **دماسنجد ثبت‌کننده:** دماسنجد مکانیکی یا الکتریکی است که با استفاده از یک یا چند حسگر حساس تغییرات دما را در طول زمان ثبت می‌کنند. دمای اندازه‌گیری شده بر روی کاغذ رسام حرارت یا در حافظه الکترونیکی دماسنجد ثبت می‌گردد. با خارج شدن دما از دامنه تنظیم، زنگ دستگاه به علامت هشدار به کار می‌افتد.
- **دماسنجد مقاومتی (ترموکوپل):** این دماسنجد از مقاومت الکتریکی برای مشخص کردن دما استفاده می‌کند و حاوی وسیله‌ای حساس متخلک از دو نوع فلز غیرمشابه بوده که از یک انتها به یکدیگر متصل شده‌اند. دماسنجد مقاومتی، انواع و طرح‌های مختلفی دارد. یک واقعیت مهم، پاسخ‌دهی سریع آن است و به همین دلیل در آنالایزرهای آزمایشگاهی کاربرد دارد. در واقع دماسنجد مقاومتی گرمایی یک نوع مبدل است که باعث تبدیل حرارت یا گرما به مقاومت می‌شود. در این نوع دماسنجد از مخلوط به هم چسبیده اکسیدهای فلزات با ضربه حرارتی منفی در برابر مقاومت استفاده می‌شود. لذا کوچکترین کاهش در حرارت باعث تغییرات زیاد در مقاومت می‌شود.

دستورالعمل فنی فریزر (منجمدگر)

کلیات

در اکثر آزمایشگاه‌های بالینی وجود فریزر ۲۰- درجه سانتی‌گراد برای نگهداری نمونه‌های ناپایدار همچون Fresh Frozen Plasma (FFP) و کربابو، دیسکهای آنتی‌بیوتیکی بتا-لاکدام، آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی‌کلونال و آنتی‌سرم‌ها ضروری است. با این حال در آزمایشگاه‌هایی که اقدام به انجام آزمایش‌های مولکولی می‌نمایند، فریزر ۷۰- درجه سانتی‌گراد مورد نیاز است.

چگونگی کاربری

مطابق با مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده تجهیز به کار گرفته می‌شود.

نحوه نگهداری

تقریباً مشابه یخچال است.

کنترل کیفی

مشابه یخچال است با این تفاوت که دماسنجد مورد استفاده، دماسنجد مخصوصی است که در بشر محتوی ضد یخ قرار می‌گیرد و صحت آن با دماسنجد کالیبره، تصدیق گردیده است.

ایمنی

مشابه یخچال است.

دستورالعمل فنی دماسنجد (ترموومتر)

کلیات

دماسنجد برای کنترل حرارت محیط آزمایشگاه و تجهیزات حرارتی و برودتی مانند یخچال، فریزر، حمام آب بافتی، فور، اتوکلاو، انکوباتور و غیره کاربرد دارد. دماسنجد کاربردهای دیگری نیز در اسومومتری، کنترل سانتریفیوژهای یخچال دار، محل قرارگیری محلول‌ها در اتوآنالایزرهای خودکار یخچال دار، قسمت گرم کننده آنالایزرهای خودکار، حمام آب در گردش و قسمت کووت‌های آنالایزرهای خودکار دارد. در تمام موارد فوق هدف از استفاده از دماسنجد، کنترل حرارت و آنالایزرهای خودکار دارد.

اندازه‌گیری صحیح برای اطمینان از حفظ یک دمای ثابت است.

هر تجهیزی که وسیله‌ای برای کنترل دما دارد باید یک روش کنترل کیفی مناسب و رایج نیز داشته باشد و همه وسایل حساس به دما که دما را ثبت نمی‌کنند، باید با نوع مناسب جایگزین شوند. در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی که با دخالت آنزیم‌ها انجام می‌شوند، کنترل دما باید به دقت انجام گیرد زیرا دما به میزان قابل توجهی بر سرعت واکنش آنزیماتیک تاثیرگذار است.

انواع دماسنجد

- **دماسنجد بالینی (طبی):** برای اندازه‌گیری حرارت بدن انسان کاربرد دارد و دارای انواع گوناگونی مانند دماسنجهای دهانی، مقعدی و دماسنجد مادون قرمز پرده صماخی است. نوع آخر در داخل مجرای گوش خارجی قرار می‌گیرد و از طریق تشبعات مادون قرمز صادره از پرده صماخ، دمای بدن را می‌سنجد.
- **دماسنجد ثبت‌کننده:** دماسنجد مکانیکی یا الکتریکی است که با استفاده از یک یا چند حسگر حساس تغییرات دما را در طول زمان ثبت می‌کنند. دمای اندازه‌گیری شده بر روی کاغذ رسام حرارت یا در حافظه الکترونیکی دماسنجد ثبت می‌گردد. با خارج شدن دما از دامنه تنظیم، زنگ دستگاه به علامت هشدار به کار می‌افتد.
- **دماسنجد مقاومتی (ترموکوپل):** این دماسنجد از مقاومت الکتریکی برای مشخص کردن دما استفاده می‌کند و حاوی وسیله‌ای حساس متصل از دو نوع فلز غیرمشابه بوده که از یک انتها به یکدیگر متصل شده‌اند. دماسنجد مقاومتی، انواع و طرح‌های مختلفی دارد. یک واقعیت مهم، پاسخ‌دهی سریع آن است و به همین دلیل در آنالایزرهای آزمایشگاهی کاربرد دارد. در واقع دماسنجد مقاومتی گرمایی یک نوع مبدل است که باعث تبدیل حرارت یا گرما به مقاومت می‌شود. در این نوع دماسنجد از مخلوط به هم چسبیده اکسیدهای فلزات با ضربه حرارتی منفی در برابر مقاومت استفاده می‌شود. لذا کوچکترین کاهش در حرارت باعث تغییرات زیاد در مقاومت می‌شود.

دستورالعمل فنی فریزر (منجمدگر)

کلیات

در اکثر آزمایشگاه‌های بالینی وجود فریزر ۲۰- درجه سانتی‌گراد برای نگهداری نمونه‌های ناپایدار همچون (FFP) Fresh Frozen Plasma و کرایو، دیسکهای آنتی‌بیوتیکی بتا-لاکتام، آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی‌کلونال و آنتی سرم‌ها ضروری است. با این حال در آزمایشگاه‌هایی که اقدام به انجام آزمایش‌های مولکولی می‌نمایند، فریزر ۷۰- درجه سانتی‌گراد مورد نیاز است.

چگونگی کاربری

مطابق با مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده تجهیز به کار گرفته می‌شود.

نحوه نگهداری

تقریباً مشابه یخچال است.

کنترل کیفی

مشابه یخچال است با این تفاوت که دماسنجد مورد استفاده، دماسنجد مخصوصی است که در بشر محتوی ضد یخ قرار می‌گیرد و صحت آن با دماسنجد کالیبره، تصدیق گردیده است.

ایمنی

مشابه یخچال است.

دستورالعمل فنی دماسنجد (ترموتر)

کلیات

دماسنجد برای کنترل حرارت محیط آزمایشگاه و تجهیزات حرارتی و برودتی مانند یخچال، فریزر، حمام آب بافتی، فور، اتوکلاو، انکوباتور و غیره کاربردهای دیگری نیز در اسومومتری، کنترل سانتریفیوژهای یخچالدار، محل قرارگیری محلول‌ها در اتوآنالایزرهای خودکار یخچالدار، قسمت گرم کننده آنالایزرهای خودکار، حمام آب در گردش و قسمت کووت‌های آنالایزرهای خودکار دارد. در تمام موارد فوق هدف از استفاده از دماسنجد، کنترل حرارت و اندازه‌گیری صحیح برای اطمینان از حفظ یک دمای ثابت است.

هر تجهیزی که وسیله‌ای برای کنترل دما دارد باید یک روش کنترل کیفی مناسب و رایج نیز داشته باشد و همه وسایل حساس به دما که دما را ثبت نمی‌کنند، باید با نوع مناسب جایگزین شوند. در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی که با دخالت آنزیم‌ها انجام می‌شوند، کنترل دما باید به دقت انجام گیرد زیرا دما به میزان قابل توجهی بر سرعت واکنش آنزیماتیک تاثیرگذار است.

أنواع دماسنجد

- **دماسنجد بالینی (طبی):** برای اندازه‌گیری حرارت بدن انسان کاربرد دارد و دارای انواع گوناگونی مانند دماسنجهای دهانی، مقعدی و دماسنجد مادون قرمز پرده صماخی است. نوع آخر در داخل مجرای گوش خارجی قرار می‌گیرد و از طریق تشعشعات مادون قرمز صادره از پرده صماخ، دمای بدن را می‌سنجد.
- **دماسنجد ثبت‌کننده:** دماسنجد مکانیکی یا الکتریکی است که با استفاده از یک یا چند حسگر حساس تغییرات دما را در طول زمان ثبت می‌کنند. دمای اندازه‌گیری شده بر روی کاغذ رسام حرارت یا در حافظه الکترونیکی دماسنجد ثبت می‌گردد. با خارج شدن دما از دامنه تنظیم، زنگ دستگاه به علامت هشدار به کار می‌افتد.
- **دماسنجد مقاومتی (ترموکوپل):** این دماسنجد از مقاومت الکتریکی برای مشخص کردن دما استفاده می‌کند و حاوی وسیله‌ای حساس متصل از دو نوع فلز غیرمشابه بوده که از یک انتهای به یکدیگر متصل شده‌اند. دماسنجد مقاومتی، انواع و طرح‌های مختلفی دارد. یک واقعیت مهم، پاسخ‌دهی سریع آن است و به همین دلیل در آنالایزرهای آزمایشگاهی کاربرد دارد. در واقع دماسنجد مقاومتی گرمایی یک نوع مبدل است که باعث تبدیل حرارت یا گرما به مقاومت می‌شود. در این نوع دماسنجد از مخلوط به هم چسبیده اکسیدهای فلزات با ضرب تغییرات زیاد در مقاومت می‌شود.

دستورالعمل فنی فریزر (منجمدگر)

کلیات

در اکثر آزمایشگاه‌های بالینی وجود فریزر ۲۰- درجه سانتی‌گراد برای نگهداری نمونه‌های ناپایدار همچون (FFP) Fresh Frozen Plasma و کرایو، دیسکهای آنتی‌بیوتیکی بتا-لاکتام، آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و پلی‌کلونال و آنتی سرم‌ها ضروری است. با این حال در آزمایشگاه‌هایی که اقدام به انجام آزمایش‌های مولکولی می‌نمایند، فریزر ۷- درجه سانتی‌گراد مورد نیاز است.

چگونگی کاربری

مطابق با مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده تجهیز به کار گرفته می‌شود.

نحوه نگهداری

تقریباً مشابه یخچال است.

کنترل کیفی

مشابه یخچال است با این تفاوت که دماسنجد مورد استفاده، دماسنجد مخصوصی است که در بشر محتوی ضد یخ قرار می‌گیرد و صحت آن با دماسنجد کالیبره، تصدیق گردیده است.

ایمنی

مشابه یخچال است.

انواع دماسنچ با توجه به نوع مقیاس:

- ﴿ دماسنچ سلسیوس از مقیاس سلسیوس استفاده می‌کند. در این مقیاس نقطه انجماد آب در صفر درجه سانتی‌گراد و نقطه جوش طبیعی آب در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد است.
 - ﴿ دماسنچ سانتی‌گراد نوعی از دماسنچ است که دارای فواصلی بین دو نقطه مرجع مشخص در دماسنچ سلسیوس بوده و این فاصله به ۱۰۰ واحد تقسیم می‌شود. مقیاس این دماسنچ نیز سلسیوس می‌باشد.
 - ﴿ دماسنچ فارنهایت از مقیاس فارنهایت استفاده می‌کند. در این مقیاس نقطه انجماد آب در ۳۲ درجه فارنهایت و نقطه جوش آب در ۲۱۲ درجه فارنهایت است. برای تبدیل درجه فارنهایت به سانتی‌گراد از فرمول زیر استفاده می‌شود:
- $$\text{دماسنچ کلوین} = \frac{5}{9}(\text{درجه فارنهایت} - 32)$$

﴿ دماسنچ کلوین از مقیاس کلوین استفاده می‌کند.

چگونگی کاربری

دماسنچ‌های موجود شامل سه نوع دماسنچ الکلی، دماسنچ جیوه‌ای و دماسنچ الکتریکی هستند. دماسنچ الکتریکی بسیار دقیق و حساس است. معمولاً در آزمایشگاه‌ها اغلب از دماسنچ جیوه‌ای استفاده می‌شود.

دماسنچ‌هایی که به صورت عمودی بر روی دماسنچ قرار داده می‌شود استفاده کرد. برای خوانش صحیح دماسنچ‌های استاندارد و سایر دماسنچ‌های مایع در شیشه باید قبل از خوانش ضربه ملایمی به دماسنچ وارد کرد تا خطای ناشی از چسبیدن ستون جیوه حذف گردد. در زمانی که با استفاده از دماسنچ استاندارد، دمای حمام آب اندازه‌گیری گردید، باید مقادیر حساس حرارتی (برای مثال مقاومت) در دماسنچی که می‌خواهیم آن را دقیقاً کالیبرکنیم به صورت صحیح تنظیم گردد. به طور کلی برای به دست آوردن حداقل صحت کاری در هنگام کار با دماسنچ‌های استاندارد بهتر است به نکات زیر دقت شود:

- ۰۰ باید دماسنچ از نظر ستون جیوه جداگانه یا وجود حباب‌چه گاز در قسمت حباب کنترل شود.
- ۰۰ به صورت دوره‌ای آزمایش نقطه انجماد برای نظارت بر تغییر در حجم حباب انجام گیرد.
- ۰۰ دماسنچ‌ها در عمق غوطه‌وری مناسب (۹۵mm) قرار داده شوند.
- ۰۰ در هنگام خوانش حرارت‌هایی که باعث برآمدگی پایه دماسنچ می‌شوند باید عملیات اصلاح صورت گیرد و یا در گزارش کالیبراسیون قید گردد.
- ۰۰ باید قبل از خوانش دماسنچ به صورت ملایم به آن ضربه زده شود.
- ۰۰ همیشه خوانش با استفاده از یک ذره‌بین صورت گیرد.

کنترل کیفی

دماسنچ‌ها باید در فواصل زمانی مناسب کالیبر شوند. بدین منظور می‌توان نسبت به تهیه دماسنچ‌هایی که توسط مراکز معتبر کالیبر گردیده و دارای گواهینامه کالیبراسیون هستند اقدام نمود و یا دماسنچ‌های موجود در آزمایشگاه را به شرکت‌هایی که در زمینه کالیبراسیون فعالیت می‌کنند، ارسال کرد تا نسبت به کالیبراسیون آن‌ها اقدام شود. فواصل کالیبراسیون بسته به شرایط کار در هر آزمایشگاه تعیین می‌گردد. به طور کلی فاصله زمانی شش ماه تا یک سال برای کالیبراسیون دماسنچ پیشنهاد می‌شود.

نحوه نگهداری و کالیبراسیون

هدف از کنترل صحت دماسنچ، اطمینان از نمایش و ثبت دمای واقعی است. برای این منظور می‌توان از دماسنچ‌های استاندارد استفاده کرد. برای کنترل دماسنچ‌ها، می‌توان از حمام آب استفاده کرد. باید دماسنچ استاندارد و وسیله حسگر ثانویه‌ای که لازم است کالیبر شود، به صورت مناسب داخل حمام مایع غوطه‌ور شوند. حجم مایع در حمام آب باید حداقل ۱۰۰ برابر حجم وسایلی باشد که داخل آن قرار داده می‌شوند تا از اختلال در توزیع یکنواخت دما جلوگیری گردد. حسگرهای ثانویه باید نزدیک دماسنچ‌های استاندارد در حمام مایع قرار گیرند. باید زمان کافی برای اطمینان از رسیدن به تعادل حرارتی قبل از اندازه‌گیری داده شود. باید در اطراف حسگر فضای کافی برای جریان مناسب مایع حمام وجود داشته باشد. بعد از ایجاد تعادل حرارتی حداقل تغییرات تا میزان چند صدم درجه سانتی‌گراد قابل تشخیص است. برای خواندن دماسنچ استاندارد باید از یک ذره‌بین که به صورت عمودی بر روی دماسنچ قرار داده می‌شود استفاده کرد. برای خوانش صحیح دماسنچ‌های استاندارد و سایر دماسنچ‌های مایع در شیشه باید قبل از خوانش ضربه ملایمی به دماسنچ وارد کرد تا خطای ناشی از چسبیدن ستون جیوه حذف گردد. در زمانی که با استفاده از دماسنچ استاندارد، دمای حمام آب اندازه‌گیری گردید، باید مقادیر حساس حرارتی (برای مثال مقاومت) در دماسنچی که می‌خواهیم آن را دقیقاً کالیبرکنیم به صورت صحیح تنظیم گردد.

به طور کلی برای به دست آوردن حداقل صحت کاری در هنگام کار با دماسنچ‌های استاندارد بهتر است به نکات زیر دقت شود:

- ۰۰ باید دماسنچ از نظر ستون جیوه جداگانه یا وجود حباب‌چه گاز در قسمت حباب کنترل شود.
- ۰۰ به صورت دوره‌ای آزمایش نقطه انجماد برای نظارت بر تغییر در حجم حباب انجام گیرد.

۰۰ دماسنچ‌ها در عمق غوطه‌وری مناسب (۹۵mm) قرار داده شوند.

۰۰ در هنگام خوانش حرارت‌هایی که باعث برآمدگی پایه دماسنچ می‌شوند باید عملیات اصلاح صورت گیرد و یا در گزارش کالیبراسیون قید گردد.

۰۰ باید قبل از خوانش دماسنچ به صورت ملایم به آن ضربه زده شود.

۰۰ همیشه خوانش با استفاده از یک ذره‌بین صورت گیرد.

دستورالعمل فنی دستگاه اسپکتروفتومتر (طیفسنج)

کلیات

اساس کار اسپکتروفتومتر، اندازه‌گیری شدت نور در طیفی از طول موج است که توسط منشور ایجاد گردیده است. اسپکتروفتومتری نیز به معنی اندازه‌گیری شدت نور در طیف باریکی از طول موج می‌باشد و دستگاه‌هایی که از منشور یا گریتینگ (Grating) برای جدا کردن و انتخاب طول موج استفاده می‌شود، اسپکتروفتومتر نامیده می‌شوند.

چگونگی کاربری

براساس مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده به کار گرفته می‌شود.

نحوه نگهداری

سرویس سالانه توسط شرکت پشتیبان دستگاه صورت می‌گیرد. به طور کلی در این خصوص بایستی به تنظیم آینه و تمیز کردن آن، تعویض لامپ (براساس طول عمر آن) و شستشوی کووت توجه نمود.

کنترل کیفی

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر شامل صحت طول موج، خطی بودن (Linearity)، صحت فتوتمتریک، تعویض لامپ، تست رانش فتوتمتری (آزمون پایداری نسبت به زمان)، کنترل یکسانی کووت‌ها و کنترل پهنای نوار طیفی (SBW) است.

• صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور اثبات ادعای سازنده سامانه در تاباندن طول موجی است که دستگاه برای آن کالیبر گردیده است.

بررسی صحت طول موج از طریق جایگزینی منبع نوری معمولی اسپکتروفتومتر با منبع نوری دارای حداکثر تابش (مثل لامپ جیوه یا دوتربیوم) یا استفاده از فیلترهای شیشه‌ای یا از طریق محلول‌های رنگی به شرح زیر است:

۱- محلول دی‌کرومات پتاسیم 50 mg/l در اسیدسولفوریک $10\% \text{ Nrmal}$ که دارای بیشینه

جذب نوری در 257 nm و 350 nm است.

۲- محلول پارانیتروفلن 0.04 mmol/l در سود $10\% \text{ Nrmal}$ که دارای بیشینه جذب نوری در 401 nm است.

به علت احتمال شکسته شدن دماسنچ، بایستی از انتقال دماسنچ به محیطی که اختلاف دمایی زیادی با محیط اول دارد خودداری نمود.

به علت سمی بودن جیوه و احتمال ایجاد آلودگی شیمیایی در صورت شکستن دماسنچ‌های جیوه‌ای در سال‌های اخیر کوشش‌هایی به منظور استفاده از دماسنچ‌های جایگزین به شرح زیر به عمل آمده است:

• دماسنچ محتوی الكل آلی قرمز که با گاز نیتروژن پر شده است.

• دماسنچ محتوی مایع قابل حذف بیولوژیک آبی (ایزوامیل بنزووات و رنگ) (Isoamyl benzoate and dye)

• دماسنچ دیجیتال با بدنه استیل ضد زنگ

• دماسنچ پر شده با مایع قرمز کروزن (kerosene)

دستورالعمل فنی دستگاه اسپکتروفتومتر (طیف سنج)

کلیات

اساس کار اسپکتروفتومتر، اندازه‌گیری شدت نور در طیفی از طول موج است که توسط منشور ایجاد گردیده است. اسپکتروفتومتری نیز به معنی اندازه‌گیری شدت نور در طیف باریکی از طول موج می‌باشد و دستگاه‌هایی که از منشور یا گریتینگ (Grating) برای جدا کردن و انتخاب طول موج استفاده می‌شود، اسپکتروفتومتر نامیده می‌شوند.

چگونگی کاربری

براساس مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده به کار گرفته می‌شود.

نحوه نگهداری

سرویس سالانه توسط شرکت پشتیبان دستگاه صورت می‌گیرد. به طور کلی در این خصوص بایستی به تنظیم آینه و تمیز کردن آن، تعویض لامپ (براساس طول عمر آن) و شستشوی کووت توجه نمود.

کنترل کیفی

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر شامل صحت طول موج، خطی بودن (Linearity)، صحت فتوتمتریک، تعویض لامپ، تست رانش فتوتمتری (آزمون پایداری نسبت به زمان)، کنترل یکسانی کووت‌ها و کنترل پهنای نوار طیفی (SBW) است.

• صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور اثبات ادعای سازنده سامانه در تاباندن طول موجی است که دستگاه برای آن کالیبر گردیده است.

بررسی صحت طول موج از طریق جایگزینی منبع نوری معمولی اسپکتروفتومتر با منبع نوری دارای حداکثر تابش (مثل لامپ جیوه یا دوتربیوم) یا استفاده از فیلترهای شیشه‌ای یا از طریق محلول‌های رنگی به شرح زیر است:

- ۱- محلول دی‌کرومات پتاسیم mg/l ۵۰ در اسیدسولفوریک ۱/۰ نرمال که دارای بیشینه جذب نوری در ۲۵۷ و ۳۵۰ نانومتر است.
- ۲- محلول پارانیتروفنل mmol/l ۰/۰۴ در سود ۱/۰ نرمال که دارای بیشینه جذب نوری در ۴۰۱ نانومتر است.

ایمنی

به علت احتمال شکسته شدن دماسنچ، بایستی از انتقال دماسنچ به محیطی که اختلاف دمایی زیادی با محیط اول دارد خودداری نمود.

به علت سمی بودن جیوه و احتمال ایجاد آلودگی شیمیایی در صورت شکستن دماسنچ‌های جیوه‌ای در سال‌های اخیر کوشش‌هایی به منظور استفاده از دماسنچ‌های جایگزین به شرح زیر به عمل آمده است:

- ۰۰ دماسنچ محتوی الکل آلی قرمز که با گاز نیتروژن پر شده است.
- ۰۰ دماسنچ محتوی مایع قابل حذف بیولوژیک آبی (ایزوامیل بنزووات و رنگ) (Isoamyl benzoate and dye)

۰۰ دماسنچ دیجیتال با بدنه استیل ضد زنگ

۰۰ دماسنچ پر شده با مایع قرمز کروزن (kerosene)

۲۴ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

- محلول سولفات آمونیوم کبالت mmol/l ۰/۷۳۵ در اسیدسولفوریک M ۱۸M که دارای بیشینه جذب نوری در ۵۶۲ نانومتر است.

- محلول سیان متهموگلوبین (۲۰ میکرولیتر خون و ۵ml درابکین) که دارای بیشینه جذب نوری در ۵۴۰ نانومتر است.

- محلول اکسی هموگلوبین (V/V ۰/۵٪ محلول آمونیاک در آب+خون) که دارای بیشینه جذب نوری در ۵۴۰ و ۵۷۶ نانومتر است.

کنترل طول موج هر سه تا شش ماه یکبار یا پس از هر تغییر و تعمیر بر روی دستگاه صورت می‌گیرد. همچنانی بنا به ضرورت استفاده از یک یا چند نوع محلول فوق پیشنهاد می‌گردد.

• آزمون خطی بودن

خطی بودن عبارت است از قدرت اسپکتروفوتومتر برای ثبت یک سیگنال مناسب با مقدار نور جذب شده یا نور عبور کرده. خطی بودن را باید با استفاده از رقت‌های مختلف محلول‌هایی نظری دی‌کرومات پتابسیم در طول موج ۳۴۰ نانومتر، پارانیتروفنل (محلول ۰/۴ mmol/l) در طول موج ۴۰۵ نانومتر، محلول سولفات مس در طول موج ۶۵۰ نانومتر، محلول سولفات آمونیوم کبالت در طول موج ۵۱۲ نانومتر، محلول سیان متهموگلوبین در طول موج ۵۴۰ نانومتر، محلول سبز خوارکی در طول موج ۶۳۰ نانومتر و سولفات نیکل در طول موج ۵۵۰ نانومتر با رسم نمودار غلظت در مقابل جذب نوری مشخص نمود و پس از آن خطی بودن و میزان شیب (slope) را برای هر رقت محاسبه کرد. عدم خطی بودن نشانه خرابی دستگاه یا اشتباہ در تهیه رقت است. خطی بودن اسپکتروفوتومتر باید در فواصل منظم و پس از هر تغییر یا تعمیر دستگاه صورت پذیرد.

﴿ روش انجام کار آزمون خطی بودن به کمک محلول دی‌کرومات پتابسیم در طول موج ۳۴۰ نانومتر:

ابتدا پودر دی‌کرومات پتابسیم را در حرارت ۱۱۰°C در فور خشک نمایید. سپس ۲۰۰ mg (یا ۱۰۰ mg) از آنرا با اسید سولفوریک ۰/۰۱ نرمال به یک لیتر برسانید. از این محلول ذخیره غلظت‌های سریال از ۱۰ تا ۲۰۰ (یا ۱۰ تا ۱۰۰) میلی‌گرم در ۱۰۰ cc اسیدسولفوریک ۰/۰۱ نرمال تهیه کنید. OD هر غلظت را در مقابل بلانک اسیدسولفوریک در طول موج ۳۴۰ نانومتر قرائت کنید (OD مشاهده شده یا به دست آمده).

سپس بر اساس OD مشاهده شده و با مبنای قراردادن جذب نوری به دست آمده در محدوده ۰/۴ (که بهترین جذب نوری در دستگاه اسپکتروفوتومتر است) و با استفاده از تناسب یا فرمول زیر جذب نوری مورد انتظار در هر غلظت را به دست آورید.

الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات ۲۵

$$\text{غلظت مورد نظر} \times \frac{\text{OD مبنای}}{\text{ OD مبنای}} = \frac{\text{ OD مبنای}}{\text{ OD مبنای}} \text{ مورد انتظار در هر غلظت}$$

سپس با استفاده از فرمول‌های زیر مقدار Bias و Slope را در هر غلظت به دست آورید.

$$\% \text{ Bias} = \frac{\text{ OD موردنظر} - \text{ OD موردنظر}}{\text{ OD موردنظر}} \times ۱۰۰$$

$$\text{Slope} = \frac{\text{ OD موردنظر} - \text{ OD موردنظر}}{\text{ OD موردنظر} - \text{ OD موردنظر}}$$

اگر مقادیر Slope به دست آمده در محدوده ۱/۰۲ - ۰/۹۹۸ و قدر مطلق Bias به دست آمده در هر غلظت زیر ۰/۵٪ باشد، خطی بودن دستگاه مورد تایید است.

مثال ۱-۱: با توجه به توضیحات فوق نتایج یک آزمایش عملی در جدول ۱-۲ ارایه شده است. OD های مورد انتظار و مقادیر Slope و Bias در هر غلظت به شرح زیر به دست می‌آید:

جدول ۱-۲ میزان عدم صحت و جذب نوری محلول دی‌کرومات پتابسیم در رقت‌های مختلف در مثال ۱-۱

گرومات پتابسیم mg/l	غلظت محلول دی	جذب نوری به دست آمده	جذب نوری موردنظر انتظار	Slope	bias %
۱۰	۰/۱۰۶	۰/۱۱	۱/۰۱	۳/۶	
۲۰	۰/۲۱۹	۰/۲۲	۱/۰۰۵	۰/۵	
۳۰	۰/۳۲۹	۰/۳۳	۱/۰۱	۰/۳	
۴۰	۰/۴۴۰	-	-	-	
۵۰	۰/۵۵	۰/۵۵	۱	۰	
۶۰	۰/۶۶۵	۰/۶۶	۱/۰۲	۰/۷	
۷۰	۰/۷۷۲	۰/۷۷	۱/۰۰۶	۰/۲۵	
۸۰	۰/۸۷۶	۰/۸۸	۰/۹۹	۰/۴	
۹۰	۰/۹۹۱	۰/۹۹	۱/۰۰۱	۰/۱	
۱۰۰	۱/۰۹۷	۱/۱	۰/۹۹۵	۰/۲	

• صحت فتوتمتریک

منظور از صحت فتوتمتریک این است که آیا حداکثر جذب نوری به مقدار مشخص در طول موج خاص صورت می‌گیرد یا خیر؟ صحت فتوتمتریک به توانایی لامپ در ارایه حداکثر تابش، SBW نوع و کیفیت منوکروماتور بستگی دارد.

می‌توان یکی از موارد زیر را در این خصوص به کار برد:

۱- محلول دی‌کرومات پتابسیم (50 mg/l) در اسیدسولفوریک $1/0.1$ نرمال باید در طول موج 350 nm نانومتر، جذب نوری معادل 536 ± 0.005 در مقابل بلانک اسیدسولفوریک $1/0.1$ نرمال داشته باشد.

۲- از محلول‌های تجاری آمده از جمله Bm precise در طول موج 405 nm نانومتر نیز می‌توان استفاده کرد.

• تعویض لامپ

در صورت ناپایداری میزان جذب نوری با در نظر گرفتن طول عمر لامپ باید آن را تعویض کرد. پس از تعویض لامپ به هر علتی باید سامانه نوری دستگاه به نحوی کالیبر گردد تا حداکثر میزان نور پس از عبور از کووت به فتوسل برسد. تعیین بهترین موقعیت برای استقرار لامپ با پرکردن کووت از آب مقطر و تغییر دادن موقعیت لامپ و دیگر اجزای نوری در محلی که حداکثر عبور نور به دست آید، صورت می‌گیرد.

• کنترل رانش (drift) فتوتمتریک

رانش فتوتمتریک با قراردادن کووت در بسته با کاغذ پارافیلم حاوی محلول سیان متهموگلوبین در دستگاه و قرائت جذب نوری در فواصل هر $15-5$ دقیقه به مدت یک ساعت کنترل می‌گردد. البته این آزمایش را می‌توان با کووت خالی یا حاوی آب مقطر نیز انجام داد. وجود رانش نشانگر عدم پایداری میزان جذب نوری یا عبور نور است که می‌تواند به علت فرسودگی منبع نور باشد. در صورت وجود رانش باید دستگاه تعمیر گردد و در غیر این صورت باید در فواصل کوتاه معمولاً هر $20-10$ بار خواندن نمونه با گذاشتن بلانک دستگاه را صفر کرد. حداکثر اختلاف جذب نوری قابل قبول ± 0.005 در طول یک ساعت است.

• یکسانی کووت‌ها

هماهنگ بودن کووت‌ها برای آزمایش‌هایی که از منحنی ثابت استفاده می‌کنند مثل هموگلوبین و بیلی‌روبین بسیار مهم است، زیرا هر کووت دارای ضریب جذبی خاص خود است.

۲۶ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

به عنوان مثال جذب نوری مورد انتظار، مقادیر Bias و Slope در غلظت 10 mg/l به شرح زیر به دست می‌آید:


$$10 \text{ mg/l} = OD = 0.44 \times 10 + 0.11$$

$$10 \text{ mg/l} = \text{Bias} = 0.11 - 0.106 = 0.004$$

$$10 \text{ mg/l} = \text{Slope} = 0.11 - 0.106 = 0.004$$

حالا به همین ترتیب مقادیر OD مورد انتظار Slope و Bias را در تمامی غلظت‌ها به دست آورید. همانطور که در بالا بیان گردید Slope به دست آمده در این روش Slope نقطه‌ای می‌باشد، ولی بهتر است مشابه آزمون خطی بودن در دستگاه اتوآنالایزر Intercept و Slope خط را به دست آورد که امکان تفسیر دقیق‌تر برای آزمون خطی بودن را فراهم می‌آورد.

نتایج حاصل از مثال ۱-۱ توسط نرم‌افزار Excel رسم شده که در نمودار ۱-۱ نشان داده می‌شود.



نمودار ۱-۱: نمودار آزمون خطی بودن نتایج حاصل از مثال ۱-۱

برای مطالعه بیشتر به مبحث آزمون خطی بودن در دستورالعمل فنی اتوآنالایزر مراجعه شود.

به عنوان مثال جذب نوری مورد انتظار، مقادیر Slope و Bias در غلظت 10 mg/l به شرح زیر به دست می‌آید:

$$10 \text{ mg/l} = 0.11 / 0.44 \times 10 = 0.40 \text{ مورد انتظار در غلظت } 10 \text{ mg/l}$$

$$10 \text{ mg/l} = 0.11 / 0.11 - 0.106 = 0.004 \text{ میزان Bias در غلظت } 10 \text{ mg/l}$$

$$10 \text{ mg/l} = 0.11 / 0.44 - 0.106 = 0.10 \text{ میزان Slope در غلظت } 10 \text{ mg/l}$$

حالا به همین ترتیب مقادیر OD مورد انتظار Slope و Bias را در تمامی غلظت‌ها به دست آورید. همانطور که در بالا بیان گردید Slope به دست آمده در این روش نقطه‌ای می‌باشد، ولی بهتر است مشابه آزمون خطی بودن در دستگاه اتوآنالایزر Slope و Intercept خط را به دست آورد که امکان تفسیر دقیق‌تر برای آزمون خطی بودن را فراهم می‌آورد.

نتایج حاصل از مثال ۱-۱ توسط نرم‌افزار Excel رسم شده که در نمودار ۱-۱ نشان داده می‌شود.

• صحبت فوتومتریک

منظور از صحبت فوتومتریک این است که آیا حداکثر جذب نوری به مقدار مشخص در طول موج خاص صورت می‌گیرد یا خیر؟ صحبت فوتومتریک به توانایی لامپ در ارایه حداکثر تابش، SBW، نوع و کیفیت منوکروماتور بستگی دارد.

می‌توان یکی از موارد زیر را در این خصوص به کار برد:

۱- محلول دی‌کرومات پتاسیم (50 mg/l) در اسیدسولفوریک $10\% \text{ Nrmal}$ باید در طول موج 350 nm نانومتر، جذب نوری معادل 0.005 ± 0.036 در مقابل بلانک اسیدسولفوریک $10\% \text{ Nrmal}$ داشته باشد.

۲- از محلول‌های تجاری آماده از جمله Bm precise در طول موج 405 nm نانومتر نیز می‌توان استفاده کرد.

• تعویض لامپ


در صورت نایابیاری میزان جذب نوری با در نظر گرفتن طول عمر لامپ باید آن را تعویض کرد. پس از تعویض لامپ به هر علته باید سامانه نوری دستگاه به نحوی کالیبر گردد تا حداکثر میزان نور پس از عبور از کووت به فتوسل برسد. تعیین بهترین موقعیت برای استقرار لامپ با پرکردن کووت از آب مقطر و تغییر دادن موقعیت لامپ و دیگر اجزای نوری در محلی که حداکثر عبور نور به دست آید، صورت می‌گیرد.

• کنترل رانش (drift) فوتومتریک

رانش فوتومتریک با قراردادن کووت در بسته با کاغذ پارافیلم حاوی محلول سیان متهموگلوبین در دستگاه و قرائت جذب نوری در فواصل هر $5-15$ دقیقه به مدت یک ساعت کنترل می‌گردد. البته این آزمایش را می‌توان با کووت خالی یا حاوی آب مقطر نیز انجام داد. وجود رانش نشانگر عدم پایداری میزان جذب نوری یا عبور نور است که می‌تواند به علت فرسودگی منبع نور باشد. در صورت وجود رانش باید دستگاه تعمیر گردد و در غیر این صورت باید در فواصل کوتاه معمولاً هر $10-20$ بار خواندن نمونه با گذاشتن بلانک دستگاه را صفر کرد. حداکثر اختلاف جذب نوری قابل قبول 0.005 ± 0.05 در طول یک ساعت است.

• یکسانی کووت‌ها

همانند بودن کووت‌ها برای آزمایش‌هایی که از منحنی ثابت استفاده می‌کنند مثل هموگلوبین و بیلی‌روبین بسیار مهم است، زیرا هر کووت دارای ضریب جذبی خاص خود است.



نمودار ۱-۱: نمودار آزمون خطی بودن نتایج حاصل از مثال ۱-۱

برای مطالعه بیشتر به مبحث آزمون خطی بودن در دستورالعمل فنی اتوآنالایزر مراجعه شود.

به همین دلیل لازم است کووت‌ها میزان جذب نوری یکسانی داشته باشد.

- ۱ با استفاده از آب مقطر (خواندن جذب نوری در طول موج 550 نانومتر) کووت‌هایی که بیش از 10% اختلاف جذب داشته باشند کنار گذاشته می‌شوند.

همچنین با استفاده از محلول سیان متھموگلوبین در طول موج 540 نانومتر کووت‌هایی که بیش از 15% اختلاف عبور نور داشته باشند کنار گذاشته می‌شوند.

- ۲ توصیه می‌شود اندازه‌گیری بلانک، استاندارد و آزمایش‌ها در صورت امکان با یک کووت انجام گیرد تا این خطای جلوگیری گردد.

• انوار ناخواسته (Stary Light)

Stary Light به معنی طول موج‌های ناخواسته در نور خارج شده از منوکروماتور می‌باشد که باعث تداخل و ایجاد خطای در خوانش می‌گردد. وجود انوار ناخواسته را می‌توان با اندازه‌گیری میزان عبور نور از موادی که در طول موج مشخص دارای جذب نوری صد درصد و یا به عبارتی دارای عبور نوری صفر درصد هستند، تعیین نمود.

• کنترل Spectral Band Width

SBW نشانگر میزان خلوص طیف نوری خارج شده از فیلتر یا سایر منوکروماتورها است و عبارتست از پهنه‌ای باند نور عبوری در نقطه‌ای که برابر نصف پیک آن باشد.

کنترل SBW بیشتر در آزمون‌های کینتیک و آنژیمی کاربرد دارد.

برای کنترل SBW می‌توان از لامپ بخار جیوه یا فیلترهای مخصوص استفاده نمود.

ایمنی

۱۰ قطع برق دستگاه با خارج کردن کابل آن از پریز، پیش از برداشتن درپوش دستگاه جهت تعویض قطعات یا تنظیم آن

۱۱ استفاده از ولتاژ مناسب بر حسب محل استفاده از دستگاه

۱۲ به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی لازم است که:

۱۳ دستگاه به سیستم ثبیت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین کننده برق اضطراری (UPS) که دارای ثبیت کننده ولتاژ داخلی می‌باشد، متصل گردد.

۱۴ سیستم برق دستگاه دارای سیم اتصال به زمین مناسب (ارتدار) باشد.

دستورالعمل فنی فتوتمتر (نورسنج)

کلیات

فتوتمتری به معنی اندازه‌گیری شدت نور در طیفی خاص از طول موج‌ها است که با کمک فیلترهای مستقل نوری، طول موج مورد نظر انتخاب و جدا می‌گردد. محل خوانش در فتوتمترها ممکن است کووت‌های پلاستیکی یا شیشه‌ای با قابلیت برداشتن و یا یک کووت شیشه‌ای ثابت به نام فلوسل باشد.

چگونگی کاربری

مطابق با مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده تجهیز به کار گرفته می‌شود.

نحوه نگهداری

- * به هیچ وجه از الكل و محلول‌های حاوی الكل برای تمیز کردن صفحه نمایش استفاده نکنید.
- * چون باعث آسیب آن می‌گردد.
- * دستگاه را با پاک کننده (دترئانت) ملایم تمیز کنید (مقدار کم ایزوپروپانول به عنوان ضدغونه‌کننده دستگاه، به جز قسمت نمایش بسیار مناسب است).
- * کووت‌ها را در آب گرم و محلول شستشو دهنده بشویید.
- * سرویس دستگاه سالانه توسط سرویس کار مجاز انجام شود.

کنترل کیفی

کنترل کیفی این ابزار شامل موارد زیر می‌باشد:

- خوانش رقت‌های مختلف از محلول دی‌کرومات پتانسیم فوق جهت کنترل خطی بودن مشابه اسپکتروفتوتمتر

• کنترل رانش فتوتمتری به کمک سیان متھموگلوبین و قرائت جذب نوری هر 15 دقیقه به مدت یک ساعت مشابه اسپکتروفتوتمتر

• بررسی انوار ناخواسته مشابه اسپکتروفتوتمتر

• شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی

• بررسی صحت فتوتمتری و طول موج توسط شرکت پشتیبان

ایمنی

۱۵ قبل از باز کردن و تعمیر حتما سیم فتوتمتر از پریز برق بیرون آورده شود.

۱۶ باید هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک تمامی موارد ایمنی رعایت گردد.

۱۷ به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی لازم است که:

۱۸ دستگاه به سیستم ثبیت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین کننده

۱۹ برق اضطراری (UPS) که دارای ثبیت کننده ولتاژ داخلی می‌باشد، متصل گردد.

۲۰ سیستم برق دستگاه دارای سیم اتصال به زمین مناسب (ارتدار) باشد.

می‌توانند منبع عفونت باشند. برای تمیزکردن کفه و وزنهای از آب درجه I و جهت آلودگی زدایی از اتانول 70°C استفاده گردد.

پس از اتمام توزین، ترازو به حالت صفر برگردانده می‌شود و روکش آن کشیده شود.

ترازو برای وزن کردن مواد جهت ساختن استانداردها، محلول‌های مورد استفاده در کنترل کیفی، محیط سازی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً بر دو نوع مکانیکی و الکترونیکی است.

نحوه نگهداری

دو عامل مهم در نگهداری ترازو دخیل است: تمیز نگهداشتن ترازو و خودداری از وارد نمودن نوسانات بیش از حد به ترازو.

ترازو باید روی سطحی قرار گیرد که ارتعاشات زمینه بر عمل توزین تأثیر نگذارد. از نگهداری ترازو در محیط‌های مرتبط خودداری شود. ترازو باید هنگام توزین در معرض جریان هم‌رفت هوایی قرار گیرد.

کنترل کیفی

ترازو باید سالی دو بار کنترل شود.

- کنترل صحت: برای این کار می‌توان از وزنهای کالیبراسیون استفاده نمود. به این ترتیب که به طور مثال برای ترازوهای مکانیکی، وزنهای مشخصی را بر روی کفه ترازو قرار داده و مطابقت عدد حاصله با وزن واقعی را با استفاده از فرمول عدم صحت بررسی نمایید. حداکثر میزان عدم صحت مجاز $1\% \pm 0.0\%$ است. باید توجه نمود که خطای ثابت در مقادیر کم از اهمیت بیشتری برخوردار است تا در وزن‌های زیاد.

- کنترل دقیق: وزنهای فوق به طور مکرر (ده بار) توزین می‌شود و میانگین و انحراف از معیار و ضریب انحراف مشخص می‌شود و بدین ترتیب خطای عدم دقیق محاسبه می‌گردد.
لازم به ذکر است که خطای قابل قبول عدم دقیق در وزنهای مختلف، متفاوت می‌باشد که خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به منابع مربوطه مراجعه نمایند.

کالیبراسیون

ترازو باید در فواصل زمانی مناسب (معمولًا سالی یکبار) کالیبر گردد.

ایمنی

- پس از اتمام کار دوشاخه از پریز برق جدا و روکش آن کشیده شود.
- پایین‌آوردن سریع کفه ترازو یا عوض کردن وزنهای هنگامی که ترازو قفل نباشد، بر عملکرد صحیح ترازو اثر نامطلوب خواهد داشت.

دستورالعمل فنی ترازو

ترازو برای وزن کردن مواد جهت ساختن استانداردها، محلول‌های مورد استفاده در کنترل کیفی، محیط سازی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً بر دو نوع مکانیکی و الکترونیکی است.

دستورالعمل فنی ترازوی مکانیکی

ترازوهای مکانیکی معمولاً دو کفه‌ای با ظرفیت 200 g با کوچک‌ترین درجه‌بندی یک میلی‌گرم هستند.

چگونگی کاربری

ابتدا جایگاه حباب ترازو را در مرکز دستگاه کنترل نموده و در صورت لزوم پایه‌های آن را تنظیم کنید. ترازو را روشی و پس از warm up شدن، آن را بر روی صفر تنظیم نمایید. بدون خاموش کردن ترازو، کاغذ مخصوص اندازه‌گیری را روی کفه گذاشته و ترازو را با کاغذ مخصوص مجدداً بر روی صفر تنظیم نمایید.

سپس ترازو را (بدون خاموش کردن) با سه پیچ سمت چپ که بر اساس گرم است و بیشینه آن 200 g است بر روی ارقام مورد نظر کالیبر نموده، سپس دو رقم سمت راست را نیز توسط پیچ مربوطه (سمت راست) تنظیم نمایید. تنظیم دو رقم بعد از ممیز (دو رقم وسط) توسط ماده‌ای که روی کفه ریخته می‌شود صورت می‌گیرد. آن قدر ماده مورد نظر را اضافه کنید تا اعداد مورد نظر بر روی صفحه مدرج ظاهر شود.

۰۰ ترازو باید پیش از هر اندازه‌گیری صفر شود.

۰۰ برای توزین باید از کوچک‌ترین ظرف ممکن استفاده شود. از توزین در ظروف پلاستیکی اجتناب شود. باید از ظروف شیشه‌ای یا کاغذ توزین استفاده شود. ظرف توزین و نمونه باید به دمای اتاق رسانیده شود.

۰۰ ماده مورد نظر در ظروف مخصوص، وسط کفه ترازو قرار داده شود تا از خطای بارگیری گوشه‌ای اجتناب شود.

۰۰ مایعات و پودرهای هیچگاه نباید مستقیماً روی کفه ترازو قرار داده شوند. پیش از توزین ماده مورد نظر باید وزن ظرف توزین تعیین شود.

۰۰ بهتر است در محفظه توزین به جای دست از پنس استفاده شود.
۰۰ محل کار، محفظه توزین و کفه ترازو باید تمیز نگهدارش شوند. برای جلوگیری از هر نوع اثر خوردگی مواد شیمیایی در صورت ریختن باید بلافضلله آنها را تمیز نمود. مواد بیولوژیک

دستورالعمل فنی سمپلر (میکروپیپت)

کلیات
سمپلر برای انتقال حجم‌های کم نمونه با دقت و صحت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. سمپلرها به عنوان میکروپیپت (TD) To Deliver کالیبر شده‌اند و نیازی به شستشوی آن‌ها در محلول دریافت کننده وجود ندارد.

چگونگی کاربری
بر طبق دستورالعمل مندرج در کتابچه راهنمای سمپلر انجام می‌شود.

نکات مهم در نحوه کار با سمپلر:

- ٠٠ اطمینان از اتصال محکم سر سمپلر
- ٠٠ عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش
- ٠٠ تخلیه محلول با تماس نوک سمپلر به جداره ظرف با زاویه 10° - 40° درجه
- ٠٠ فشردن و رها کردن آرام دکمه در زمان برداشت و تخلیه
- ٠٠ کشیدن نوک سمپلر به لبه ظرف برای حذف قطرات اضافی
- ٠٠ ۱-۳ ثانیه تامل پس از فشار تا توقف اول در زمان تخلیه محلول، ضمن تماس با جداره

نحوه نگهداری

نگهداری دوره‌ای: شامل شستشو و کنترل کیفی سمپلر است. شستشو سالی دو بار و قبل از انجام مراحل کنترل کیفی انجام می‌شود و برای تمیزکردن قسمت‌های داخلی است که بر اساس روش موجود در راهنمای سمپلر انجام می‌گیرد.
توجه به این نکته لازم است که پیش‌تلوی پس از شستشو باشد با مقدار کمی از روغن مخصوص سمپلر روغن کاری شود.
در صورت لزوم تمامی قسمت‌های خارجی را می‌توان با محلول آب و صابون تمیز و پس از آب‌کشی در دمای اتاق خشک کرد.
برای ضدغوفونی کردن سمپلر استفاده از ایزوپروپانول ۶۰٪ پیشنهاد می‌شود.
جهت سترون‌سازی سمپلر حتماً به کتابچه راهنمای سمپلر مراجعه کرده و اصول استاندارد سترون‌سازی را رعایت کنید.

دستورالعمل فنی ترازوی الکترونیک

کلیات

این ترازو یک کفه‌ای بوده و از نیروی الکترومغناطیسی برای توزین استفاده می‌کند. حسن این نوع ترازو سرعت و دقت در توزین است.

چگونگی کاربری

بعد از قراردادن ترازو در یک سطح تراز، آن را به برق وصل کنید. تراز کردن ترازو با استفاده از پایه‌های پیچی دستگاه انجام می‌شود. دستگاه قبل از توزین باید به مدت حداقل ۳۰ دقیقه روشن باشد (warm up). برای توزین، نمونه در وسط کفه ترازو قرار گرفته و پس از ثابت شدن عدد بر روی نشانگر، جرم نمونه از روی صفحه دیجیتال قرائت می‌شود. اصل توزین براساس مقایسه وزن مورد نظر با یک وزنه شناخته شده است.

نحوه نگهداری

* از به کاربردن محلول‌های پاک کننده که به دستگاه صدمه می‌زنند، خودداری کنید. برای تمیزکردن، با یک تکه پارچه آغشته به مایع پاک کننده معمولی، ترازو را تمیز کرده و با پارچه خشک دیگر آن را خشک نمایید.

* از وارد کردن ضربه به ترازو شدیداً پرهیز کنید. جایجاً ترازو ممکن است آنرا از کالیبر خارج کند.

* باید از پایین آوردن سریع کفه یا عوض کردن سریع وزنه‌ها هنگامی که ترازو قفل نباشد خودداری کرد.

کنترل کیفی

مشابه ترازوی مکانیکی است. دقت توزین در صورت لزوم با روش احتساب وزن خالص (Tare) انجام می‌شود.

کنترل کیفی ترازو در صورتی که دستگاه قادر سیستم کالیبراسیون داخلی باشد به وسیله تعدادی وزنه استاندارد کالیبره در محدوده گستره ترازو انجام گرفته (External calibration) و خطاهای به دست آمده در هر نقطه و هم‌چنین پراکندگی توزین‌های متوالی با مراجع مقایسه می‌گردد (به OIML-R76 مراجعه شود) و در صورتی که ترازو دارای سیستم کالیبراسیون داخلی (Internal Calibration) باشد، هم کالیبراسیون داخلی و هم خارجی انجام می‌گیرد.

اگر آزمایشگاه مجهز به وزنه‌های استاندارد جهت کنترل کیفی ترازو باشد، این وزنه‌ها باید سالی یکبار توسط آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده، کالیبره شوند.


ایمنی

برای اتصال به برق فقط از آدپتور DC خود دستگاه استفاده شود. استفاده از آدپتوری غیر از آدپتور دستگاه ممکن است در نمایش‌های نشانگر دستگاه ایجاد نوسانات غیرمنطقی کند و یا به ترازو آسیب برساند.

انواع روش‌های پی‌پتینگ (پی‌پت کردن)

۱- روش forward :


این روش معمول‌ترین روش پی‌پتینگ می‌باشد که جهت توزیع مایعات همگن با خواص نرمال و چگالی نزدیک به آب استفاده می‌شود (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱: پی‌پت کردن در روش forward

۲- روش repetitive :


این روش جهت توزیع مایع در حجم‌های یکسان در چند ظرف بهصورت تکراری استفاده می‌شود (شکل ۱-۲).



شکل ۱-۲: پی‌پت کردن در روش repetitive

-۳- روش reverse :


این روش جهت توزیع مایعات با چگالی بیشتر از آب، مایعاتی که تمایل به کفرازی داشته و یا در برخی موارد در توزیع مایع در حجم‌های بسیار کم توصیه می‌شود (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳: پی‌پت کردن در روش reverse

۴- روش توزیع محلول‌های ناهمگن (مانند خون) :

این روش برای محلول‌های ناهمگن مثل خون کاربرد دارد و همان‌طور که در شکل ۱-۴ دیده می‌شود در ابتدا محلول (خون) چندین بار تا مرحله اول داخل و خارج می‌شود، سپس حجم مورد نیاز برداشت می‌شود.



شکل ۱-۴: پی‌پت کردن در روش توزیع محلول‌های ناهمگن

کنترل کیفی

در امر کنترل کیفی سمپلر، پیش از هر اقدامی ابتدا باید با استفاده از ابزار سرویس مربوطه مانند روغن، الکل سفید و میله بازکننده انسدادهای احتمالی، نسبت به سرویس سمپلر اقدام نمود. در صورت صحت ساختمان فیزیکی سمپلر، کنترل کیفی انجام می‌پذیرد.

بررسی دقت و صحت سالی دو بار به دو روش رنگ‌سنجدی (با استفاده از رنگ سبز خوراکی و با پارانیتروفنل) و یا روش توزین امکان‌پذیر است.

۱- روش رنگ‌سنجدی

الف) رنگ سبز خوراکی

سمپلرها در کارهای متدائل به دو گروه ۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر و ۱۰۰۰-۱۰۰۰۰ میکرولیتر تقسیم می‌شوند. برای هر گروه باید یک محلول ذخیره از رنگ سبز خوراکی تهیه نمود. برای گروه ۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر، محلول ۱۵۵ میلی‌گرم درصد رنگ سبز در آب مقطر و برای گروه ۱۰۰۰-۱۰۰۰۰ میکرولیتر، محلول ۱۵/۵ میلی‌گرم درصد آماده می‌شود.

غلظت در محلول‌های ذخیره به گونه‌ای انتخاب شده که محلول ۱۵۵ میلی‌گرم درصد پس از رقیق شدن به نسبت ۱/۱۰۱ و محلول ۱۵/۵ میلی‌گرم درصد پس از رقیق شدن به نسبت ۱/۱۱۱، جذبی حدود ۴/۰ داشته باشدند.

ب) محلول پارانیتروفنل

به جای رنگ سبز خوراکی می‌توان از محلول پارانیتروفنل استفاده نمود.

Paranitrophenol ($C_6H_5NO_3$), indicator pH (5.4-7.5), MERCK, Art.6798 در این روش محلول ذخیره با توجه به حجم سمپلر تهیه می‌شود.

سمپلرهای با حجم کمتر از ۵۰ میکرولیتر: برای تهیه محلول ذخیره، ۴۲۰ میلی‌گرم پارانیتروفنل در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل می‌شود.

کنترل دقت: در ده لوله آزمایش بسته به نوع سمپلر رقت ۱/۱۰۰۱ از محلول ذخیره در سود ۱۰۰ نرمال تهیه می‌شود.

کنترل صحت: در بالن ژوژه ۱ لیتری، ۱ میلی‌لیتر از محلول ذخیره به ۱۰۰۰ میلی‌لیتر سود ۱۰۰ نرمال اضافه می‌شود.

سمپلرهای با حجم ۱۰-۱۰۰ میکرولیتر: برای تهیه محلول ذخیره، ۴۲ میلی‌گرم پارانیتروفنل در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل می‌شود.

کنترل دقت: در ده لوله آزمایش بسته به نوع سمپلر رقت ۱/۱۰۰۱ از محلول ذخیره در سود ۱۰۰ نرمال تهیه می‌شود.

۲- روش توزین

در کنترل کیفی سمپلر به روش توزین، ارزیابی دقت و صحت سمپلر با استفاده از یک ترازوی آزمایشگاهی کالیبره که مشخصات آن در جدول ۱-۳ آورده شده، انجام می‌گیرد.

کنترل کیفی

در امر کنترل کیفی سمپلر، پیش از هر اقدامی ابتدا باید با استفاده از ابزار سرویس مربوطه مانند روغن، الکل سفید و میله بازکننده انسدادهای احتمالی، نسبت به سرویس سمپلر اقدام نمود. در صورت صحبت ساختمان فیزیکی سمپلر، کنترل کیفی انجام می‌پذیرد. بررسی دقت و صحبت سالی دو بار به دو روش رنگ‌سنجدی (با استفاده از رنگ سبز خوارکی و با پارانیتروفنل) و یا روش توزین امکان‌پذیر است.

۱- روش رنگ‌سنجدی

الف) رنگ سبز خوارکی

سمپلرها در کارهای متداول به دو گروه ۱۰۰-۱۰۰ میکرولیتر و ۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر تقسیم می‌شوند. برای هر گروه باید یک محلول ذخیره از رنگ سبز خوارکی تهیه نمود. برای گروه ۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر، محلول ۱۵۵ میلی‌گرم درصد رنگ سبز در آب مقطر و برای گروه ۱۰۰-۱۰۰ میکرولیتر، محلول ۱۵/۵ میلی‌گرم درصد آماده می‌شود.

غلظت در محلول‌های ذخیره به‌گونه‌ای انتخاب شده که محلول ۱۵۵ میلی‌گرم درصد پس از رقیق شدن به نسبت ۱/۱۰۱ و محلول ۱۵/۵ میلی‌گرم درصد پس از رقیق شدن به نسبت ۱/۱۱، جذبی حدود ۰/۴ داشته باشند.

ب) محلول پارانیتروفنل

به جای رنگ سبز خوارکی می‌توان از محلول پارانیتروفنل استفاده نمود.

Paranitrophenol ($C_6H_5NO_3$), indicator pH (5.4-7.5), MERCK, Art.6798

در این روش محلول ذخیره با توجه به حجم سمپلر تهیه می‌شود.

سمپلرهای با حجم کمتر از ۵۰ میکرولیتر: برای تهیه محلول ذخیره، ۴۲۰ میلی‌گرم پارانیتروفنل در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل می‌شود.

کنترل دقت: در ده لوله آزمایش بسته به نوع سمپلر رقت ۱/۱۰۰ از محلول ذخیره در سود ۱۰۰ نرمال تهیه می‌شود.

کنترل صحبت: در بالن ژوژه ۱ لیتری، ۱ میلی‌لیتر از محلول ذخیره به ۱۰۰۰ میلی‌لیتر سود ۱۰۰ نرمال اضافه می‌شود.

سمپلرهای با حجم ۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر: برای تهیه محلول ذخیره، ۴۲ میلی‌گرم پارانیتروفنل در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل می‌شود.

کنترل دقت: در ده لوله آزمایش بسته به نوع سمپلر رقت ۱/۱۰۱ از محلول ذخیره در سود ۱۰۰ نرمال تهیه می‌شود.

۲- روش توزین

در کنترل کیفی سمپلر به روش توزین، ارزیابی دقت و صحبت سمپلر با استفاده از یک ترازوی آزمایشگاهی کالیبره که مشخصات آن در جدول ۳-۱ آورده شده، انجام می‌گیرد.

• کنترل صحبت

جهت کنترل صحبت عملکرد سمپلر باید بتوان به درستی محلول رنگی را با همان ضریب رقت، که در بالا با کمک پی‌پت و بالن ژوژه کلاس A تهیه شده است، رقیق نمود. در مراکزی که اطمینان کافی از خلوص پودر و فرآیند محلول سازی دارند می‌توانند جذب محلول رنگی به‌دست آمده را پس از اعمال ضریب رقت در طول موج ۴۰۵ با عدد ۰/۵۵ مقایسه نموده و میزان خطای را مطابق فرمول عدم صحبت محاسبه نمایند. در غیر اینصورت پیشنهاد می‌گردد جذب محلول رنگی به‌دست آمده در بالن ژوژه (حداقل سه خوانده) با میانگین جذب بدست آمده در ارزیابی دقت (به‌دست آمده در بالا) مقایسه و طبق فرمول عدم صحبت میزان خطای بر حسب درصد محاسبه شود.

• کنترل دقت

ده لوله چیده می‌شود و محلول ذخیره رنگی متناسب با حجم سمپلر مورد نظر برای کنترل انتخاب می‌گردد (مثلاً برای سمپلرهای با حجم ۱۰۰-۱۰۰۰ میکرولیتر از ده لوله حاوی رقت ۱/۱۱ انتخاب می‌شود). با سمپلر مورد نظر از محلول ذخیره رنگی کشیده شده و به لوله‌ها ریخته می‌شود و پس از مخلوط کردن، جذب نوری لوله‌ها در مقابل آب مقطر قرائت می‌گردد. اختلاف در جذب نوری لوله‌ها به اختلاف در حجم رنگ انتقالی توسط سمپلر نسبت داده می‌شود و با محاسبه ضریب انحراف میزان عدم دقت یا تکرارپذیری محاسبه می‌شود.

۳- روش توزین

در کنترل کیفی سمپلر به روش توزین، ارزیابی دقت و صحبت سمپلر با استفاده از یک ترازوی آزمایشگاهی کالیبره که مشخصات آن در جدول ۳-۱ آورده شده، انجام می‌گیرد.

جدول ۱-۴ - فاکتور تبدیل جرم به حجم (Z) براساس فشار و دما

فشار هوا Kpa								105 °C
۸۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۱/۳	۱۰۵		
۱/۰۰۱۷	۱/۰۰۱۸	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱۵/۰	
۱/۰۰۱۸	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۱	۱۵/۵	
۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۲	۱۶/۰	
۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱۶/۵	
۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱۷/۰	
۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱۷/۵	
۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱۸/۰	
۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱۸/۵	
۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱۹/۰	
۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱۹/۵	
۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۲۰/۰	
۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۰	۲۰/۵	
۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۲۱/۰	
۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۲۱/۵	
۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۲۲/۰	
۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۴	۲۲/۵	
۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۶	۲۳/۰	
۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۷	۲۳/۵	
۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۸	۲۴/۰	
۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۳۹	۲۴/۵	
۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۰	۲۵/۰	
۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۲	۲۵/۵	
۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۳	۲۶/۰	
۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۴	۲۶/۵	
۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۶	۲۷/۰	
۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۷	۲۷/۵	
۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۸	۲۸/۰	
۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۰	۲۸/۵	
۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۱	۲۹/۰	
۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۳	۲۹/۵	
۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۳	۱/۰۰۵۳	۱/۰۰۵۴	۱/۰۰۵۴	۱/۰۰۵۴	۳۰/۰	

یادآوری - مقادیر Z بر حسب میکرولیتر بر میلی‌گرم می‌باشد.

جدول ۳-۱: مشخصات ترازوی آزمایشگاهی کالیبره برای حجم مورد نظر سمپلر

عدم قطعیت استاندارد اندازه‌گیری mg	تکرارپذیری و خطی بودن mg	تفکیک‌پذیری mg	حجم انتخاب شده وسیله تحت آزمون ^a V
۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۱µl ≤ V ≤ ۱۰ µl
۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۱۰ µl < V ≤ ۱۰۰ µl
۰/۲	۰/۲	۰/۱	۱۰۰ µl < V ≤ ۱۰۰۰ µl
۰/۲	۰/۲	۰/۱	۱ml < V ≤ ۱۰ ml
۲	۲	۱	۱۰ ml < V ≤ ۲۰۰ ml

در استفاده‌های عملی می‌توان از حجم نامی جهت انتخاب ترازو استفاده کرد.

محدوده دمایی قابل قبول آزمایشگاه جهت کنترل کیفی به روشنی ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

تعدادی نوک سمپلر نو و مناسب، مقداری آب مقطار یکبار تقطیر و یک دماسنچ ۰/۱ کالیبره آمده کرده و به همراه ترازو و سمپلری که قرار است کنترل کیفیت روی آن انجام شود را حداقل یک ساعت قبل از انجام آزمون در کنار یکدیگر قرار دهید تا دمای همگی یکسان شود.

قبل از انجام آزمون ابتدا از صحت فنی سمپلر اطمینان حاصل کرده و سپس ۵ بار با مقدار حجم نامی، نوک سمپلر را با آب مقطار آبکشی کنید. آزمون سمپلر را به ترتیب زیر انجام دهید:

- در یک ظرف ترجیحاً دربدار مقداری کمی آب مقطار ریخته و روی صفحه ترازو قرار داده و ترازو را صفر کنید.

- یک نوک سمپلر نو و مناسب به سمپلر متصل کرده، سمپلر را در صورتی که حجم متغیر باشد روی حجم نامی قرار داده و به اندازه حجم نامی آب مقطار کشیده و در ظرفی که روی ترازو قرار دارد تخلیه کنید.

- جرم خوانده شده از ترازو را ثبت کنید (m_1).

- ترازو را صفر کنید.

- مراحل ۲ تا ۴ را ۹ بار دیگر تکرار کنید تا مقادیر m_1, m_2, \dots, m_{10} به دست آید.

- دمای آب مقطار را بوسیله دماسنچ ۰/۱ بدست آورده و ثبت کنید (t).

- مقدار جرم میانگین ۱۰ بار توزین را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

$$\bar{m} = \frac{\sum_{i=1}^{10} m_i}{10}$$

- فاکتور تبدیل جرم به حجم (Z) را از جدول ۱-۴ استخراج کنید:

جدول ۱-۳: مشخصات ترازوی آزمایشگاهی کالیبره برای حجم مورد نظر سمپلر

حجم انتخاب شده وسیله تحت آزمون ^a V	تفکیک پذیری mg	تکرار پذیری و خطی بودن mg	استاندارد اندازه‌گیری	عدم قطعیت mg
$1\mu\text{l} \leq V \leq 10\mu\text{l}$.001	.002	.002	.002
$10\mu\text{l} < V \leq 100\mu\text{l}$.001	.02	.02	.02
$100\mu\text{l} < V \leq 1000\mu\text{l}$.01	.2	.2	.2
$1\text{ml} < V \leq 10\text{ml}$.01	.2	.2	.2
$10\text{ml} < V \leq 200\text{ml}$	1	2	2	2

^a در استفاده‌های عملی می‌توان از حجم نامی جهت انتخاب ترازو استفاده کرد.

محدوده دمایی قابل قبول آزمایشگاه جهت کنترل کیفی به روش توزین ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

تعدادی نوک سمپلر نو و مناسب، مقداری آب مقطر یکبار تقطیر و یک دماسنچ ۰/۱ کالیبره آماده کرده و به همراه ترازو و سمپلری که قرار است کنترل کیفیت روی آن انجام شود را حداقل یک ساعت قبل از انجام آزمون در کنار یکدیگر قرار دهید تا دمای همگی یکسان شود.

قبل از انجام آزمون ابتدا از صحت فنی سمپلر اطمینان حاصل کرده و سپس ۵ بار با مقدار حجم نامی، نوک سمپلر را با آب مقطر آبکشی کنید. آزمون سمپلر را به ترتیب زیر انجام دهید:

- در یک ظرف ترجیحاً درب‌دار مقداری کمی آب مقطر ریخته و روی صفحه ترازو قرار داده و ترازو را صفر کنید.

- یک نوک سمپلر نو و مناسب به سمپلر متصل کرده، سمپلر را در صورتی که حجم متغیر باشد روی حجم نامی قرار داده و به اندازه حجم نامی آب مقطر کشیده و در ظرفی که روی ترازو قرار دارد تخلیه کنید.

- جرم خوانده شده از ترازو را ثبت کنید (m_1).

- ترازو را صفر کنید.

۵- مراحل ۲ تا ۴ را ۹ بار دیگر تکرار کنید تا مقادیر m_1, m_2, \dots, m_{10} به دست آید.

۶- دمای آب مقطر را بوسیله دماسنچ ۰/۱ بدست آورده و ثبت کنید (t).

۷- مقدار جرم میانگین ۱۰ بار توزین را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

$$\bar{m} = \frac{\sum_{i=1}^{10} m_i}{10}$$

۸- فاکتور تبدیل جرم به حجم (z) را از جدول ۱-۴ استخراج کنید:

فشار هوا Kpa								دما °C
۸۰	۸۵	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۱/۳	۱۰۵		
۱/۰۰۱۷	۱/۰۰۱۸	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰		۱۵/۰
۱/۰۰۱۸	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۱		۱۵/۵
۱/۰۰۱۹	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۲	۱۶/۰	
۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۰	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱۶/۵	
۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۱	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱۷/۰	
۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۲	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱۷/۵	
۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۳	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۵	۱۸/۰	
۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۴	۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱۸/۵	
۱/۰۰۲۵	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱۹/۰	
۱/۰۰۲۶	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱۹/۵	
۱/۰۰۲۷	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۳۰	۲۰/۰	
۱/۰۰۲۸	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۲۹	۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۲۱/۰	
۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۰	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۲۱/۵	
۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۱	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۲۲/۰	
۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۲	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰�۳۴	۲۲/۵	
۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۳	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۶	۲۲/۰	
۱/۰۰۳۴	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۷	۲۲/۵	
۱/۰۰۳۵	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۶	۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۸	۲۳/۰	
۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۷	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۳۹	۲۳/۵	
۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۸	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۰	۲۴/۰	
۱/۰۰۳۹	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۲	۲۴/۵	
۱/۰۰۴۰	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۱	۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۳	۲۵/۰	
۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۲	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۴	۲۵/۵	
۱/۰۰۴۳	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۴	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۶	۲۶/۰	
۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۵	۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۷	۲۶/۵	
۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۶	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۸	۲۷/۰	
۱/۰۰۴۷	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۸	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۵۰	۲۷/۵	
۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۴۹	۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۱	۲۸/۰	
۱/۰۰۵۰	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۱	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۳	۲۸/۵	
۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۲	۱/۰۰۵۳	۱/۰۰۵۳	۱/۰۰۵۴	۱/۰۰۵۴	۱/۰۰۵۴	۳۰/۰	

یادآوری - مقادیر Z بر حسب میکرولیتر بر میلی‌گرم می‌باشد.

۹- مقادیر v_1 تا v_{10} و \bar{v} را با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کنید:

$$\bar{v} = \bar{m}.z$$

$$v_i = m_i.z$$

۱۰- مقادیر Bias و CV را به ترتیب جهت ارزیابی صحت و دقت سمپلر با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کنید:

$$Bias\% = \frac{\bar{v} - v}{v} \times 100$$

v، حجم مورد انتظار سمپلر است.

$$CV\% = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (v_i - \bar{v})^2}{9}} \times 100 = \frac{SD}{\bar{v}} \times 100$$

۱۱- مقادیر Bias و CV به دست آمده را با مقادیر بیشینه مجاز (جدول ۱-۵) مقایسه کنید. در صورتی که مقادیر به دست آمده کوچکتر یا مساوی مقادیر بیشینه مجاز باشد، به ترتیب صحت و دقت سمپلر در حجم نامی سمپلر قابل قبول است. در جدول ۱-۵ مقادیر بیشینه خطای سیستماتیک (Bias) و تصادفی (CV) مجاز بر حسب μm و درصد بیان گردیده است.

جدول ۱-۵- مقادیر بیشینه خطای مجاز (CV و Bias) قابل قبول در حجم نامی سمپلر

حجم نامی	بیشینه خطای سیستماتیک مجاز	بیشینه خطای تصادفی مجاز	$\pm\mu\text{m}$	$\pm\%$
۱	۰/۰۵	۵/۰	۰/۰۵	۵/۰
۲	۰/۰۴	۲/۰	۰/۰۸	۴/۰
۵	۰/۰۷۵	۱/۵	۰/۱۲۵	۲/۵
۱۰	۰/۰۸	۰/۸	۰/۱۲	۱/۲
۲۰	۰/۱	۰/۵	۰/۲	۱/۰
۵۰	۰/۲	۰/۴	۰/۵	۱/۰
۱۰۰	۰/۳	۰/۳	۰/۸	۰/۸
۲۰۰	۰/۶	۰/۳	۱/۶	۰/۸
۵۰۰	۱/۵	۰/۳	۴/۰	۰/۸
۱۰۰۰	۳/۰	۰/۳	۸/۰	۰/۸
۲۰۰۰	۶/۰	۰/۳	۱۶	۰/۸
۵۰۰۰	۱۵/۰	۰/۳	۴۰	۰/۸
۱۰۰۰۰	۳۰/۰	۰/۳	۶۰	۰/۶

۱۲- همین آزمون را بر روی ۵۰٪ حجم نامی و ۱۰٪ حجم نامی انجام دهید.

۱۳- در صورتی که دقت یا صحت سمپلر غیرقابل قبول باشد، سمپلر نیاز به تنظیم (adjustment) دارد.

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سمپلرهای جابجایی مثبت و چندکاناله به استاندارد ملی ایران ۶-۱۱۵۰۴-۶ isiri II ۱۱۵۰۴-۶ و در خصوص ویژگی‌ها و انواع سمپلرهای استاندارد ملی ایران ۲-۱۱۵۰۴-۲ isiri مراجعه کنید. با توجه به این که در عمل مقادیر جدول بالا در بیشتر مراکز قابل دستیابی نمی‌باشد، معیارهای مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت در این خصوص دامنه گسترده‌تری را پوشش می‌دهد که آزمایشگاهها می‌توانند آن مقادیر را به عنوان CV و Bias ملاک عمل قرار دهند.

کالیبراسیون

در صورت مشاهده خطای دقت یا صحت، سمپلر جهت کالیبراسیون به شرکت پشتیبان ارسال می‌گردد.

ایمنی و نکات مهم

۰۰ ضربه به سمپلر می‌تواند این وسیله را از کالیبراسیون خارج نماید.

۰۰ مایع نباید وارد قسمتهای داخلی سمپلر گردد، همیشه از نوک سمپلر مناسب با حجم برداشتی استفاده شود.

۰۰ تماس دست با نوک سمپلر آلوده ممنوع است.

۰۰ در صورت مکش محلول‌های اسیدی و سایر محلول‌های خورنده باید بخش نگهدارنده سر سمپلر (Tip holder) باز شده و پیستون و حلقه پلاستیکی (O-ring) بخوبی با آب مقطر شسته شود.

۰۰ هرگز نباید سمپلر حاوی محلول به پهلو به زمین گذاشته شود.

۰۰ هرگز نباید از سمپلرهای متغیر برای کشیدن حجمی خارج از محدوده حجمی ادعایی آنها استفاده شود.

- سپس وسایل فوق در محلول شوینده قرار داده شده و کاملاً به آن‌ها برس کشیده شود.
- در مرحله بعد وسایل با آب لوله‌کشی جاری کاملاً شستوشو شود.
- پس از شستوشو با آب لوله‌کشی، سه مرتبه با آب مقطر آب‌کشی گردد (در هر سری آب‌کشی از آب مقطر تازه استفاده شود).
- به منظور گرفته شدن آب اضافی وسایل، باید آنها را در فور خشک نمود.
- وسایل شیشه‌ای را به طور وارونه داخل سبدهای فلزی گذاشته و ته سبدها چندین لایه کاغذ خشک کن ضخیم گذاشته شود.

شستوشوی پلیت و لوله‌های حاوی محیط‌های کشت آلوده که مجدداً وارد چرخه کاری می‌شوند:

- ابتدا باید این وسایل را با اتوکلاو آلودگی زدایی نموده و سپس باقی مانده مواد موجود در آن‌ها را کاملاً شسته و بقیه مراحل شستوشو را مانند روش‌های ذکر شده در بالا (شستوشو با شوینده) ادامه داد.
- باید خاطر نشان نمود که تمامی وسایلی که به مواد آلوده آغشته شده‌اند را باید قبل از مراحل شستوشو ابتدا کاملاً ضدغونی و در صورت لزوم سترون نمود.

روش ضدغونی نمودن و سترون کردن وسایل شیشه‌ای

- تمامی وسایل آلوده را حداقل به مدت ۳۰ دقیقه در محلول سفیدکننده خانگی (حاوی کلر) با رقت ۱/۱۰ تهیه شده با آب معمولی قرار داده و سپس طبق دستورالعمل شستوشو، شسته و مقطر آب‌کشی شود.

روش شستوشوی پی‌پت

- پی‌پتها را به مدت یک شب در محلول تمیزکننده قرار دهید.
- سپس آن‌ها را کاملاً با آب لوله‌کشی شستوشو دهید. بهتر است آن‌ها را یک شب در آب قرار داده و سپس با آب مقطر آب‌کشی کنید. (می‌توان از وسایل مخصوصی که جهت شستوشو پی‌پت وجود دارد، استفاده نمود که در این حالت ابتدا با آب لوله‌کشی و سپس عمل شستوشو دو یا سه مرتبه با آب مقطر داغ انجام می‌شود).

- پی‌پتها را با کشیدن و خالی کردن حجم کمی استون و هوا به تناب و به صورت پی‌درپی نیز می‌توان خشک کرد (می‌توان از وسایل پی‌پت خشک کن برقی که ایجاد حرارت می‌نماید، استفاده نمود).

قسمت بیرونی پی‌پتها را با پارچه تمیز خشک نمایید.

- جهت جلوگیری از شکستن پی‌پتها، آن‌ها را در ظروف مخصوصی که با اندازه‌های مختلف (جهت پی‌پتها با حجم‌های مختلف) وجود دارد، قرار دهید.

دستورالعمل لوازم شیشه‌ای

کلیات

اکثر لوازم شیشه‌ای آزمایشگاه از نوع سدیم، آلومینیوم بوروسیلیکات همراه دی‌اسید سیلیکون است. این نوع شیشه دارای مقاومت حرارتی، فیزیکی و شیمیایی بالایی بوده و در مقابل خوردگی نیز مقاوم است. در نمونه‌های تجاری، انواع پیرکس یا کیماکس معروف هستند.

چگونگی کاربری لوازم شیشه‌ای

باید دقت نمود مواد قلیایی در آن‌ها نگهداری نگردد زیرا قلیا، شیشه را حل نموده و صحت خطوط نشانه ظرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در مورد لوازم شیشه‌ای دو عامل مهم است: یکی صحت حجمی کالیبراسیون و دیگری نظافت آن‌ها.

- نحوه شستوشو، کنترل کیفی و جرم زدایی لوازم شیشه‌ای
- نحوه شستوشوی لوازم شیشه‌ای:

► باید بلافاصله بعد از استفاده از وسایل شیشه‌ای، آن‌ها را با آب لوله‌کشی معمولی به طور کامل شستوشو داد.

► بدینه است که باید همیشه وسایل آلوده را قبل از شستوشو، ضدغونی نمود.

► ترکیبات قلیایی موجود در سطح وسایل شیشه‌ای آغشته به سود، باید با قراردادن آن‌ها در محلول اسیدکلریدریک ۵٪ خنثی گردد و سپس چند مرحله با آب لوله‌کشی و در انتهای با آب مقطر آب‌کشی شود.

► وسایل شیشه‌ای نو که برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید با شوینده‌ها شستوشو داده شده و سپس با آب لوله‌کشی آب‌کشی شوند.

► جهت خنثی‌نمودن ترکیبات قلیایی که در روی ظروف شیشه‌ای نو وجود دارد، باید آن‌ها را چندین ساعت در اسیدکلریدریک ۱٪ قرار داد و سپس آن‌ها را کاملاً با آب معمولی و آب مقطر آب‌کشی نموده و جهت خشک شدن در فور قرار داد. جهت کنترل و اطمینان از خنثی شدن مواد قلیایی آزاد موجود بر روی شیشه، وسایل شیشه‌ای را در آب مقطر خنثی و اتوکلا شده قرار داده و سپس pH آب را اندازه‌گیری می‌کنیم، اگر به علت وجود مواد قلیایی، pH آب بالا بود دوباره وسایل در محلول اسیدکلریدریک قرار داده می‌شود.

► اگر بعد از چند مرتبه عمل شستوشو و کنترل، باز هم مواد قلیایی آزاد شده وجود داشت، آن وسایل می‌باشد دور ریخته شوند و مورد استفاده قرار نگیرند.

شستوشوی وسایل شیشه‌ای با شوینده‌ها:

موقع استفاده از شوینده‌ها مانند مایع ظرفشویی جهت شستوشوی وسایل شیشه‌ای باید به نکات زیر توجه گردد:

► تمام وسایل شیشه‌ای به طور کامل در آب سرد لوله‌کشی قرار داده شود.

دستورالعمل لوازم شیشه‌ای

کلیات

اکثر لوازم شیشه‌ای آزمایشگاه از نوع سدیم، آلومینیوم بوروسیلیکات همراه دی‌اسید سیلیکون است. این نوع شیشه دارای مقاومت حرارتی، فیزیکی و شیمیایی بالایی بوده و در مقابل خوردگی نیز مقاوم است. در نمونه‌های تجاری، انواع پیرکس یا کیماکس معروف هستند.

چگونگی کاربری لوازم شیشه‌ای

باید دقت نمود مواد قلیایی در آن‌ها نگهداری نگردد زیرا قلیا، شیشه را حل نموده و صحت خطوط نشانه ظرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در مورد لوازم شیشه‌ای دو عامل مهم است: یکی صحت حجمی کالیبراسیون و دیگری نظافت آن‌ها.

نحوه شستشو، کنترل کیفی و جرم زدایی لوازم شیشه‌ای

نحوه شستشوی لوازم شیشه‌ای:

باید بلافضله بعد از استفاده از وسایل شیشه‌ای، آن‌ها را با آب لوله‌کشی معمولی به‌طور کامل شستشو داد.

﴿ بدیهی است که باید همیشه وسایل آلوده را قبل از شستشو، ضدغونی نمود. ﴾

﴿ ترکیبات قلیایی موجود در سطح وسایل شیشه‌ای آغشته به سود، باید با قراردادن آن‌ها در محلول اسیدکلریدریک ۵٪ خنثی گردد و سپس چند مرحله با آب لوله‌کشی و در انتهای آب مقطر آب‌کشی شود. ﴾

﴿ وسایل شیشه‌ای نو که برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید با شوینده‌ها شستشو داده شده و سپس با آب لوله‌کشی آب‌کشی شوند. ﴾

﴿ جهت خنثی نمودن ترکیبات قلیایی که در روی ظروف شیشه‌ای نو وجود دارد، باید آن‌ها را چندین ساعت در اسیدکلریدریک ۱٪ قرار داد و سپس آن‌ها را کاملاً با آب معمولی و آب مقطر آب‌کشی نموده و جهت خشک شدن در فور قرار داد. جهت کنترل و اطمینان از خنثی شدن مواد قلیایی آزاد موجود بر روی شیشه، وسایل شیشه‌ای را در آب مقطر خنثی و اتوکلا شده قرار داده و سپس pH آب را اندازه‌گیری می‌کنیم، اگر به علت وجود مواد قلیایی، pH آب بالا بود دوباره وسایل در محلول اسیدکلریدریک قرار داده می‌شود. ﴾

﴿ اگر بعد از چند مرتبه عمل شستشو و کنترل، باز هم مواد قلیایی آزاد شده وجود داشت، آن وسایل می‌باشد دور ریخته شوند و مورد استفاده قرار نگیرند. ﴾

شستشوی وسایل شیشه‌ای با شوینده‌ها:

موقع استفاده از شوینده‌ها مانند مایع ظرفشویی جهت شستشوی وسایل شیشه‌ای باید به نکات زیر توجه گردد:

﴿ تمام وسایل شیشه‌ای به طور کامل در آب سرد لوله‌کشی قرار داده شود. ﴾

﴾ سپس وسایل فوق در محلول شوینده قرار داده شده و کاملاً به آن‌ها برس کشیده شود. ﴾

﴾ در مرحله بعد وسایل با آب لوله‌کشی جاری کاملاً شستوشو شود. ﴾

﴾ پس از شستوشو با آب لوله‌کشی، سه مرتبه با آب مقطر آب‌کشی گردد (در هر سری آب‌کشی

از آب مقطر تازه استفاده شود). ﴾

﴾ به منظور گرفته شدن آب اضافی وسایل، باید آنها را در فور خشک نمود. ﴾

﴾ وسایل شیشه‌ای را به‌طور وارونه داخل سبدهای فلزی گذاشته و ته سبدها چندین لایه کاغذ

خشک کن ضخیم گذاشته شود. ﴾

شستشوی پلیت و لوله‌های حاوی محیط‌های کشت آلووده که مجدداً وارد چرخه

کاری می‌شوند:

﴿ ابتدا باید این وسایل را با اتوکلاو آلوودگی زدایی نموده و سپس باقی مانده مواد موجود در آن‌ها را کاملاً شسته و بقیه مراحل شستوشو را مانند روش‌های ذکر شده در بالا (شستوشو با

شوینده) ادامه داد. ﴾

﴾ باید خاطر نشان نمود که تمامی وسایلی که به مواد آلووده آغشته شده‌اند را باید قبل از مراحل

شستوشو ابتدا کاملاً ضدغونی و در صورت لزوم سترون نمود. ﴾

روش ضدغونی نمودن و سترون کردن وسایل شیشه‌ای

﴿ بدیهی است که باید همیشه وسایل آلوده را قبل از شستشو، ضدغونی نمود. ﴾

﴿ ترکیبات قلیایی موجود در سطح وسایل شیشه‌ای آغشته به سود، باید با قراردادن آن‌ها در

محلول اسیدکلریدریک ۵٪ خنثی گردد و سپس چند مرحله با آب لوله‌کشی و در انتهای آب

مقطر آب‌کشی شود. ﴾

﴿ وسایل شیشه‌ای نو که برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید با شوینده‌ها شستشو

داده شده و سپس با آب لوله‌کشی آب‌کشی شوند. ﴾

﴿ جهت خنثی نمودن ترکیبات قلیایی که در روی ظروف شیشه‌ای نو وجود دارد، باید آن‌ها را چندین ساعت در اسیدکلریدریک ۱٪ قرار داد و سپس آن‌ها را کاملاً با آب معمولی و آب مقطر آب‌کشی نموده و جهت خشک شدن در فور قرار داد. جهت کنترل و اطمینان از خنثی شدن مواد قلیایی آزاد موجود بر روی شیشه، وسایل شیشه‌ای را در آب مقطر خنثی و اتوکلا شده قرار داده و سپس pH آب را اندازه‌گیری می‌کنیم، اگر به علت وجود مواد قلیایی، pH آب بالا بود دوباره وسایل در محلول اسیدکلریدریک قرار داده می‌شود. ﴾

﴿ اگر بعد از چند مرتبه عمل شستشو و کنترل، باز هم مواد قلیایی آزاد شده وجود داشت، آن وسایل می‌باشد دور ریخته شوند و مورد استفاده قرار نگیرند. ﴾

شستشوی وسایل شیشه‌ای با شوینده‌ها:

موقع استفاده از شوینده‌ها مانند مایع ظرفشویی جهت شستشوی وسایل شیشه‌ای باید به

نکات زیر توجه گردد:

﴿ تمام وسایل شیشه‌ای به طور کامل در آب سرد لوله‌کشی قرار داده شود. ﴾

﴿ قسمت بیرونی پی‌تها را با پارچه تمیز خشک نمایید. ﴾

﴿ جهت جلوگیری از شکستن پی‌تها، آن‌ها را در ظروف مخصوصی که با اندازه‌های مختلف

(جهت پی‌هایی با حجم‌های مختلف) وجود دارد، قرار دهید. ﴾

دستورالعمل فنی پی‌پت

کلیات
انجام موارد مشروحة ذیل توسط تمامی کاربران باید رعایت گردد. کنترل چگونگی اجرا و تایید نهایی توسط مدیر فنی صورت می‌پذیرد.

چگونگی کاربری

پی‌پت‌ها بر دو نوع هستند:

الف) پی‌پت‌های انتقالی

پی‌پت حجمی: این نوع بی‌پت برای انتقال حجم مشخصی از مایع، رقیق کردن محلول، ساختن استاندارد، حل کردن سرم‌های کنترل و انتقال نمونه‌های غیرلزج به کار گرفته شود. این پی‌پت‌ها استوانه‌ای شکل و دارای یک حباب در وسط هستند و در قسمت پایینی لوله به یک لوله باریک ختم می‌شوند. تنگی سوراخ خروجی باعث جلوگیری از خروج سریع مایع می‌گردد. این پی‌پت‌ها در اندازه‌های ۱-۱۰۰ میلی‌لیتر وجود دارند. این پی‌پت‌ها بیشترین صحت و دقت را دارند و بهتر است یکبار مصرف باشند.

پی‌پت اسوالد-فولین: شبیه پی‌پت حجمی است ولی حباب آن نزدیک به انتهای بوده و سطح تماس آن با مایع نیز کم است. در این نوع یک حلقه حک شده نزدیک قسمت دهانی وجود دارد که برای تخلیه کامل باید در آن فوت کرد. این نوع در اندازه‌های مختلف وجود دارد و بیشتر برای اندازه‌گیری مایعات ویسکوز (ناروان) مثل خون و سرم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب) پی‌پت‌های مدرج یا اندازه‌گیری

این پی‌پت‌ها از یک استوانه شیشه‌ای با ضخامت یکسان درست شده‌اند و بیشتر برای اندازه‌گیری محلول‌ها کاربرد دارند و اگر از این پی‌پت‌ها جهت انتقال مایع استفاده می‌شود باید به نوع کالیبراسیون شرکتی آن‌ها و اصول صحیح پی‌تینگ توجه کرد. این پی‌پت‌ها بر دو نوع: پی‌پت مور: این نوع بین دو علامت مدرج گردیده است که به همین دلیل برای تخلیه آن باید بر مایع خروجی نظارت کرد. معمولاً سوراخ آن‌ها از نوع سروولوژیک تنگتر است و دیرتر تخلیه می‌گردد.

پی‌پت سروولوژیک: این نوع پی‌پت تا نوک آن تقسیم‌بندی شده است. در این نوع برای تخلیه کامل مایع باید در آن فوت کرد. معمولاً در نزدیک سطح دهانی این پی‌پت یک یا دو حلقه وجود دارد که به مفهوم فوت کردن است.

پی‌پت‌های حجمی توسط شرکت سازنده به دو صورت (TD) و (TC) To contain و To deliver است. کالیبره می‌شوند که هنگام استفاده باید به نوع کالیبراسیون شرکتی پی‌پت توجه ویژه شود.

۴۴ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

بعد از استفاده از پی‌پت‌ها، باید فوراً آن‌ها را با آب لوله‌کشی آب‌کشی نمایید، مخصوصاً زمانی که با آن‌ها مایعات پرتوئینی مانند خون کشیده شده باشد. می‌توان جهت تمیز نمودن آن‌ها را در محلول غلیظ هیدروکسیلید سدیم (سود سوزآور) قرار داد. اما باید توجه نمود که مدت زمان تماس با این ماده خیلی کم باشد چون مواد قلایایی شیشه را حل می‌کند و ممکن است سبب ایجاد تغییراتی در حجم برداشتی گردد.

پی‌پت‌هایی که جهت تهیه رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید بلاfaciale با اسید کلریدریک شسته شوند.

در صورت کشیدن مواد آلوده با این وسایل، باید آن‌ها را بلاfaciale در یک محلول ضدغوفونی قرار داد.

جهت ضدغوفونی می‌توان از محلول هیپوکلریت سدیم به میزان پنج گرم در لیتر و یا ۰/۵ گرم درصد و یا هرگونه محلول سفیدکننده خانگی که به نسبت یک به ده رقیق شده باشد، استفاده نمود.

جرمزدایی ابزار شیشه‌ای

برای حذف لکه‌های سخت، ظروف را به مدت چند ساعت در اسید سولفوکرومیک قرار داده و پس از آب‌کشی مکرر با آب معمولی در نوبت آخر با آب مقطر شستشو دهید.

برای حذف جرم‌های ضعیفتر و آماده‌سازی وسایل شیشه‌ای برای برخی آزمایش‌ها مانند آهن و کلسیم از اسید کلریدریک رقیق شده با آب مقطر به نسبت حجمی یک و سه استفاده کرده (و یا اسید نیتریک رقیق شده به نسبت یک و چهار) و پس از آب‌کشی با آب مقطر خشک شود.

اسیدششیوی کردن وسایل شیشه‌ای

اسید کلریدریک ۱۲ نرمال را به نسبت یک سوم رقیق نمایید. وسایل یک روز در محلول فوق قرار می‌گیرند، سپس سه مرتبه با آب مقطر آب‌کشی می‌گردد.

کنترل کیفی نظافت لوازم شیشه‌ای

هر هفته تمامی لوازم شیشه‌ای باید از لحاظ تمیز بودن بررسی گردد. وجود لکه نشان‌دهنده شستشو شوی غیرقابل قبول است.

آب مقطر به درون سطح ظروف چرخانده می‌شود. آب باید به صورت قشری یکپارچه از روی سطح ظرف عبور کند. در صورتی که آب به صورت قطرات بر روی سطح شیشه باقی بماند نشانه کثیف بودن آن‌ها است.

محلول ۲۰ mg/l سدیم سولفو بروموفتالئین به درون چند ظرف به طور انتخابی ریخته می‌شود. مشاهده رنگ صورتی، نشان‌دهنده وجود مواد پاک‌کننده بر روی شیشه و کافی نبودن آب‌کشی است.

در ادامه دستورالعمل فنی پی‌پت، توزیع گر (دیسپنسر)، بالن ژوژه و استوانه مدرج به طور اختصاصی شرح داده می‌شوند.

پی‌پت‌های TD به دو نحوه کالیبر شده‌اند: به صورتی که آخرین قطره مانده پی‌پت باید با دمیدن تخلیه حجم شود. این پی‌پت‌ها معمولاً دارای یک خط در بالای استوانه پی‌پت هستند و در صورت فقدان این خط کدر، آخرین قطره در پی‌پت، دست نخورده باقی می‌ماند.

نکات مهم در انتخاب پی‌پت:

► پی‌پت در موقع کشیدن محلول عمودی و در موقع تخلیه اگر تخلیه کلی باشد با کمی زاویه به همراه تماس نوک پی‌پت با جداره داخلی ظرف و اگر تخلیه جزیی باشد عمودی نگه داشته می‌شود و جداره داخلی ظرف با کمی زاویه با نوک پی‌پت تماس داده می‌شود.

► در به کارگیری پی‌پت، باید نوع آن و همچنین نوع کالیبراسیون شرکتی آن که معرف نحوه استفاده از پی‌پت است مدنظر قرار گیرد.

► نوع پی‌پت با توجه به حجم مورد نیاز، مشخص گردد.

► نحوه کار با پی‌پت با توجه به نوع آن متفاوت است که کاربر باید به این امر توجه کند.

نحوه نگهداری

پی‌پت‌ها را باید قبل از استفاده به دقت تمیز کرد زیرا هرگونه آلودگی باعث کاهش صحت و دقت آن می‌گردد.

پی‌پت‌ها را پس از خاتمه کار باید در محلول رقیق دترژانت غیریونی قرار داد و پس از سه تا پنج بار آب کشی، با آب خالص شستشو داد. می‌توان با اندازه‌گیری pH آب انتقال یافته با پی‌پت، از شستشوی آن اطمینان حاصل کرد.

در صورت لزوم به شستشو با اسید، از محلول رقیق اسیدکلریدریک یا اسیدنیتریک استفاده گردد. خشک کردن آن در دمای اتاق یا کمتر از 100°C صورت پذیرد.

کنترل کیفی

• کنترل صحت

کنترل صحت پی‌پت به روش‌های وزنی و طیفسنجی (اسپکتروفوتومتریک) قابل اجرا می‌باشد. براساس استاندارد بین‌المللی مربوطه هر ۱-۳ سال یک بار و بر اساس میزان استفاده و نوع کاربری پی‌پت بایستی تحت آزمون کنترل صحت قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود آزمایشگاه‌ها این آزمون را یک بار در هر سال انجام دهند.

۱- روش وزنی: این روش برای پی‌پت‌های TD و با حجم بیش از 0.5 میلی‌لیتر توصیه می‌گردد و معمولاً با آب خالص انجام می‌گیرد و با توجه به مراحل زیر نسبت به آن اقدام می‌گردد:

► در ابتدا آب مقطر به مقدار کافی، ترازوی کالیبره با 10 برابر قدرت قضایت نسبت به پی‌پت، ویال درب‌دار و تمیز، گیره مخصوص حمل ویال را تهیه و دمای آن‌ها را به حرارت اتاق برسانید.

► سپس جرم ویال مورد نظر را ابتدا به همراه مقداری آب اندازه‌گیری و بعد از آن با ریختن 10 میلی‌لیتر آب مقطر (مثلاً برای پی‌پت 10 میلی‌لیتری) داخل آن دوباره اندازه‌گیری نموده و اختلاف را در دو حالت محاسبه کنید. این کار را 3 بار انجام دهید.

► عامل تصحیح جرم برای فشار و دمای محل آزمایشگاه با توجه به جداول مرتبط (جدول ۱-۴) استخراج و در محاسبات به کار گرفته شود.

► با توجه به فرمول زیر، میزان عدم صحت محاسبه گردد:

$$\bar{v} = \bar{m}.z$$

$$\text{Bias\%} = \frac{\bar{v} - v}{v} \times 100$$

که در آن:

\bar{m} ، جرم خوانده شده از ترازو

z ، عامل تصحیح جرم به حجم

\bar{v} ، حجم بدست آمده از روش توزین

v ، حجم مورد انتظار پی‌پت می‌باشد.

۲- روش اسپکتروفوتومتری: در ابتدا معادل حجم مورد نظر پی‌پت از یک محلول رنگی مثل دی‌کرومات پتابسیم توسط پی‌پت مورد نظر و پی‌پت استاندارد برداشته و هر کدام را در یک بالن ژوژه، رقیق کنید. سپس با اسپکتروفوتومتر کالیبر شده، در طول موج مشخص ماده رنگی مورد نظر قرائت می‌گردد و مشابه فرمول بالا میزان عدم صحت تعیین می‌گردد.

• کنترل دقت

در صورت شستشوی مناسب و رعایت در خوانش خط مینیسک (meniscus) توسط پرسنل کارآزموده و همچنین رعایت اصول استاندارد پی‌پتینگ، به تجربه ثابت گردیده است که حجم برداشت شده توسط پی‌پت علی‌رغم تکرار تقریباً یکسان است، لذا عامل عدم دقت در این مورد در نظر گرفته نمی‌شود.

کالیبراسیون

در صورتی که عدم صحت بدست آمده جهت آزمایش‌هایی که پی‌پت در آن‌ها استفاده می‌شود غیر قابل قبول باشد بسته به تصمیم مدیریت آزمایشگاه آن پی‌پت خارج از سرویس اعلام شده و با یک عامل تصحیح تا کنترل کیفی بعدی استفاده می‌شود.

- ▶ در ابتدا آب مقطار به مقدار کافی، ترازوی کالیبره با ۱۰ برابر قدرت قضاوت نسبت به پی‌پت، ویال درب‌دار و تمیز، گیره مخصوص حمل ویال را تهیه و دمای آن‌ها را به حرارت اتاق برسانید.
- ▶ سپس جرم ویال مورد نظر را ابتدا به همراه مقداری آب اندازه‌گیری و بعد از آن با ریختن ده میلی‌لیتر آب مقطار (مثلا برای پی‌پت ۱۰ میلی‌لیتری) داخل آن دوباره اندازه‌گیری نموده و اختلاف را در دو حالت محاسبه کنید. این کار را ۳ بار انجام دهید.
- ▶ عامل تصحیح جرم برای فشار و دمای محل آزمایشگاه با توجه به جداول مرتبط (جدول ۱-۴)
- ▶ استخراج و در محاسبات به کار گرفته شود.
- ▶ با توجه به فرمول زیر، میزان عدم صحت محاسبه گردد:

$$\text{Bias\%} = \frac{\bar{v} - v}{v} \times 100$$

که در آن:

- \bar{m} ، جرم خوانده شده از ترازو
- v ، عامل تصحیح جرم به حجم
- \bar{v} ، حجم بدست آمده از روش توزین
- ۷، حجم مورد انتظار پی‌پت می‌باشد.
- ۲ - روش اسپکتروفوتومتری: در ابتدا معادل حجم مورد نظر پی‌پت از یک محلول رنگی مثل دی‌کرومات پتابسیم توسط پی‌پت مورد نظر و پی‌پت استاندارد برداشته و هر کدام را در یک بالن ژوژه، رقیق کنید. سپس با اسپکتروفوتومتر کالیبرشده، در طول موج مشخص ماده رنگی در صورت لزوم به شستشو با اسید، از محلول رقیق اسید کلریدریک یا اسیدنیتریک استفاده گردد. خشک کردن آن در دمای اتاق یا کمتر از 100°C صورت پذیرد.

• کنترل دقیق

- در صورت شستشوی مناسب و رعایت در خوانش خط مینیسک (meniscus) توسط پرسنل کارآزموده و همچنین رعایت اصول استاندارد پی‌پتینگ، به تجربه ثابت گردیده است که حجم برداشت شده توسط پی‌پت علی‌رغم تکرار تقریباً یکسان است، لذا عامل عدم دقیق در این مورد در نظر گرفته نمی‌شود.

کالیبراسیون

- در صورتی که عدم صحت بدست آمده جهت آزمایش‌هایی که پی‌پت در آن‌ها استفاده می‌شود غیر قابل قبول باشد بسته به تصمیم مدیریت آزمایشگاه آن پی‌پت خارج از سرویس اعلام شده و یا با یک عامل تصحیح تا کنترل کیفی بعدی استفاده می‌شود.

۴۶ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

پی‌پت‌های TD به دو نحوه کالیبر شده‌اند: به صورتی که آخرین قطره مانده پی‌پت باید با دمیدن تخلیه حجم شود. این پی‌پتها معمولاً دارای یک خط در بالای استوانه پی‌پت هستند و در صورت فقدان این خط کدر، آخرین قطره در پی‌پت، دست نخورده باقی می‌ماند.

نکات مهم در انتخاب پی‌پت:

- ▶ پی‌پت در موقع کشیدن محلول عمودی و در موقع تخلیه اگر تخلیه کلی باشد با کمی زاویه به همراه تماس نوک پی‌پت با جداره داخلی ظرف و اگر تخلیه جزیی باشد عمودی نگه داشته می‌شود و جداره داخلی ظرف با کمی زاویه با نوک پی‌پت تماس داده می‌شود.
- ▶ در به کارگیری پی‌پت، باید نوع آن و همچنین نوع کالیبراسیون شرکتی آن که معرف نحوه استفاده از پی‌پت است مدنظر قرار گیرد.
- ▶ نوع پی‌پت با توجه به حجم مورد نیاز، مشخص گردد.
- ▶ نحوه کار با پی‌پت با توجه به نوع آن متفاوت است که کاربر باید به این امر توجه کند.

نحوه نگهداری

پی‌پتها را باید قبل از استفاده به دقیق تهییز کرد زیرا هرگونه آلودگی باعث کاهش صحت و دقیق آن می‌گردد.

پی‌پتها را پس از خاتمه کار باید در محلول رقیق دترژانت غیریونی قرار داد و پس از سه تا پنج بار آب کشی، با آب خالص شستشو داد. می‌توان با اندازه‌گیری pH آب انتقال یافته با پی‌پت، از شستشوی آن اطمینان حاصل کرد.

در صورت لزوم به شستشو با اسید، از محلول رقیق اسید کلریدریک یا اسیدنیتریک استفاده گردد. خشک کردن آن در دمای اتاق یا کمتر از 100°C صورت پذیرد.

کنترل کیفی

• کنترل صحت

کنترل صحت پی‌پت به روش‌های وزنی و طیفسنجی (اسپکتروفوتومتریک) قابل اجرا می‌باشد. براساس استاندارد بین‌المللی مربوطه هر ۱-۳ سال یک بار و بر اساس میزان استفاده و نوع کاربری پی‌پت باقیستی تحت آزمون کنترل صحت قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود آزمایشگاه‌ها این آزمون را یک بار در هر سال انجام دهند.

۱- روش وزنی: این روش برای پی‌پتها TD و با حجم بیش از $1/5$ میلی‌لیتر توصیه می‌گردد و معمولاً با آب خالص انجام می‌گیرد و با توجه به مراحل زیر نسبت به آن اقدام می‌گردد:

ردیبندی شیشه‌آلات بر اساس صحت

شیشه‌آلات حجمی بر اساس صحت درجه بندی (graduation) به دو رده یا کلاس (AS) و (A) و (B) تقسیم‌بندی می‌شوند. شیشه‌آلات کلاس (AS) و (A) دارای صحت بیشتر (تقرباً دو برابر) و تولرانس کمتری (تقرباً نصف) نسبت به کلاس B طراحی می‌شوند و خطوط نشانه در آن‌ها جهت تسهیل در خوانش سطح مایع دارای طول بیشتر می‌باشد که در دو طرف پی‌پت وجود داشته و قابل انطباق است.

در جدول ۱-۶، میزان تولرانس صحت انواع پی‌پت‌ها بیان گردیده است.

Table 1-6: Accuracy Tolerances of Various Types of Pipettes

Volumetric Transfer Pipettes		Measuring & Serological Pipettes		
Tolerances, $\pm ml^*$		Tolerances, $\pm ml$		
Capacity (ml)	Class A	Class B	Capacity (ml)	Class B
0.5	0.006	0.012	0.1	0.005
1.0	0.006	0.012	0.2	0.008
2.0	0.006	0.012	0.25	0.008
3.0	0.01	0.02	0.5	0.01
4.0	0.01	0.02	0.6	0.02
5.0	0.01	0.02	1.0	0.02
10.0	0.02	0.04	2.0	0.02
15.0	0.03	0.06	5.0	0.04
20.0	0.03	0.06	10.0	0.06
25.0	0.03	0.06	25.0	0.10
50.0	0.5	0.10		
100.0	0.08	0.16		

Modified from ZDean JA. Analytical chemistry handbook. New York: McGraw-Hill. 1995:1.56.

* Accuracy tolerances for volumetric transfer pipettes are given by ASTM Standard E969.02 «Standard Specification for Glass Volumetric (Transfer) Pipettes», West Conshohocken, PA: American Society for Testing of Material, 2003 and Federal Specification NNN-P-395.

Accuracy tolerances for measuring pipettes are given by Federal Specification NNN-P-350 and for serological pipettes by Federal Specification NNN-P-375.

Class A pipettes are manufactured to the highest tolerances. Class B pipettes have tolerances approximately twice that of Class A pipettes.

ایمنی

•• پی‌پت کردن با دهان ممنوع است.

•• به کارگیری اصول ایمنی کار با وسایل شیشه‌ای

دستورالعمل فنی توزیع گر (دیسپنسر)

کلیات

از این وسیله برای تخلیه سریال (متوالی) یک محلول استفاده می‌کنند.

نحوه نگهداری

معرفه‌ای که رسوب می‌دهند و یا خورنده هستند باید در دیسپنسر نگهداری شوند. دیسپنسر را باید مرتب تمیز کرد تا عمل پیستون درست انجام شود. توصیه می‌شود ارزیابی حجم تخلیه شده با پرکردن کوچکترین مزور موجود با حجم مشخص از دیسپنسر بررسی گردد.

کنترل کیفی

کنترل کیفی دیسپنسر مشابه سمپلر است.

در امر کنترل کیفی دیسپنسر، پیش از هر اقدامی ابتدا باید با استفاده از ابزار سرویس مربوطه مانند روغن، الکل سفید و میله بازکننده انسدادهای احتمالی، نسبت به سرویس دیسپنسر اقدام نمود. در صورت صحت ساختمان فیزیکی دیسپنسر، کنترل کیفی انجام می‌پذیرد. بررسی دقت و صحت سالی دو بار به دو روش رنگ‌سنگی و با استفاده از رنگ سبز خوارکی و پارانیتروفلن و روش توزین مشابه سمپلر امکان پذیر است. برای تعیین میزان عدم صحت و دقت قبل قبول به ادعای شرکت‌های سازنده مراجعه گردد. برای مطالعه بیشتر و آشنایی با جزئیات کامل روش توزین، به استاندارد ملی ایران ۶ isiri 11504-6 و برای روش‌های غیر وزنی به استاندارد ملی ایران ۷ isiri 11504-7 مراجعه شود.

-۲ روش اسپکتروفوتومتری: با پیپت و بالن ژوژه کالیبره کلاس A، رقت مورد نظر از یک ماده رنگی (مثل دی کرومات پتاسیم) تهیه کرده و به همین شکل، همان رقت را توسط بالن ژوژه مورد نظر به دست آورید. با مقایسه جذب نوری هر دو محلول فوق که در طول موج مناسبی قرائت گردیده، میزان عدم صحت را به دست آورید. توالي زمانی انجام آزمون کنترل صحت مشابه پیپت میباشد.

• کنترل دقق

با توجه به موارد ذکر شده در خصوص پیپت، بالن ژوژه نیز نیازی به اندازه‌گیری عدم دقق ندارد.

کالیبراسیون

بهتر است حداقل سالانه یک بار کالیبراسیون بالن ژوژه توسط شرکت‌های معترض انجام گیرد.

ایمنی

۰۰ به علت تغییر حجم و شکسته شدن احتمالی باید از حرارت دادن آن خودداری نمود.

۰۰ فلاسک‌های حجمی (بالن ژوژه) را نباید برای نگهداری محلول‌های خورنده به کار برد.

۰۰ درب بالن باید کاملاً بسته باشد تا محلول هنگام مخلوط کردن نشود.

دستورالعمل فنی استوانه مدرج

چگونگی کاربری

استوانه مدرج برای اندازه‌گیری و انتقال محلول در حجم‌های ۱۰۰-۱۵۰۰ میلی‌لیتر به کار می‌رود.

در زمان خواندن حجم محلول مصرفی، دیدن پایین‌ترین سطح مایع و استقرار ظرف به صورت عمودی

الزامی است.

نحوه نگهداری، نظافت و ایمنی

مشابه بالن ژوژه و پیپت است.

کنترل کیفی

مشابه کنترل کیفی بالن ژوژه و پیپت است و باید کنترل صحت آن حداقل در چهار حجم مختلف صورت پذیرد.

دستورالعمل فنی بالن ژوژه

کلیات

فلاسک‌های آزمایشگاهی بر دو نوع هستند که نوع اول آن فلاسک حجمی یا بالن ژوژه و نوع دوم ارلن‌مایر نام دارد. بالن ژوژه از انواع بسیار دقیق وسایل حجمی در آزمایشگاهها است و از ارلن‌مایر بیشتر برای ساخت محیط استفاده می‌گردد.

چگونگی کاربری

از بالن ژوژه برای تهیه محلول‌های با غلظت معین استفاده می‌گردد. معمولاً بالن ژوژه در حجم‌های ۲۰۰-۲۰۰۰ میلی‌متر وجود دارد. برای خواندن حجم صحیح باید یک کارت مقوای که نصف آن سفید و نصف دیگر آن سیاه رنگ است را در پشت بالن ژوژه به صورتی که نیمه سفید آن بالا باشد و نیمه سیاه آن یک میلی‌متر زیر مینیسک باشد قرار دهیم. در این حالت مینیسک ایجاد یک خط سیاه نازک می‌نماید که به راحتی حجم آن قرائت می‌گردد. بهطور کلی باید در نظر داشت که این فلاسک‌ها به صورت TC هستند.

در موقع رقیق کردن محلول، باید مرتباً محلول مورد نظر را تکان داده تا با یکنواخت شدن محلول، خطای افزایش یا کاهش حجم مایعی که برای رقیق کردن لازم است از بین برود.

نحوه نگهداری

مشابه پیپت است.

کنترل کیفی

• کنترل صحت

کنترل صحت با روش‌های وزنی و اسپکتروفوتومتری و غیره به شرح زیر صورت می‌گیرد:

۱- روش وزنی: مشابه پیپت جرم آب خالص و درجه ۳ (به استاندارد ملی ایران ۱۷۲۸ isiri) مراجعه شود) داخل بالن تا خط مینیسک را با توجه به شرایط دمایی و فشار منطقه اندازه بگیرید. این کار را ۳ بار انجام دهید و از فرمول زیر درصد خطای را محاسبه نمایید.

$$\bar{v} = \bar{m} \cdot z$$

$$\text{Bias\%} = \frac{\bar{v} - v}{v} \times 100$$

که در آن:

\bar{m} ، جرم خوانده شده از ترازو

z ، عامل تصحیح جرم به حجم

v ، حجم بدست آمده از روش توزین

۷، حجم مورد انتظار فلاسک است.


رنگ‌سنجدی با استفاده از اوانس‌بلو و مقایسه حجم منتقله توسط لوب با سمپلر توضیح داده می‌شود. در صورت استفاده از سایر مواد رنگی، بایستی طول موج و جذب نوری ویژه همان ماده به کار برده شود.

۱- مقایسه حجم منتقله توسط لوب با سمپلر استاندارد و کالیبر شده به روش رنگ‌سنجدی در پنج لوله تمیز و خشک ۳ میلی‌لیتر آب مقطر ریخته و با لوب مجھول از یک محلول رنگی (رنگ سبز خوارکی، سافرانین رقیق شده، بلودومتیلن، اوانس‌بلو و غیره) با رعایت نکات ذکر شده، رنگ مورد نظر را به هر یک از آن لوله‌ها اضافه کنید. با همین روش نیز با کمک سمپلر هم حجم لوب در پنج لوله حاوی ۳ میلی‌لیتر آب مقطر محلول رنگی فوق را اضافه کنید. حال با اندازه‌گیری میانگین جذب آن‌ها در طول موج مشخص (مثلاً ۶۳۰ nm) برای رنگ سبز خوارکی) و استفاده از رابطه زیر:

حجم سمپلر / میانگین جذب سمپلر = حجم لوب / میانگین جذب لوب

حجم لوب را به دست آورید.

۲- تعیین ضریب رقت لوب با استفاده از ماده رنگی اوانس‌بلو ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوب با استفاده از ماده رنگی اوانس‌بلو عبارتند از: ۰۰ پودر اوانس‌بلو (Evans Blue)، این ماده به صورت پودر تجاری قابل دسترس بوده و به‌آسانی در آب حل می‌شود.
 ۰۰ آب مقطر
 ۰۰ لوله آزمایش
 ۰۰ پی‌پت یا سمپلر
 ۰۰ اسپکتروفوتومتر یا فتوتمتر کالیبره
 ۰۰ کاغذ میلیمتری



دستورالعمل فنی لوب (میل حلقه)

کلیات

لوب معمولاً برای انتقال حجم مشخصی از محلول حاوی میکروب به محیط کشت به کار می‌رود تا بتوان کلی (پرگنه)‌های رشد یافته را شمارش کرد. کنترل کیفی و در صورت نیاز، ساختن لوب در بخش میکروب‌شناسی و توسط مسئول بخش صورت می‌گیرد.

چگونگی کاربری

لوب میکروب‌شناسی از جنس‌های متفاوت ساخته می‌شود و معمول‌ترین آن‌ها پلاتین، نیکل و کروم است. به‌طور کلی لوب باید از جنس فلز باشد که به سادگی شکل پذیر بوده و در اثر سرد و گرم شدن مکرر خراب نمی‌شود. سرلوب باید به شکل دایره پیچیده شود و در محل تماس شروع دایره و میله نباید فاصله ایجاد شود.

با توجه به اینکه علاوه بر قطر دایره سر لوب عوامل دیگری هم‌چون جنس لوب و قطر میله مورد استفاده در تعیین گنجایش حلقة موثر می‌باشند، اندازه‌گیری ظرفیت حجمی لوب (کنترل صحبت آن) در شروع و ادامه کار لازم است. هم‌چنین با توجه به تغییر قطر لوب در استفاده‌های بعدی، در فواصل زمانی مناسب باید نسبت به تعویض آن اقدام شود.

در حال حاضر لوب‌های با حجم مشخص به صورت آماده نیز وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لوب را باید به طور عمودی وارد محلول کرد زیرا به علت کشش سطحی مایعات در صورت غیرعمود بودن حجم مایع حلقة به طور کاذب تغییر می‌کند.

کنترل کیفی لوب

• کنترل صحبت یا روش تعیین حجم لوب

استفاده از لوب استاندارد با حجم معین جهت شمارش کلیه‌های به دست آمده از کشت نمونه‌های بالینی به ویژه ادرار به منظور تشخیص عفونت واقعی ضروری است. لذا آزمایشگاه‌ها همواره باید از لوب‌های کالیبره جهت کشت نمونه‌های ادراری استفاده نمایند و به کمک آن تعداد کلیه‌ای موجود در هر میلی‌لیتر ادرار (CFU/mL) را محاسبه و گزارش کنند.

برای بررسی حجم لوب از روش‌هایی مانند رنگ‌سنجدی، توزین و مقایسه آنالیت خاص توسط لوب و سمپلر کالیبره، استفاده می‌شود.

الف) روش رنگ‌سنجدی

ساده‌ترین روش برای بررسی حجم لوب استفاده از روش رنگ‌سنجدی با استفاده از اسپکتروفوتومتر یا فتوتمتر به کمک مواد رنگی مانند متیلن‌بلو، کریستال‌ویوله و اوانس‌بلو است. در این بخش روش

﴿ روش انجام

۱- ۲۰ میلی‌گرم از پودر رنگی اونس بلو را در ۱۰ میلی‌لیتر آب حل نمایید. غلظت این محلول $1/100 \text{ ml}$ می‌باشد.

۲- ۶ لوله آزمایش انتخاب کرده، در لوله اول ۲ میلی‌لیتر و در هر یک از لوله‌های باقیمانده ۱ میلی‌لیتر آب م قطره بریزید. ۲۰ لاندا ($1/100 \text{ ml}$) از محلول ذخیره اولیه ($1/100 \text{ ml}$) برداشته در لوله اول ریخته و کاملاً مخلوط نمایید. سپس ۱ میلی‌لیتر از لوله اول برداشته و در لوله دوم بریزید، از لوله دوم، در لوله سوم و این عمل را تا آخر ادامه دهید. در انتهای یک میلی‌لیتر از لوله ششم را برداشته و دور بریزید. به این ترتیب ۶ محلول خواهد داشت که رقت نهایی بدست آمده در هر یک و میزان ماده رنگی موجود در آن‌ها در شکل ۱-۵ نشان داده شده است.

۳- میزان جذب نوری (OD) هر یک از ۶ محلول حاصله را به کمک اسپکتروفوتومتر در طول موج 620 nm بدست آورید.

۴- جهت تعیین حجم لوب مورد بررسی، ۱۰ لوله آزمایش برداشته و در هر یک ۱ میلی‌لیتر آب مقطار بریزید.

۵- لوب تحت کنترل را به طور کاملاً عمودی وارد محلول ذخیره اولیه نموده، از محلول رنگی برداشته و در لوله‌های آزمایش فرو برید. این کار را ۱۰ بار تکرار و در فواصل لوب را روی کاغذ خشک کن قرار دهید تا کاملاً خشک شود. از سوزاندن لوب خودداری نمایید.

۶- بعد از مخلوط کردن، جذب هریک از لوله‌ها را در طول موج 620 nm قرائت نمایید.

۷- بر روی کاغذ میلی‌متری نموداری ترسیم نمایید که در آن، محور افقی نشانگر رقت‌های تهیه شده و محور عمودی نمایانگر جذب نوری هر رقت باشد.

۸- با قرار دادن میانگین جذب بدست آمده از لوب کنترلی، روی محور عمودی می‌توان ضریب رقت لوب کنترلی را از روی محور افقی بدست آورد.

جهت تعیین تعداد کلی در هر میلی‌لیتر ادرار، باید تعداد کلی‌های بدست آمده از کشت روی پلیت را در عکس ضریب رقت لوب، ضرب کرد. به طور مثال اگر ضریب رقت لوب مجھول $1/100$ و تعداد کلی‌های روی پلیت 500 عدد باشد، باید 500 را در 100 ضرب و نتیجه را به صورت $50/1000 \text{ cfu/ml}$ گزارش نمود.

﴿ ب) روش توزین

علاوه بر روش رنگ‌سنگی، یکی دیگر از روش‌هایی که برای بررسی میزان حجم برداشتی توسط لوب باکتریولوژی وجود دارد، روش توزین است که در آن با استفاده از ترازوی بسیار حساس، تغییرات وزن دیسک کاغذی بعد از افزودن یک لوب آب م قطره روی آن، محاسبه می‌گردد. Diagnostic microbiology, Elmer W.Koneman, 5th edition, page 96

ج) مقایسه سطح اندازه‌گیری شده آنالیت خاص توسط لوب و سمپلر کالیبره در ادامه تعیین ضریب لوب به روش مقایسه سطح اندازه‌گیری شده قند خون توسط لوب و سمپلر کالیبره بیان می‌شود.

﴿ روش انجام کار

در پنج لوله تمیز هر کدام ۱ میلی‌لیتر محلول اندازه‌گیری قند ریخته و با لوب مجھول با رعایت نکات لازم و ملاحظات اینمی، استاندارد قند و یا یک نمونه سرم را به لوله‌ها منتقل کنید. سپس با همین روش و با استفاده از سمپلر استاندارد و کالیبر شده مقدار $10 \mu\text{l}$ میکرولیتر از همان نمونه (استاندارد یا سرم) را به ۵ لوله دیگر منتقل نمایید. میانگین جذب نوری را برای هر گروه از لوله‌ها در طول موج مشخص شده در کیت به دست آورده و با استفاده از رابطه زیر ضریب لوب را مشخص نمایید:

$$\text{میانگین جذب نوری لوب} / (\text{میانگین جذب نوری سمپلر} \times 100) = \text{ضریب}$$

نحوه نگهداری و تعمیرات

به محض مشاهده شکاف در محل اتصال حلقه یا تغییر قطر سیم لوب باید آن را تعویض کرد.

ایمنی

در موقع سترون کردن لوب باید از قراردادن سریع آن بر روی شعله به علت ایجاد ذرات آئروسل خودداری کرد.

بهتر است ابتدا لوب به قسمت قاعده شعله (که پایین‌ترین درجه حرارت شعله را دارد) وارد شده و تدریجاً به نوک شعله انتقال یابد.

$50/1000 \text{ cfu/ml}$ همچنین از داخل کردن لوب داغ به داخل سوسپانسیون میکروبی نیز باید اجتناب نمود.

مقدار عنصر مورد نظر تعیین می‌شود. این طریق اندازه‌گیری معمولاً در دستگاهی که شعله شدید به کار رفته مرسوم است.

۲- روش مقایسه‌ای: در این روش ماده مورد آزمایش را با نور ماده‌ای که به عنوان استاندارد داخلی مصرف می‌شود، مقایسه می‌کنند. استفاده از استاندارد داخلی برای رفع اشکالاتی است که از تغییرات شدت و میزان شعله به وجود می‌آید، به این ترتیب که مقدار معینی از ماده‌ای که در نمونه وجود ندارد به استاندارد سرم کنترل و بلانک و نمونه مورد آزمایش اضافه می‌کنند. در اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم استاندارد داخلی لیتیوم است (نیترات و سولفات لیتیوم). لیتیوم نوری با طول موج ۶۷۰ میلی‌میکرون ایجاد می‌کند که به آسانی می‌توان آن را از امواج سدیم و پتاسیم جدا کرد. این روش معمولاً در دستگاه‌هایی که شعله ملایم ندارند مرسوم است. در این روش نور نمونه با نور استاندارد مقایسه می‌شود (مثل سیستم دوپرتویی در دستگاه اسپکتروفتومتر). بدین ترتیب تغییرات حرارت و شعله و اتمیزه کردن و تغییرات فشار گازها و نوسانات ولت برای هر دو عنصر یکسان است. برای روشن شدن این مطلب سدیم و لیتیوم را در نظر بگیرید. چنانچه سیستم اتمایزر دچار اشکال شود، مقدار سدیم و لیتیوم که به شعله می‌رسد به یک نسبت تغییر می‌کند ولی تغییرات شدت نور برای هر دو عنصر یکسان نخواهد بود چون انرژی جهت تهییج شدن برای دو عنصر صدرصد یکسان نیست. خواص فیزیکی و شیمیابی لیتیوم شبیه سدیم و پتاسیم است. شدت تهییج شدن آن هم حدوداً شبیه سدیم و پتاسیم است.

چگونگی کاربری

چگونگی کاربری در هر آزمایشگاه باید طبق کتابچه راهنمای دستگاه تدوین گردد.

نحوه نگهداری

- * نمونه‌ها باید همگن بوده و غلظیت نباشد.
- * کارایی دستگاه باید با کالیبراتور و سرم کنترل چک شود.
- * مخزن گاز باید کنترل شود.
- * کمپرسور هوا باید توسط کارخانه تنظیم شود و کاربر یا تنظیم آن را تغییر ندهد و یا در صورت نیاز مطابق دستورالعمل کارخانه آن را تنظیم نماید.
- * بعد از هر سری اندازه‌گیری، لوله‌ها و نبولايزر باید با مکش آب و محلول خود دستگاه تمیز شود.
- * از آب مقطور تازه برای رقیق کردن نمونه‌ها استفاده شود.
- * مخزن مواد زائد روزانه تخلیه شود.

دستورالعمل فنی فلیم فتومتر (نورسنج شعله‌ای)

کلیات

دستگاهی است که جهت اندازه‌گیری فلزاتی مانند: کلسیم، سدیم، پتاسیم، لیتیوم و باریم به کار می‌رود. فلیم فتومتر شبیه اسپکتروفتومتر و یا فتومتر ساده است، با این تفاوت که در فتومتر، لامپ الکتریکی، و در فلیم فتومتر نور حاصل از شعله عنوان منبع نور استفاده می‌شود. همچنین فتومتر یا اسپکتروفتومتر، میزان نور جذب شده توسط محلول را اندازه‌گیری می‌نماید، در حالی که فلیم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقیماً اندازه‌گیری می‌کند. فیلترهای انتخابی برای فلزات مختلف عبارتند از:

۶۷۱ نانومتر برای لیتیوم

۵۸۹ نانومتر برای سدیم

۷۶۸ نانومتر برای پتاسیم

اجزای دستگاه فلیم فتومتر

۱- منبع نور (شعله) و نبولايزر، شامل بخش مکنده است که نمونه مورد آزمایش بوسیله آن وارد شعله می‌شود.

۲- فیلتر و عدسی‌ها

۳- دکتور (فتولسل)

۴- نمایشگر و چاپگر

۵- کمپرسور هوا

۶- منبع گاز

اساس کار فلیم فتومتر

هنگامی که نمک‌های فلزی (metallic salts) در داخل شعله گداخته می‌شوند، انرژی گرمایی جذب اتم فلز می‌شود و سبب می‌گردد تا یک یا تعداد بیشتری الکترون از اربیتال خود خارج شوند، زمانی که الکترون‌های مذکور به سطح الکترونی خود بر می‌گردند نوری از خود ساطع می‌نمایند که مختص آن فلز است، به عبارت دیگر طیف نشری هر فلز منحصر بفرد است.

روش اندازه‌گیری در فلیم فتومتر

در فلیم فتومتر، نمونه را می‌توان به دو طریق اندازه‌گیری کرد:

۱- روش مستقیم: در این روش نوری را که از عناصری مثل سدیم ساطع می‌شود به وسیله نورسنج (فتولسل) و الکتریک سنج (گالوانومتر) اندازه‌گیری می‌کنند. با در دست داشتن منحنی استاندارد

دستورالعمل فنی دستگاه ISE

کلیات

در روش (Ion Selective Electrode) ISE الکترودهایی به کار گرفته می‌شوند که در واقع نوعی سنسور الکتروکمیکال می‌باشند. این نوع الکترودها فعالیت یونی موجود در مایعات بدن را به پتانسیل الکتریکی تبدیل می‌نمایند. این پتانسیل الکتریکی به کامپیوتر دستگاه انتقال یافته و پس از تحلیل و بررسی به صورت عدد گزارش می‌شود.

ISEs دارای یک ممبران (غشاء) جدا کننده، یک محلول رفرانس و یک الکترود رفرانس از محلولی هستند که باید آنالیز شود.

ساختار ISE وابسته به ترکیبات ممبران است، در واقع قسمت اصلی الکترود، غشاء آن می‌باشد. غشاء الکترود از یک طرف در تماس با نمونه و از طرف دیگر در تماس با محلول پرکننده الکترود است. غشاء‌های مختلف به یون‌های مختلف حساس هستند برای مثال غشاء الکترود سدیم برای سدیم ۰/۰۵٪ و پتانسیم ۰/۰۵٪ است. عدم دقت معمولاً با تکرار نمونه چند بار در روز و یا تکرار یک نمونه در چند روز تعیین می‌گردد. با استفاده از نمونه‌های سرم کنترل منحنی‌های مربوطه رسم و براساس نتایج، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

آنواع ISEs دارای انواع الکترود از جمله الکترود glass, liquid membrane, solid-state, gas electrode و ... می‌باشند.

نحوه کاربری

نحوه کاربری هر دستگاه براساس مندرجات کتابچه راهنمای کارخانه سازنده بایستی به کار گرفته شود.

نحوه نگهداری

نحوه نگهداری براساس مدل‌های دستگاه‌ها تا حدودی متفاوت می‌باشد. در زیر نحوه نگهداری به صورت مشترک و کلی آورده شده است. بدیهی است مراجعه به کتابچه راهنمای دستگاه برای دستیابی به جزئیات نگهداری الزامی است.

* نگهداری روزانه

1- Cleaning: برای تمیز کردن مسیرها، جلوگیری از رسوب محلول‌ها در مسیر تیوب‌ها، آماده سازی الکترودها جهت اندازه‌گیری صحیح انجام می‌شود و جهت این امر استفاده از محلول Conditioner و Cleaning و قبل از کالیبراسیون بایستی انجام شود.

۵۸ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

* مشعل و فیلترهای دستگاه هر شش ماه یکبار توسط سرویس کار مربوطه تمیز و کنترل شود.

کنترل کیفی

کنترل داخلی کیفیت مشابه دیگر روش‌های کمی با کنترل صحت و دقت انجام می‌گیرد.

• کنترل صحت

با استفاده از نمونه‌های دارای مقادیر مشخص Na, K و Li و مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر مورد انتظار با استفاده از فرمول زیر میزان عدم صحت بدست می‌آید:

$$100 \times \{ \text{عدد مورد انتظار} / (\text{عدد مورد انتظار} - \text{عدد بدست آمده}) \} = \text{میزان عدم صحت} (\%)$$

• کنترل دقت

از یک نمونه ۲۰ بار مقادیر Na, K و Li اندازه‌گیری می‌شود که بهتر است این کار در ۵ روز کاری انجام شود و مقدار X, SD و CV محاسبه می‌شود. CV قابل قبول برای لیتیوم ۱/۵٪ و برای سدیم ۰/۵٪ و پتانسیم ۰/۵٪ است. عدم دقت معمولاً با تکرار نمونه چند بار در روز و یا تکرار یک نمونه در چند روز تعیین می‌گردد. با استفاده از نمونه‌های سرم کنترل منحنی‌های مربوطه رسم و براساس نتایج، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

• بازبینی شعله

با محلول آب خالص درجه I باید شعله کاملاً آبی باشد که نشان‌دهنده کالیبر بودن شعله است.

• کنترل عدم پایداری

کنترل رانش یا عدم پایداری در قلیم فتومنتر مشابه اسپکتروفتومتر است. عقربه فلیم را با آب مقطر در وسط تنظیم کرده و پس از ۱۵ دقیقه، میزان انحراف عقربه را کنترل کنید که پس از این مدت نباید هیچ‌گونه رانشی (drift) داشته باشد.

ایمنی

پس از پایان کار ابتدا منبع گاز را بسته و سپس دستگاه را خاموش نمایید.

۲- کالیبراسیون دو نقطه‌ای با کالیبراتور مجاز هر دستگاه الزامی است. کالیبراسیون می‌تواند به روش دستی یا به صورت اتوماتیک انجام شود.

* نگهداری هفتگی

۱- کنترل هفتگی محلول داخل الکترود

۲- پاک کردن رسوب نمک روی قاب الکترودها

۳- تمیز کردن سطح روی سوزن نمونه گیر و قسمتی که سوزن نمونه گیر درون آن قرار می‌گیرد.

* نگهداری ماهانه

تلفیقی از نگهداری روزانه و تمیز کردن محل الکترودها می‌باشد که باید طبق پیشنهاد شرکت سازنده انجام شود.

* نگهداری ۶ ماهه

۱- تعویض تیوب دور پمپ

۲- جنرال سرویس

کنترل کیفی

کنترل داخلی کیفیت مطابق با برنامه مشابه برای سایر پارامترهای بیوشیمی انجام می‌شود.

نکات مهم در کار با دستگاه

۰۰ بیشتر دستگاه‌های ISE برای کارکرد به صورت ۲۴ ساعته طراحی شده‌اند. بعد از هر بار خاموش کردن مدتی طول می‌کشد تا دو باره به حالت پایدار برسد. بنابراین از روشن و خاموش کردن مکرر خودداری شود زیرا می‌تواند باعث کاهش طول عمر الکترودها شود.

۰۰ استفاده از کالیبراتور و کنترل‌های سایر دستگاه‌ها از جمله فلیم فتومنتر باعث آسیب به الکترودها و نتایج اشتباه می‌شود.

۰۰ نمونه سرم جهت انجام تست باشیستی بدون فیبرین و حباب باشد.

۰۰ در صورتی که pH محلول‌هایی که به دستگاه داده می‌شود خارج از محدوده باشد باعث اختلال در اندازه‌گیری یون‌ها می‌شود.

۰۰ در صورت مشاهده ناخالصی یا قارچ در محلول‌ها و استانداردهای دستگاه، باشیستی آن‌ها دور ریخته شوند.

۰۰ همولیز باعث تغییر زیاد در سنجش یون پتاسیم می‌شود.

۰۰ وجود فیبرین در سرم باعث انسداد پروب و یا رسوب پروتئین در تیوب‌های دستگاه می‌شود.

۰۰ نمونه‌های جمع‌آوری شده در عرض ۲ ساعت سنجش شوند.

۰۰ تمامی مایعات که به دستگاه داده می‌شود اعم از نمونه، استاندارد یا کالیبراتور بایستی به دمای اتاق برسد در غیر این صورت به الکترودها آسیب می‌رسد.

۰۰ بیشتر دستگاه‌های ISE دارای پک مصرفی شامل دو استاندارد جهت کالیبراسیون، محلول رفرانس، محلول Cleaning و محلول Conditioner می‌باشند.

نکات مهم در ارتباط با نمونه

۰۰ بیشتر دستگاه‌های ISE قادر به اندازه‌گیری سدیم، پتاسیم و کلر در سرم، پلاسمما، خون و ادرار هستند. از مزایای این روش، حجم کم نمونه، زمان پاسخ‌دهی کوتاه و اختصاصی بودن اندازه‌گیری می‌باشد.

۰۰ نمونه مورد بررسی برای انجام آزمایش شامل سرم، پلاسمما هپارینه، خون کامل هپارینه و ادرار می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اندازه‌گیری با نمونه خون کامل، در اسرع وقت نمونه باید به دستگاه داده شود، زیرا تأخیر در انجام کار باعث لیز RBC‌ها و افزایش کاذب پتاسیم می‌گردد.

۰۰ در صورت تأخیر در انجام نمونه‌های سرم و پلاسمما، نمونه برای مدت کوتاه در یخچال نگهداری شود ولی حتماً قبل از انجام آزمایش بایستی به دمای اتاق برسد و در صورتی که در نمونه پلاسما تاخیری بیش از یک ساعت تا انجام آزمایش اجتناب‌ناپذیر است، بایستی مجدد نمونه سانتریفیوژ شود.

۰۰ در نمونه ادرار تهیه رقت مناسب با رقيق کننده توصیه شده توسط شرکت الزامی است.

ایمنی و شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

۰۰ دستگاه روی میز محکم پایدار و بدون لرزش نصب شود.

۰۰ محیط دستگاه تا حد امکان بدون گرد و غبار و گاز خورنده و دور از تداخل امواج الکترومغناطیسی باشد.

۰۰ از قرار دادن دستگاه در مقابل آفتاب یا منبع تولید گرما و سرما خودداری شود.

۰۰ دمای محیط بین ۱۵-۳۵ درجه سانتی‌گراد بوده و رطوبت هوا کمتر از ۸۵٪ باشد.

۰۰ به منظور بیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی لازم است که دستگاه به سیستم ثبیت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین

کننده برق اضطراری (UPS) که دارای ثبیت کننده ولتاژ داخلی می‌باشد، متصل شود.

۰۰ سیستم برق دستگاه دارای سیم اتصال به زمین مناسب (ارت‌دار) باشد.

﴿ دستگاه به سیستم ثبیت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین

لام به کار می‌رود. توصیه می‌شود به طور مرتب قسمت‌های متحرک تمیز و روغن کاری شود. این لغزندگی نه تنها باعث حرکت روان قسمت‌ها شده بلکه ساییدگی را کاهش داده و از خوردگی جلوگیری می‌کند. سطح ثابت صفحه لام باید خشک نگهداشته شود پس اگر لامی خیس باشد به سختی حرکت می‌کند و به صفحه لام فشار آورده و آن را خراب می‌کند.

کالیبراسیون

در هنگام خرید دستگاه جدید، توسط شرکت پشتیبان صورت می‌گیرد ولی در صورتی که کاربر مهارت در کالیبراسیون دستگاه را داشته باشد، به روش زیر عمل می‌شود:

روشن سازی

یک لام (با لام)، روی صفحه لام قرار داده، عدسی ۱۰× را انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

۱- مرکز منبع نور

• با آینه:

از سطح صاف آینه استفاده کنید. دیافراگم را حداکثر باز کنید. کندانسور را بالا ببرید. یک تکه کاغذ سفید نازک در بالای کندانسور روی عدسی قرار دهید. این کاغذ باید تصویری از لامپ الکتریکی را نشان دهد که توسط حلقه‌ای از نور احاطه شده باشد. آینه را طوری تنظیم کنید تا تصویر لامپ درست در مرکز حلقه نور قرار بگیرد. در صورتی که از روشنایی محیط استفاده می‌شود آینه را طوری تنظیم کنید که روشن‌ترین قسمت نور در مرکز قرار بگیرد.

• با نور توکار (لامپ)

نور را با پیچ تنظیم در وسط قرار دهید تا نتایج بالا به دست آید.

۲- مرکز کندانسور

کندانسور را پایین قرار دهید. دیافراگم را باز کنید. لام را با عدسی ۱۰× امتحان کنید. تصویر را میزان کنید. دیافراگم را بیندید. یک حلقه کدر نور که توسط دایره‌ای تاریک احاطه شده در میدان ظاهر می‌شود. به آهستگی کندانسور را بالا ببرید تا حلقه نور میزان شده و لبه آن کاملاً واضح و شارپ شود. اگر لازم است محل آینه را تنظیم کنید تا حلقه نور درست در وسط یا روی منطقه روشن محاط با تاریکی بیافتد. پیچ کندانسور را بالا ببرید تا حلقه نور درست در مرکز میدان باشد. در برخی از میکروسکوپ‌ها صفحه لام (stage) توسط پیچ بالا و پایین می‌رود در این صورت با حرکت صفحه لام تصویر را میزان کنید.

۳- تنظیم دیافراگم

دیافراگم را به طور کامل باز کنید. عدسی چشمی را در آورده و از لوله نگاه کنید. میدان را با یک حلقه نور می‌بینید. آهسته دیافراگم را بیندید تا حلقه نور فقط دو سوم میدان را بپوشاند.

دستورالعمل فنی میکروسکوپ

چگونگی کاربری

پس از گذاشتن لام روی صفحه مخصوص میکروسکوپ و روشن نمودن دستگاه از عدسی (لنز) ۱۰× به منظور بررسی کل لام از نظر پراکندگی یکنواخت سلولی، یافتن انگل در گستره خون و کنترل آگلوتیناسیون گلبول‌های قرمز در انتقال خون؛ از عدسی ۴۰× برای بررسی عادی گستره، شمارش افتراقی گلبول‌های سفید، شناسایی مرفوژوئی سلول غیرطبیعی، مشاهده پلاسمودیوم و سایر انگل‌های خونی؛ از عدسی ۱۰۰× برای دیدن انکلوزیون‌های کوچک گلبول‌های قرمز (مانند هاول جولی بادی)، شناسایی نوع پلاسمودیوم و تعیین مرفوژوئی گلبول سفید استفاده می‌شود. استفاده از این عدسی جهت کار روزمره سرعت کار را کند می‌کند و نیاز به روغن دارد.

نحوه نگهداری

* میکروسکوپ باید در یک محیط تمیز نصب شود که دور از مواد شیمیایی، نور مستقیم خورشید، منبع حرارت یا رطوبت باشد. اگر صفحه قرار گیری لام با سالین یا KOH آلوده شود باید فوری تمیز گردد تا از خوردگی جلوگیری شود. رطوبت و دمای بالا باعث رشد قارچ‌ها شده که می‌تواند به سطوح اپتیک آسیب برسانند. نگهداری در یک محیط بسته باعث رشد قارچ می‌شود. در آب و هوای مرطوب نیاز به مصرف مواد خشک کننده مثل کلرید کلسیم در یک محیط کوچک داریم.

* بعد از استفاده از عدسی ۱۰۰× یا غوطه‌وری (ایمرسیون) باید آن را توسط ورقه عدسی، یا کاغذ جاذب یا پارچه نرم یا پنبه بدون کرک پاک کنید. سایر عدسی‌ها (چشمی و شبیئی) را که آلوده به روغن شده‌اند، باید با کمی محلول تمیز کننده شامل دی‌اتیلن اتر ۷۰٪ و اتانول ۳۰٪ پاک کرد.

* عدسی‌ها نباید در الکل گذاشته شوند چون داریست آن‌ها حل می‌شود. سایر قسمت‌ها با یک دترژان خفیف پاک شود. روغن و چربی ابتدا توسط اترپترولئوم و سپس محلول ۴۵٪ اتانول در آب مقطر تمیز شود.

* اگر داخل عدسی چشمی نیز غبار رفته باشد باید باز و تمیز گردد.
* در صورت نیاز، کندانسور و عدسی دیافراگم با پارچه نرم آغشته به گزیل یا تولوئن تمیز شود. آینه با پارچه آغشته به الکل ۹۵٪ تمیز شود. مراقب باشید دیافراگم بسیار حساس بوده و اگر آسیب ببیند معمولاً تعوییر نمی‌شود.

* بخش‌های مکانیکی متحرک باید به سهولت حرکت کنند. اگر هر قسمی با سختی جابجا شود، نیاز به روغن کاری دارد. باید روغن مکانیکی مناسب باشد چون روغن گیاهی خشک شده و سفت می‌گردد. این کار برای پیچ تنظیم coarse، پیچ تنظیم fine، حرکت کندانسور و صفحه

دستورالعمل فنی میکروسکوپ

چگونگی کاربری

پس از گذاشتن لام روی صفحه مخصوص میکروسکوپ و روشن نمودن دستگاه از عدسی (لنز) $\times 10$ به منظور بررسی کل لام از نظر پراکندگی یکنواخت سلولی، یافتن انگل در گستره خون و کنترل آگلوتیناسیون گلبول‌های قرمز در انتقال خون؛ از عدسی $\times 40$ برای بررسی عادی گستره، شمارش افتراقی گلبول‌های سفید، شناسایی مرفلوژی سلول غیرطبیعی، مشاهده پلاسمودیوم و سایر انگل‌های خونی؛ از عدسی $\times 100$ برای دیدن انکلوزیون‌های کوچک گلبول‌های قرمز (مانند هاول جولی بادی)، شناسایی نوع پلاسمودیوم و تعیین مرفلوژی گلبول سفید استفاده می‌شود. استفاده از این عدسی جهت کار روزمره سرعت کار را کند می‌کند و نیاز به روغن دارد.

نحوه نگهداری

* میکروسکوپ باید در یک محیط تمیز نصب شود که دور از مواد شیمیایی، نور مستقیم خورشید، منبع حرارت یا رطوبت باشد. اگر صفحه قرارگیری لام با سالین یا KOH آلوده شود باید فوری تمیز گردد تا از خوردگی جلوگیری شود. رطوبت و دمای بالا باعث رشد قارچ‌ها شده که می‌تواند به سطوح اپتیک آسیب برساند. نگهداری در یک محیط بسته باعث رشد قارچ می‌شود. در آب و هوای مرطوب نیاز به مصرف مواد خشک کننده مثل کلرید کلسیم در یک محیط کوچک داریم.

* بعد از استفاده از عدسی $\times 100$ یا غوطه‌وری (ایمرسیون) باید آن را توسط ورقه عدسی، یا کاغذ جاذب یا پارچه نرم یا پنبه بدون کرک پاک کنید. سایر عدسی‌ها (چشمی و شیئی) را که آلوده به روغن شده‌اند، باید با کمی محلول تمیز کننده شامل دی‌اتیلن اتر 70% و اتانول 30% پاک کرد.

* عدسی‌ها نباید در الکل گذاشته شوند چون داربست آن‌ها حل می‌شود. سایر قسمت‌ها با یک دترئان خفیف پاک شود. روغن و چربی ابتدا توسط اترپیترولئوم و سپس محلول 45% اتانول در آب مقطر تمیز شود.

* اگر داخل عدسی چشمی نیز غبار رفته باشد باید باز و تمیز گردد. در صورت نیاز، کنداسور و عدسی دیافراگم با پارچه نرم آغشته به گزیل یا تولوئن تمیز شود. آینه با پارچه آغشته به الکل 95% تمیز شود. مراقب باشید دیافراگم بسیار حساس بوده و اگر آسیب ببیند معمولاً تعمیر نمی‌شود.

* بخش‌های مکانیکی متحرک باید به سهولت حرکت کنند. اگر هر قسمی با سختی جابجا شود، نیاز به روغن کاری دارد. باید روغن مکانیکی مناسب باشد چون روغن گیاهی خشک شده و سفت می‌گردد. این کار برای پیج تنظیم coarse، پیج تنظیم fine، حرکت کنداسور و صفحه

لام به کار می‌رود. توصیه می‌شود به طور مرتب قسمت‌های متحرک تمیز و روغن کاری شود. این لغزندگی نه تنها باعث حرکت روان قسمت‌ها شده بلکه ساییدگی را کاهش داده و از خوردگی جلوگیری می‌کند. سطح ثابت صفحه لام باید خشک نگهداشته شود پس اگر لامی خیس باشد به سختی حرکت می‌کند و به صفحه لام فشار آورده و آن را خراب می‌کند.

کالیبراسیون

در هنگام خرید دستگاه جدید، توسط شرکت پشتیبان صورت می‌گیرد ولی در صورتی که کاربر مهارت در کالیبراسیون دستگاه را داشته باشد، به روش زیر عمل می‌شود:

روشن سازی

یک لام (با لامل) روی صفحه لام قرار داده، عدسی $\times 10$ را انتخاب کرده و مراحل زیر را انجام دهید:

۱- تمرکز منبع نور

• با آینه:

از سطح صاف آینه استفاده کنید. دیافراگم را حداکثر باز کنید. کنداسور را بالا ببرید. یک تکه کاغذ سفید نازک در بالای کنداسور روی عدسی قرار دهید. این کاغذ باید تصویری از لامپ الکتریکی را نشان دهد که توسط حلقه‌ای از نور احاطه شده باشد. آینه را طوری تنظیم کنید تا تصویر لامپ درست در مرکز حلقه نور قرار بگیرد. در صورتی که از روشنایی محیط استفاده می‌شود آینه را طوری تنظیم کنید که روشن‌ترین قسمت نور در مرکز قرار بگیرد.

• با نور توکار (لامپ)

نور را با پیج تنظیم در وسط قرار دهید تا نتایج بالا به دست آید.

۲- تمرکز کنداسور

کنداسور را پایین قرار دهید. دیافراگم را باز کنید. لام را با عدسی $\times 10$ امتحان کنید. تصویر را میزان کنید. دیافراگم را بیندید. یک حلقه کدر نور که توسط دایره‌ای تاریک احاطه شده در میدان ظاهر می‌شود. به آهستگی کنداسور را بالا ببرید تا حلقه نور میزان شده و لبه آن کاملاً واضح و شارپ شود. اگر لازم است محل آینه را تنظیم کنید تا حلقه نور درست در وسط یا روی منطقه روشن محاط با تاریکی بیافتد. پیج کنداسور را بالا ببرید تا حلقه نور درست در مرکز میدان باشد. (در برخی از میکروسکوپ‌ها صفحه لام (stage) توسط پیج بالا و پایین می‌رود در این صورت با حرکت صفحه لام تصویر را میزان کنید).

۳- تنظیم دیافراگم

دیافراگم را به طور کامل باز کنید. عدسی چشمی را در آورده و از لوله نگاه کنید. میدان را با یک حلقه نور می‌بینید. آهسته دیافراگم را بیندید تا حلقه نور فقط دو سوم میدان را بپوشاند.

نحوه میزان کردن عدسی شیئی**استفاده از عدسی (X10)**

کندانسور را تا انتهای پایین ببرید. عدسی شیئی را آنقدر پایین بیاورید تا درست روی لام قرار بگیرد. با کمک پیچ بزرگتر، عدسی را بالا ببرید تا یک تصویر واضح دیده شود. اگر واضح نشد پیچ کوچکتر را در خلاف جهت تا ته بچرخانید. اگر باز هم تصویر واضح نشد کندانسور را کمی بالا ببرید.

استفاده از عدسی (X40)

کندانسور را تا وسط پایین بکشید. عدسی شیئی را تا روی لام پایین بیاورید. با کمک پیچ بزرگتر، عدسی را بالا ببرید تا یک تصویر تار در میدان دیده شود. با پیچ کوچکتر آن را واضح کنید. اگر نشد کندانسور را برای روشنایی مناسب بالا ببرید.

استفاده از عدسی X100 (غوطه‌وری)

بهتر است، لام رنگ شده و خشک به کار ببرید. یک قطره روغن در محل مورد نظر بگذارید (از روغن مصنوعی استفاده کنید تا خشک نشود چون روغن چوب سدر به سرعت خشک می‌شود). کندانسور را تا جایی که ممکن است بالا ببرید. عدسی X100 را به طرف لام پایین آورید تا در تماس با روغن قرار گیرد ولی فشار ندهید. به کمک پیچ کوچکتر تصویر را میزان کنید.

لام و لامل

فاصله کاری عدسی، فاصله بین عدسی و چیزی است که باید دیده شود. هر قدر قدرت بزرگنمایی عدسی بیشتر باشد این فاصله کمتر است (جدول ۱-۷). اگر لامل خیلی ضخیم باشد در درشت‌نمایی بالا نمی‌توان تصویر را میزان کرد.

جدول ۱-۷: رابطه فاصله کاری و عدسی شیئی

عدسی شیئی	فاصله کاری
X10.	۵-۶ میلیمتر
X40.	۰/۵-۱/۵ میلیمتر
X100.	۰/۱۵-۰/۲۰ میلیمتر

بنابراین در بررسی با عدسی X100 لامل نباید ضخیم‌تر از ۰/۱۵ میلی‌متر باشد. مسلماً اگر لام Mount نشده باشد و لامل نداشته باشد، در بررسی با روغن غوطه‌وری چنین مشکلی مطرح نخواهد بود.

غوطه‌وری (ایمرسیون) با روغن

وقتی پرتو نور از هوا گذر کرده و به شیشه می‌رسد می‌شکند و وقتی از شیشه به هوا بر می‌گردد دوباره پرتو نور شکسته و به جای اول خود بر می‌گردد. این موضوع در درشت‌نمایی کم اثر زیادی

ایمنی

سیم برق دستگاه پس از استفاده و خاموش کردن آن از پریز جدا گردد.

ندارد، اما در درشت‌نمایی بالا این شکست نور نه تنها باعث محدودیت میزان نوری است که به عدسی می‌رسد بلکه باعث محدودیت قدرت عدسی می‌شود. این شکست نور و محدودیت‌های آن را با کمک روغن و حذف هوای بین عدسی شیئی و لام تنظیم می‌کنیم، چون خاصیت اپتیک روغن مثل شیشه است. بدین ترتیب به جای اینکه نور از شیشه به هوا رفته و بشکند و دوباره از هوا به شیشه برگردد گویی تماماً از شیشه عبور کرده است.

درخشندگی

در مباحث بالا نحوه تنظیم نور میکروسکوپ مشخص شد. عدم موفقیت در هر مرحله منجر به بروز درخشندگی و تداخل آن در ایجاد یک تصویر خوب می‌شود. علل درخشندگی را باید رفع کرد:

- ashueh_nori_ke_xaraj_az_mikroskop_be_chesm_mi_rسد: اشعه نوری که خارج از میکروسکوپ به چشم می‌رسد: (نور پنجره یا هر منبع نور در اتاق)، این مسئله را می‌توان با قرار دادن میکروسکوپ در محل تاریک یا کم نور اتاق رفع کرد. اگر ممکن نبود به کمک یک سایه‌بان برای چشم این درخشندگی را حذف می‌کنیم.

- منبع نور بزرگ‌تر از آنچه مورد نیاز است: (مقدار نور بیشتر از نور مورد نیاز عدسی شیئی باشد)، این مشکل را با استفاده از منبع نوری که فقط میدان دید را روشن نماید رفع می‌کنیم. پس برای هر عدسی یک منبع نور لازم داریم. منبع نور بزرگ برای درشت‌نمایی کم و منبع نور کم برای درشت‌نمایی زیاد.

- کندانسور، با شکاف بزرگ‌تر از آنچه مورد نیاز است: (کندانسوری که نور زیاد به عدسی شیئی می‌دهد)، این مسئله را با افزایش کنتراست در میکروسکوپ حل می‌کنیم ولی باعث هدر رفتن قدرت می‌شویم و اگر منابع دیگر درخشندگی محدود شود شکاف کندانسور نیاز به کاهش زیاد ندارد.

- انعکاس به عقب و جلو در نمونه بین لام و لامل یا هوای بین نمونه و عدسی شیئی: باعث درخشندگی شده و با انتخاب مونته مناسب مثل روغن، کانادا بالازام یا مواد مونته خنثی می‌توان آن را کاهش داد. اگر لامل را حذف کنید و روغن غوطه‌وری به کار ببرید انعکاس کم شده و درخشندگی، کاهش می‌یابد.

- اشعه نور در داخل عدسی شیئی، لوله میکروسکوپ یا چشمی: که رفع این مشکل نیاز به فرد متبحر یا سازنده میکروسکوپ دارد.

دستورالعمل فنی سانتریفیوژ

کلیات

سانتریفیوژ دستگاهی است که با اعمال نیروی سانتریفوگال بر روی ذرات در حال دوران (نیروی گردی از مرکز)، اجزای یک محلول را که دارای جرم مولکولی متفاوت هستند از هم جدا می‌کند، لذا در تهیه تهشین ادرار، جدا کردن سرم، تهیه فیلترای فاقد پروتئین و موارد دیگر از آن استفاده می‌گردد. در انتخاب سانتریفیوژ مقدار Relative Centrifugal Force (RCF) مهم است. انواع مختلفی از سانتریفیوژ در بازار موجود می‌باشد، چهار مدل اصلی آن عبارتند از:

۱- Horizontal Head (Swinging Bucket)

لوله‌ها در حالت استراحت به صورت عمودی در جایگاه قرار داده می‌شوند و در طی چرخش، لوله‌ها در وضعیت افقی قرار می‌گیرند. این نوع برای جداسازی سرم و پلاسمای گلوبول‌های قرمز مناسب است.

در صورت کاربرد دور و زمان لازم، سدیمان بخوبی فشرده شده و می‌توان سوپرناتانت را با آهسته خالی کردن (سرازیر نمودن آهسته) خارج کرد.

۲- Angle Head (Fixed – Head)

لوله‌ها در وضعیت ثابت و در زاویه حدود ۴۰-۲۵ درجه از وضعیت افقی قرار می‌گیرند، ذرات در هنگام چرخش به سمت بیرون پرتاپ شده و به کناره و ته لوله می‌چسبند. شکل آئودینامیکی دستگاه به صورتی است که نسبت به نوع افقی امکان تهشین شدن سریع ذرات ریز را فراهم می‌نماید. با این حال سدیمان از فشرده‌گی کمتری برخوردار است.

این نوع، می‌تواند سرعت بیشتری نسبت به نوع افقی داشته باشد ولی مقاومت قابل ملاحظه در مقابل چرخش و اصطکاک با هوا، در آن گرما تولید می‌کند.

۳- Axial Separation

در این نوع سانتریفیوژ لوله حاوی خون ابتدا در وضعیت عمودی قرار داده می‌شوند. لوله‌ها مجذب به یک صفحه جداکننده متتحرک پلاستیکی می‌باشند، در هنگام چرخش لوله‌ها به صورت افقی درآمده و با استفاده از پروف دستگاه سانتریفیوژ که امکان خروج هوا از مرکز آن وجود دارد، سرم یا پلاسمای توسط صفحه جدا کننده از گلوبول‌ها جدا می‌شوند. کل مراحل کمتر از ۷۰ ثانیه طول می‌کشد.

۴- اولترا سانتریفیوژ

سانتریفیوژهایی با سرعت بالا بوده که نیروی کششی (g) در حد صدها هزار تولید می‌کنند. اغلب آن‌ها fixed-head می‌باشند. در آزمایشگاه بالینی بیشتر برای جداسازی لیپوپروتئین‌ها و در بانک خون به کار می‌روند. چون جداسازی ممکن است نیاز به ساعتها یا روزها زمان داشته و در نتیجه دمای زیاد ایجاد شود، این نوع سانتریفیوژ باید مجهز به اتفاقی یخچال دار باشد.

چگونگی کاربری

سانتریفیوژ باید دور از میکروسکوپ و ترازو به صورت کاملاً افقی در وسط سکو یا میز آزمایشگاهی (دور از لبه‌ها) قرار گیرد. لوله‌ها به طور موازن (از نظر وزنی) مقابله هم در داخل جایگاه لوله‌ها (Bucket) قرار گیرند. توسط پیچ مخصوص ساعت، زمان لازم و پیچ مخصوص گردش، دور لازم به دستگاه داده می‌شود و با فشار دکمه start دستگاه شروع به کار کرده و پس از پایان به طور خودکار خاموش خواهد شد. برای جدا کردن سرم می‌توان از قدرت g-1000 به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه استفاده نمود. به منظور جلوگیری از بروز همولیز باید از سانتریفیوژ نمونه‌های خونی به مدت طولانی پرهیز نمود.

نکته: در مورد حجم مجاز مایع در لوله‌ها در حین تراز کردن آن‌ها در مقابل هم به بروشور دستگاه مراجعه شود، اما به طور معمول اختلاف وزن آن‌ها نباید بیش از ۱٪ باشد (به عبارتی و با اغماض می‌توان تفاوت ارتفاع بین لوله‌ها را که چشم طبیعی قادر به تمیز دادن آن نباشد را در نظر گرفت). در سانتریفیوژهای جدید در صورت عدم بالانس لوله‌ها، سرعت به صورت خودکار کاهش می‌یابد اما در سایر سانتریفیوژها تکان، ارتعاش و یا صدای ناهنجار ایجاد می‌شود.

نحوه نگهداری

- * پیچ تنظیم سرعت باید به آرامی چرخانده شود.
- * در صورت استفاده مکرر از سانتریفیوژ در طول روز، باید در فواصل زمانی کوتاه (ترجیحاً روزانه) با محلول هیپوکلریت سدیم با رقت ۱٪ تمیز شود.
- * بازدید ذغال هر سه ماه یکبار و commutators (سویگرهای) هر ۶ ماه انجام شود.
- * دستگاه سالی یکبار نیاز به سرویس توسط شرکت پشتیبان دارد.

کنترل کیفی

برای انجام کنترل کیفی سانتریفیوژ لازم است دور، زمان و دمای آن بررسی شود که به طور خلاصه به شرح آن می‌پردازیم. لازم به ذکر است که سرعت دستگاه و زمان سنج آن باید در شرایط مشابه بررسی گردد و در صورت تغییر قابل توجه در آن‌ها با شرکت پشتیبان تماس حاصل شود.

محدوده مجاز تغییرات به صورت زیر است.

اختلاف دور ±۰.۵٪، اختلاف زمان ±۱۰٪، اختلاف دما ±۲۰°C

۴- اولترا سانتریفیوژ

سانتریفیوژهایی با سرعت بالا بوده که نیروی کششی (g) در حد صدها هزار تولید می‌کنند. اغلب آن‌ها fixed-head می‌باشند. در آزمایشگاه بالینی بیشتر برای جداسازی لیپوپروتئین‌ها و در بانک خون به کار می‌روند. چون جداسازی ممکن است نیاز به ساعتها یا روزها زمان داشته و در نتیجه دمای زیاد ایجاد شود، این نوع سانتریفیوژ باید مجهز به اتاقک یخچال دار باشد.

چگونگی کاربری

سانتریفیوژ باید دور از میکروسکوپ و ترازو به صورت کاملاً افقی در وسط سکو با میز آزمایشگاهی (دور از لبه‌ها) قرار گیرد. لوله‌ها به طور موازن (از نظر وزنی) مقابل هم در داخل جایگاه لوله‌ها (Bucket) قرار گیرند. توسط پیچ مخصوص ساعت، زمان لازم و پیچ مخصوص گردش، دور لازم به دستگاه داده می‌شود و با فشار دکمه start دستگاه شروع به کار کرده و پس از پایان به طور خودکار خاموش خواهد شد. برای جدا کردن سرم می‌توان از قدرت g-1000 به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه استفاده نمود. به منظور جلوگیری از بروز همولیز باید از سانتریفیوژ نمونه‌های خونی به مدت طولانی پرهیز نمود.

نکته: در مورد حجم مجاز مایع در لوله‌ها در حین تراز کردن آن‌ها در مقابل هم به بروشور دستگاه مراجعه شود، اما به طور معمول اختلاف وزن آن‌ها نباید بیش از ۱٪ باشد (به عبارتی و با اغراض می‌توان تفاوت ارتفاع بین لوله‌ها را که چشم طبیعی قادر به تمیز دادن آن نباشد را در نظر گرفت). در سانتریفیوژهای جدید در صورت عدم بالانس لوله‌ها، سرعت به صورت خودکار کاهش می‌یابد اما در سایر سانتریفیوژها تکان، ارتعاش و یا صدای تاہنجار ایجاد می‌شود.

نحوه نگهداری

- * پیچ تنظیم سرعت باید به آرامی چرخانده شود.
- * در صورت استفاده مکرر از سانتریفیوژ در طول روز، باید در فواصل زمانی کوتاه (ترجیحاً روزانه) با محلول هیپوکلریت سدیم با رقت ۱٪ تمیز شود.
- * بازدید ذغال هر سه ماه یکبار و commutators (سویگرهای) هر ۶ ماه انجام شود.
- * دستگاه سالی یکبار نیاز به سرویس توسط شرکت پشتیبان دارد.

کنترل کیفی

برای انجام کنترل کیفی سانتریفیوژ لازم است دور، زمان و دمای آن بررسی شود که به طور خلاصه به شرح آن می‌بردازیم. لازم به ذکر است که سرعت دستگاه و زمان سنج آن باید در شرایط مشابه بررسی گردد و در صورت تغییر قابل توجه در آن‌ها با شرکت پشتیبان تماس حاصل شود.

محدوده مجاز تغییرات به صورت زیر است.

اختلاف دور $\pm ۵\%$, اختلاف زمان $\pm ۱۰\%$, اختلاف دما $\pm 20^{\circ}\text{C}$

دستورالعمل فنی سانتریفیوژ**کلیات**

سانتریفیوژ دستگاهی است که با اعمال نیروی سانتریفوگال بر روی ذرات در حال دوران (نیروی گریز از مرکز)، اجزای یک محلول را که دارای جرم مولکولی متفاوت هستند از هم جدا می‌کند، لذا در تهیه تهشین ادرار، جداسازی سرم، تهیه فیلترای فاقد پروتئین و موارد دیگر از آن استفاده می‌گردد. در انتخاب سانتریفیوژ مقدار Relative Centrifugal Force (RCF) مهم است. انواع مختلفی از سانتریفیوژ در بازار موجود می‌باشد، چهار مدل اصلی آن عبارتند از:

۱- Horizontal Head (Swinging Bucket)

لوله‌ها در حالت استراحت به صورت عمودی در جایگاه قرار داده می‌شوند و در طی چرخش، لوله‌ها در وضعیت افقی قرار می‌گیرند. این نوع برای جداسازی سرم و پلاسمای از گلبول‌های قرمز مناسب است.

در صورت کاربرد دور و زمان لازم، سدیمان بخوبی فشرده شده و می‌توان سوپرناتانت را با آهسته خالی کردن (سرازیر نمودن آهسته) خارج کرد.


۲- Angle Head (Fixed – Head)

لوله‌ها در وضعیت ثابت و در زاویه حدود ۴۰-۵۰ درجه از وضعیت افقی قرار می‌گیرند، ذرات در هنگام چرخش به سمت بیرون پرتاب شده و به کناره و ته لوله می‌چسبند. شکل آئرودینامیکی دستگاه به صورتی است که نسبت به نوع افقی امکان تهشین شدن سریع ذرات ریز را فراهم می‌نماید. با این حال سدیمان از فشردگی کمتری برخوردار است.

این نوع، می‌تواند سرعت بیشتری نسبت به نوع افقی داشته باشد ولی مقاومت قابل ملاحظه در مقابل چرخش و اصطکاک با هوا، در آن گرما تولید می‌کند.

۳- Axial Separation

در این نوع سانتریفیوژ لوله حاوی خون ابتدا در وضعیت عمودی قرار داده می‌شوند. لوله‌ها مجهز به یک صفحه جداگتنده متحرک پلاستیکی می‌باشند، در هنگام چرخش لوله‌ها به صورت افقی درآمده و با استفاده از پروف دستگاه سانتریفیوژ که امکان خروج هوا از مرکز آن وجود دارد، سرم یا پلاسمای توسط صفحه جدا کننده از گلبول‌ها جدا می‌شوند. کل مراحل کمتر از ۷۰ ثانیه طول می‌کشد.



نمودار ۲: نموگرام تعیین RPM براساس شعاع و نیروی نسبی سانتریفیوژ

- کنترل زمان سنج**
- تایمر یا زمان سنج سانتریفیوژ باید هفتگی مرتبأ در مقابل کرونومتر کالیبره شود. می توان از دو کرونومتر استفاده کرد و میانگین زمان نشان داده توسط آنها را محاسبه نمود.
- نحوه کنترل زمان سنج سانتریفیوژ به صورت زیر می باشد:
- ۱- بین حداکثر و حداقل زمان های سانتریفیوژ، ۵ زمان را با فواصل مساوی انتخاب کنید.
 - ۲- زمان های مورد نظر را یادداشت کنید.
 - ۳- زمان سنج سانتریفیوژ را در هر یک از زمان های انتخاب شده با کرونومتر مقایسه کنید. هنگامی که مدت زمان سنج تمام شد، کرونومتر را خاموش کنید (نه هنگامی که حرکت دورانی سانتریفیوژ به پایان می رسد).
 - ۴- تمام اعداد کرونومتر را در مقابل زمان های انتخاب شده مربوطه یادداشت نمایید.
 - ۵- نتیجه را در فرم کالیبراسیون سانتریفیوژ وارد نمایید.
 - ۶- اختلاف اعدادی که توسط کرونومتر خوانده شده با اعداد زمان سنج سانتریفیوژ مقایسه نمایید.
 - ۷- اختلاف زمان بین سانتریفیوژ و کرونومتر کمتر از ۱۰٪ قابل قبول می باشد. در غیر این صورت دستگاه باید سرویس و مجدداً این بررسی انجام شود.

۶۸ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی اندازه گیری دور در دقیقه

هدف از اندازه گیری دور در دقیقه سانتریفیوژ، محاسبه نیروی نسبی سانتریفیوژ می باشد که بستگی مستقیم به تعداد دور در دقیقه دارد. نیروی نسبی سانتریفیوژ (RCF) از فرمول زیر و یا با کمک نمودار ۱-۲ به دست می آید.

$$RCF(g) = 1/118 \times 10^{-5} \times r \times (RPM)^2$$

RCF : نیروی نسبی سانتریفیوژ

r : طول محور سانتریفیوژ تا انتهای لوله بر حسب سانتی متر یا شعاع سانتریفیوژ

(Round Per Minute) : دور در دقیقه

بنابراین برای محاسبه RCF با واحد g، ابتدا بایست Round Per Minute (RPM) را به طور دقیق محاسبه کنید. برای اندازه گیری واقعی دور سانتریفیوژ در دقیقه از تاکومتر، خط کش و برچسب مخصوص استفاده می شود. کنترل دور سانتریفیوژ معمولاً هر ماه ضروری است. توسط تاکومتر RPM را به دو طریق نوری و تماسی می توان بدست آورد. مراحل انجام اندازه گیری RPM توسط تاکومتر به روش نوری به شرح زیر می باشد.

۱- ابتدا کاغذ منعکس کننده (Indicator) را که همراه دستگاه تاکومتر می باشد، نزدیک محور سانتریفیوژ بچسبانید.

۲- سانتریفیوژ را در دور مشخص تنظیم نموده و آن را روشن کنید.

۳- تاکومتر را در حدود ۵۰ تا ۱۵۰ میلی متری محور سانتریفیوژ قرار دهید.

۴- دکمه اندازه گیری تاکومتر را فشار دهید.

۵- پس از آن که تاکومتر به مدت ۲ ثانیه عدد ثابتی را نشان داد، عدد مذکور را یادداشت کرده و دکمه را رها نمایید. این عدد معادل RPM می باشد.

دور اندازه گرفته شده باید بیش از ۵٪ با دور تنظیم شده تفاوت داشته باشد، در غیر این صورت باید تصحیح شود.

برای اندازه گیری شعاع سانتریفیوژ از محور تا جایگاه لوله ها را با خط کش اندازه گیری کنید که در سانتریفیوژ افقی باید از مرکز تا آخر جایگاه لوله اندازه گیری شود.

همانطور که در بالا بیان شد RPM سانتریفیوژ بایستی به روش فوق در دوره زمانی مشخص کنترل شود. اما اگر بخواهید مقدار RCF را براساس میزان RPM مورد نیاز و طول محور محاسبه، به دست آورید، می توان با استفاده از نمودار ۱-۲ این کار را انجام داد.

Dستورالعمل فنی پردازندۀ‌های بافتی (TP)

کلیات

این دستگاه نمونه‌های بافتی را برای انجام قالب‌گیری و تهیه برش‌های بسیار نازک با میکروتوم و رنگ‌آمیزی آماده می‌کند.

این دستگاه به دو روش متداول TP Conventional Overnight (CTP) و سریع Fully Automated Microwave Associated or Rapid TP (RTP) عمل می‌کند.

چگونگی کاربری

الف - روش متداول (CTP): بیش از یک‌صدسال از قدمت این روش می‌گذرد. اصول این روش به شرح زیر است:

بافت‌های برش خورده را داخل سبد (Basket) فلزی یا کائوچو قرار داده و آن‌ها را داخل حامل‌های سبدی (Basket carrier) گذاشته و زمان تعویض ظروف را تنظیم کرده و سپس دستگاه را روشن می‌کنیم. این دستگاه دارای ۱۲ ظرف (container) است و تغییرات لازم در بافت‌ها را طی چهار مرحله ثبوت (Fixation)، آب‌گیری (Dehydration) یا الکل‌دهی، شفافسازی (Cleaning) و آغشتنگی (Impregnation) به پارافین به ترتیب زیر ایجاد می‌نماید:

برای ثبوت از دو ظرف فرمالین ۱۰٪ استفاده می‌گردد. مراحل آب‌گیری بوسیله شش ظرف اتابول برای ترتیب ۷۰، ۹۰، ۹۰، ۹۶، ۱۰۰ و ۱۰۰ درجه انجام می‌شود. سپس بافت از دو ظرف گزیلول برای شفاف سازی عبور می‌کند و در نهایت در دو ظرف پارافین مایع با دمای ۵۶ درجه سانتی‌گراد ($2^{\circ}\text{C} \pm 56$) قرار می‌گیرد. در مدل‌های جدیدتر بر روی ظرف پارافین دوم یک پمپ خلا (vacuum unit) جهت نفوذ بهتر پارافین در نمونه‌های بافتی قرار گرفته است. زمان بندی توصیه شده برای قرار دادن بافت‌ها در ظرف حامل محلول‌ها به ترتیب زیر است:

•• ظروف فرمالین هر کدام به مدت دو ساعت

•• ظروف الكل هر کدام به مدت یک ساعت به جز ظروف الكل ۱۰۰ درجه هر کدام به مدت دو ساعت

•• ظروف گزیلول هر کدام به مدت $1/5$ ساعت

•• ظرف پارافین اول به مدت دو ساعت و دوم به مدت سه ساعت

البته با توجه به کیفیت لام‌های تهیه شده این زمان بندی را می‌توان اندکی تغییر داد و کالیبر نمود.

ب - روش سریع (RTP): این دستگاه‌ها براساس امواج مایکروویو عمل نموده و نمونه‌ها یا برش‌های بافتی تازه یا ثابت شده در فرمالین را که ضخامت آنها حداقل $1/5\text{mm}$ باشد، در مدت ۶۸ دقیقه پردازش می‌نمایند. از مزایای این روش این است که هر 15 دقیقه می‌توان نمونه جدیدی را به دستگاه داد. کیفیت DNA و RNA استخراج شده بافتی به مراتب بهتر از روش CTP است.

۷۰ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی کنترل دما

باید در نظر داشته باشیم که سانتریفیوژها در ضمن چرخش تولید حرارت می‌کنند و گاهی دمای درون آن‌ها در حین جدا نمودن سرم تا 5 درجه سانتی گراد افزایش می‌باید. تغییر در دما بستگی به دور و زمان چرخش و طرح روتور دارد. این عوامل می‌تواند باعث تبخیر نمونه و افزایش غلظت مواد موجود در آن و یا تخریب بعضی از مواد حساس به دما شوند.

برای کنترل دما بهتر است از یک دماسنج در داخل لوله آزمایشگاهی حاوی آب مقطر استفاده شده و قبل از روشن کردن سانتریفیوژ، دما خوانده و ثبت شود. پس از اتمام کار سانتریفیوژ، دما مجدداً خوانده و ثبت می‌شود. اختلاف دما بیش از 2°C در سانتریفیوژهای یخچال‌دار و بیش از 5°C در انواع معمولی مهم بوده و می‌بایست با اصلاح دور و زمان دستگاه و سایر اقدامات آنرا رفع کرد.

کالیبراسیون

در صورتی که نتایج کنترل کیفی قابل قبول نباشد، دستگاه جهت کالیبراسیون به شرکت پشتیبان فرستاده شود.

ایمنی

•• هیچ‌گاه نباید سانتریفیوژ را در حالی که درب آن باز است روشن نمود.

•• نباید از سرعت بالاتر از حد لازم استفاده شود.

•• هرگز قبل از ایست کامل سانتریفیوژ سعی در بازکردن درب آن نشود.

•• قبل از اطمینان به کارکرد صحیح قفل درب سانتریفیوژ، از روشن کردن دستگاه اجتناب گردد.

•• در صورت برقرار نبودن توازن و تولید صدای ناهنجار بلافصله دستگاه را خاموش نموده و رفع عیب گردد.

•• همواره باید از تراز بودن Bucket ها قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید.

•• لوله‌ها از نظر وجود خراش یا ترک، قبل از روشن شدن سانتریفیوژ، کنترل شوند.

•• از سانتریفیوژ نمودن لوله‌های حاوی نمونه بدون درپوش تا حد امکان خودداری شود.

•• در صورت شکستگی یا شک به شکستن لوله‌ها در سانتریفیوژ باید دستگاه را خاموش نموده، به مدت 30 دقیقه صبر نمود و سپس اقدام به تمیز کردن و ضد عفونی شود که محلول سفید کننده 10% برای این منظور مناسب است.

•• اگر پس از خاموش کردن دستگاه مشخص شد که لوله شکسته است، باید درب سانتریفیوژ بلافصله بسته شده و پس از 30 دقیقه اقدامات بالا صورت پذیرد.

نحوه نگهداری

* پاک کردن (Cleaning) و مراقبت از دستگاه

توجه کنید در هنگام تمیز کردن، دستگاه باید از منبع برق جدا شود.

برای تمیز کردن ظروف، سبد و حامل سبد از آب گرم و پاک کننده های معمولی استفاده کنید. در مورد ظروف پارافین، ابتدا پارافین گرم را داخل ظرف مناسبی ریخته و پارافین باقیمانده را پس از سرد شدن با اسپاچولای غیر فلزی برآشید (استفاده از گریل توصیه نمی گردد).

زنگ را با آب و حلال مناسب پاک کنید. قطرات پارافین ریخته شده باید روزانه تمیز شوند و به علاوه سطح محلولها و پارافین کنترل شود. قطعات مکانیکی دستگاه باید هر شش ماه یکبار کنترل شود.

کنترل قطعات الکتریکی باید توسط کارشناسان فنی مجرب و آشنا به سامانه صورت گیرد.

* دمای حمام پارافین

دمای حمام پارافین معمولاً حدود $56 \pm 2^{\circ}\text{C}$ است. دما باید به طور روزانه کنترل گردد و با استفاده از پیج تنظیم در دمای مناسب قرار داده شود. باید توجه شود که دمای حمام پارافین با نقطه ذوب پارافین خردباری شده متناسب باشد.

کنترل کیفی

تعداد ۱۰۰-۵۰ نمونه پاتولوژی (با توجه به منابع مختلف) به صورت تصادفی جهت کنترل کیفی توسط یک پاتولوژیست انتخاب می گردد. پس از رنگ آمیزی H&E، کیفیت لام در دو گروه Suboptimal یا Satisfactory قرار گرفته و نتایج ارزیابی می شود.

دمای حمام پارافین را روی منحنی حرارت ثبت نموده و بر مبنای نتایج آن تصمیم گیری می گردد. درجه حمام پارافین باید به وسیله ترمومتر قابل تنظیم باشد و روزانه دمای آن با یک دماسنجد که داخل آن قرار می گیرد کنترل و ثبت گردد. تنظیم دما به نوع پارافین بستگی دارد ولی به طور کلی نباید از 60°C بالاتر رود.

سطح محلول های داخل ظروف باید از قسمت فوقانی آنها حدود $2/4$ سانتی متر فاصله داشته باشد و محلول ها بسته به حجم و تعداد بافت ها و حجم کاری به طور منظم تعویض گردد.

هرگاه ثبوت بافت به درستی انجام نگیرد وسط قالب خراب شده و بافت داخل آن خشک و چروکیده می شود.

اگر آب گیری ناکامل باشد، قسمت وسط قالب شفاف نمی شود و منطقه وسط برش نرم بوده و به سادگی بریده نمی شود (از بین می رود).

چنانچه آب گیری کامل انجام نگیرد، باعث ایجاد اشکال در مراحل شفاف کردن و آغشتگی می گردد که نتیجه آن چروکیدگی و خشکی نمونه ها و همچنین ایجاد فرورفتگی در سطح قالب است. برش های حاصل از این قالب ها روی حمام آب بافتی تکه و جدا می گردد.

اگر آغشتگی با پارافین کامل نباشد وسط قالب نرم و بوی ماده شفاف کننده را می دهد. قالب ها باید یکنواخت و شفاف باشند، چین دار یا خط خطی بودن آن ها به علت پارافین یا موم متبلور شده است. اگر بافت ها بسیار سخت باشند ممکن است به علت وجود نسوج ضخیم کلائز، استخوان، پوست، چشم و تیروئید کلوئیدی و دکالسیفیکا سیون ناکامل و بدی ثبوت، حرکت سریع از آب به داخل الكل با درجه بالا، زیاد ماندن در گزیلول یا زیاد ماندن در حمام پارافین و یا بالا بودن درجه حرارت حمام پارافین باشد.

چنانچه نسوج خیلی چرب بوده و قابل برش نباشد، علت آن است که چربی بافت خوب گرفته نشده است، پس باید بافت بار دیگر داخل ماده شفاف کننده قرار گیرد و سپس پردازش از آن مرحله ادامه یابد.

بافت های مختلفی را که داخل یک قالب قرار می گیرند باید از نظر نوع و چگالی با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر بافت ها بد پردازش شده باشند، باید قالب ها را دوباره در گزیلول قرار داد تا پارافین آن ها برداشته شود و سپس در الكل مطلق، ۹۵-۹۰ درجه قرار گیرند و بعد با ملایمت دهیدراته و شفاف شوند و با پارافین آغشته شده و مجدداً قالب گیری شوند.

کالیبراسیون

کالیبر کردن زمان قراردادن بافت ها در ظرف های حامل محلول ها معمولاً با توجه به کیفیت لام های تهیه شده صورت می پذیرد که معمولاً به صورت تجربی می توان این زمان ها را تا رسیدن به

مقدار بهینه تغییر داد.

کالیبر کردن دستگاه با توجه به راهنمای دستگاه در زمان مقرر توسط شرکت مربوطه صورت می گیرد.

ایمنی

● با توجه به عوارض مواد شیمیایی مصرفی مانند فرمالین و گزیلول، کاربران باید حین انجام کار از محلول ها بسته به حجم و تعداد بافت ها و حجم کاری به طور منظم تعویض گردد.

● برقراری تهويه مناسب در محل استقرار دستگاه ضروری است.

● به علت استفاده از محلول های با قابلیت اشتعال، از قراردادن شعله باز یا عوامل احتراقزا در نزدیکی دستگاه جلوگیری شود.

● در روش سریع (RTP) به علت عدم استفاده از محلول های بالا احتمال ایجاد عوارض برای کاربر کمتر است.

دستورالعمل فنی میکروتوم

کلیات

این دستگاه برای تهیه برش‌های بافتی بسیار نازک از بلوك‌های پارافینی کاربرد دارد.

چگونگی کاربری

به طور کلی دستگاه میکروتوم از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت که بر روی آن بلوك تهیه شده را ثابت می‌نمایند و دیگری تیغه یا تیغه برش. قسمتی که بلوك بر روی آن ثابت می‌شود، مرتبط با یک دسته (چرخ) میکروتوم است که در هر گردش دسته میکروتوم، به اندازه چند میکرون به جلو یا عقب می‌رود. میکروتوم انواع مختلفی دارد ولی بهترین نوع آن به صورتی است که قالب بر روی چرخ میکروتوم ثابت است و در نتیجه مرتبا در مقابل تیغه در یک جهت حرکت می‌کند و بدین ترتیب برش‌ها تشکیل نوارهای باریکی را می‌دهند. برای تهیه برش از بلوك‌های پارافینی ابتدا باید بلوك‌ها را تهیه نمود و سپس میکروتوم را به صورت صحیح تنظیم کرد.

میکروتوم چرخشی رایج‌ترین وسیله مورد استفاده در تهیه برش‌ها است. قبل از تهیه برش‌ها، باید بلوك‌های پارافینی را مرتب کرد. سپس بلوك‌ها با استفاده از چاقوی استیل یا تیغ یکبار مصرف از قالب جدا می‌گردند، به‌طوری‌که پارافین به ضخامت سه میلی‌متر در اطراف بافت وجود داشته باشد. سطوح قالب‌ها باید صاف و با یکدیگر موازی باشند و علاوه بر آن ضخامت نسوج تعیین شده باشد. در هنگام برش باید تیغه کاملاً تیز باشد تا از ترک خوردن یا شکستن قالب‌ها جلوگیری شود. قالب باید روی پایه میکروتوم به طریقی ثابت شود که محور بلند طولی آن به موازات تیغه قرار گیرد. باید تیغه را در محل مورد نظر به طور ثابت و محکم قرار دهیم و درجه انحراف آن به دقت تعیین شده و مناسب باشد. تمام پیچ و مهره‌های مربوط به تیغه باید محکم باشند. سپس باید آن قدر از سطح بلوك بریده شود تا تمام سطح بافت در برابر تیغه برش قرار گیرد و سپس برش نهایی داده شود.

ممولا برای بافت‌های معمولی ضخامت برش دستگاه بین سه الی پنج میکرون تنظیم می‌شود. بافت‌های بریده شده را در هنگام برش با دست چپ نگاه می‌داریم ولی از پنس هم می‌توان استفاده کرد. بلوك‌ها باید نواری، صاف و بدون چین و چروک باشند. قطعات بریده شده پس از آن که در حمام آب پهن و صاف شدند روی لام قرار داده می‌شوند. تهیه برش خوب به تجربه شخصی و آشنایی کامل فرد تکنسین به وسایل مورد استفاده بستگی دارد. بنابراین تکنسین‌ها برای این کار باید به خوبی آموخته شوند، از آنجایی که نتایج کار به صورت عمده‌ای به حساسیت و عملکرد تیغه بستگی دارد، هر تکنسین باید نحوه استفاده از تیغه و نگهداری آن را به خوبی بداند. از

جدول ۱-۸: اشکالات کار میکروتوم و نحوه رفع آن‌ها

نحوه اشکال	علل ایجاد خرابی	نوع اشکال
نوار برش‌ها حالت نباشد.	لبه‌ها و یا کناره‌های قالب موازی تا هنگامی که لبه‌ها موازی گردد.	(۱) تراشیدن قالب با تیغ جراحی (اسکالپل)
خمیده دارند.	تیغه در یک ناحیه کند باشد.	(۲) از قسمت‌های دیگر تیغه استفاده کنید.
پارافین در یک طرف بلوك اضافی است و مازاد دارد.	پارافین اضافه را برداشید.	(۳) پارافین اضافه را برداشید.
قوام نسوج متغیر باشد.	قالبها را درجه ۹۰ درجه بچرخانید.	(۴) قالبها را درجه ۹۰ درجه بچرخانید.
	کنید.	(۵) برش‌های منفرد را جداگانه mount کنید.
		(۶) قالبها را با یخ سرد کنید.

به عنوان یک قانون کلی تیغه‌های میکروتوم باید همیشه کاملاً تیز و تمیز باشند. در جدول ۱-۸ برخی از اشکالات در هنگام کار با میکروتوم و تهیه برش‌ها و نحوه رفع آن توضیح داده شده است.

کنترل کیفی
نسوج باید به صورت نواری شکل از قالب‌ها بیرون آیند و کاملاً مسطح و بدون چروک و خطوط پارگی باشند (مانند خارج شدن کاغذها از یک چاپگر). در مطالعه میکروسوکوپی برش‌ها نباید دچار خراش‌های طولی و یا عدم یکنواختی‌ها به صورت عرضی باشند و علاوه بر آن ضخامت نسوج تعیین شده باید برای روش مطالعه و درجه تنظیم میکروتوم تناسب داشته باشد.

نحوه نگهداری

- * بدن، پایه و تیغه میکروتوم باید هر روز بعد از هر دوره کاری تمیز گردد (می‌توان از یک گاز آغشته به گزیلن برای زدودن پارافین استفاده کرد).
- * هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود، باید تیغه را برداشته و ضامن دستگاه را قفل نمود.
- * روغن کاری مربوط به دستگاه توسط تکنسین مربوطه و در فواصل مشخصی انجام گردد.
- * تیغه‌ها باید همیشه در جعبه مخصوص خود حمل و نگهداری شوند تا به لبه‌های آن صدمه وارد نشود.
- * تیغه‌ها در صورتی که یکبار مصرف نیستند باید به صورت دوره‌ای و در هنگام لزوم تیز شوند.

مهم‌ترین نکات در هنگام برش حفظ زاویه مناسب برش یا cutting clearance angle است.

ممولاً این زاویه بین پنج الی ده درجه است. هنگامی که برش‌ها رضایت بخش نباشند و نمونه‌ها به خوبی پردازش نشده باشند، قالب نمونه‌ها و تیغه را می‌توان با یخ، سرد کرد. در مورد نمونه‌های مشکل مثل ناخن و تاندون‌ها و یا نمونه‌های سفت می‌توان از یک عامل نرم کننده استفاده نمود. هم اکنون اسپری‌هایی برای استفاده این منظور وجود دارد که این مواد را روی سطح قالب می‌افشانند.

ادامه جدول ۸-۱: اشکالات کار میکروتوم و نحوه رفع آنها

رفع اشکال	علل ایجاد خرابی	نوع اشکال
۱) از قسمت دیگر تیغه استفاده گردد. ۲) اگر دارای کلسیم است آن را دکلسفیفی کنید یا در بقیه موارد با استفاده از تیغه جراحی دارای لبه تیز آن را بردارید. ۳) با پارافین فیلتر شده تازه دوباره قالب‌گیری کنید.	۱) نقصان در لبه چاقو وجود دارد. ۲) نواحی سفت و زبر در نسوج وجود دارد. ۳) پارتیکل‌های سفت در پارافین وجود دارد.	خط دار شدن یا شکاف‌دار شدن برشها در زاویه راست نسبت به لبه تیغه.
۱) آن را دوباره تیز یا عوض کنید. ۲) دوباره تیغه را بسایید (خردکردن - صاف کردن) ۳) قالب‌ها را با یخ سرد کنید یا از پارافین با نقطه ذوب بالاتر استفاده کنید.	۱) تیغه کند است. ۲) لبه تیغه بسیار پهن باشد. ۳) پارافین برای نسوج یا شرایط برش بسیار نرم باشد.	برش‌ها فشرده می‌شوند.
۱) نسوج را بهم مدت دو ساعت به ظرف پارافین آغشته کننده برگردانید. ۲) حمام آب را سرد کنید.	۱) آگشتگی ناکامل نسجی وجود دارد. ۲) درجه حرارت آب بسیار بالا باشد.	برش‌ها از هم باز شوند یا در سطح حمام آب گرم از هم جدا شوند.
۱) آن را تیز کنید یا عوض کنید. ۲) کاهش میزان کج بودن تیغه اگر زاویه کلیرانس بسیار زیاد است. ۳) کاهش ضخامت برش‌ها برای پارافین بسیار زیاد باشد.	۱) تیغه کند است. ۲) زاویه Rake (زاویه بین لبه برش با بافت) بسیار کم باشد. ۳) ضخامت برش‌ها برای پارافین بسیار زیاد باشد.	پیچیده شدن (برش‌ها پیچ دار شده و به صورت صاف روی تیغه نمی‌ماند).

ایمنی

- ۰۰ اطمینان از قفل بودن ضامن مربوط به دستگاه در هنگامی که از دستگاه میکروتوم استفاده نمی‌شود.
- ۰۰ قراردادن محافظ بر روی تیغه در هنگامی که عملیات برش صورت نمی‌گیرد.
- ۰۰ حمل و نقل تیغه‌ها در جعبه‌های مخصوص آن‌ها صورت گیرد.
- ۰۰ هرگز نباید به تیغه میکروتوم بدون محافظ مناسب (دستکش مخصوص) دست زد.

ادامه جدول ۸-۱: اشکالات کار میکروتوم و نحوه رفع آنها

رفع اشکال	علل ایجاد خرابی	نوع اشکال
۱) پارافین به نسبت بافتی که برش داده می‌شود یا ضخامت مورد نظر در برش نرمتر است. ۲) تیغه یا قالب شل باشند. ۳) زاویه کلیرانس ناکافی باشد. ۴) مکانیزم میکروتوم دچار مشکل باشد.	۱) قالب را با یخ، سرد کنید و یا در داخل پارافین با نقطه ذوب بالاتر دوباره قالب‌گیری کنید. ۲) تیغه را سفت کنید. ۳) کمی زاویه را افزایش دهید. ۴) مکانیزم میکروتوم را کنترل و تنظیم کنید.	برش‌ها به صورت متناوب (alternate) ضخیم و نازک باشند.
۱) پارافین بسیار سخت باشد. ۲) بر روی قالب‌ها بدمید تا گرم شود و یا در داخل پارافین با نقطه ذوب پایین‌تر دوباره قالب‌گیری کنید. ۳) لبه چاقو بسیار کم عمق یا تند باشد. ۴) آن را تنظیم کنید.	۱) بر روی قالب‌ها بدمید تا گرم شود و یا در روی لبه تیغه دبری وجود داشته باشد. ۲) با پارچه آغشته به گزینل تمیز کنید. ۳) آن را تنظیم کنید.	برش‌ها پیوستگی مناسب را برای ایجاد نوار ندارند.
۱) اشباع سازی ناکافی نسوج ۲) قالب‌های پارافینی از کاست جدا شوند.	۱) نسوج را به مدت چند ساعت به حمام پارافین بازگردانید یا آنکه اگر اشکال زیاد است دوباره پردازش را انجام دهید. ۲) با استفاده از اسپاچولای داغ آن را دوباره بچسبانید.	قسمت‌هایی از بافت بلوك شده در برش وجود ندارد.
۱) زاویه را افزایش دهید. ۲) با پارچه آغشته به گزینل تمیز گردد. ۳) دبری‌های پارافینی در لبه تیغه موجود است. ۴) یک پارچه مرتکب را نزدیک تیغه قرار دهید. ۵) دبری‌ها روی لبه قالب موجود است. ۶) وجود بارکتریکی ساکن روی نوارهای برش‌های نسجی پارافین.	۱) زاویه کلیرانس ناکافی بین قالب و تیغه. ۲) با تیغه جراحی تمیز آن را بردارید. ۳) یک پارچه مرتکب را نزدیک تیغه قرار دهید. ۴) زاویه را افزایش دهید. ۵) سرویس شود. ۶) تیغه سفت گردد. ۷) زاویه را کاهش دهید ولی کلیرانس حفظ شود. ۸) نسوج یا پارافین برای برش بسیار سخت باشد. ۹) از تیغه مخصوص کار سنگین یا از مایعات نرم کننده روی نسوج استفاده کنید. ۱۰) نواحی کلیزیکاسیون در نسج وجود داشته باشد.	برش‌ها در هنگام (ضریب) برگشت به قالب‌ها چسبانیده شوند.
۱) تیغه را جایگزین یا دوباره تیز کنید. ۲) میکروتوم ارتعاش دارد. ۳) تیغه شل باشد. ۴) زاویه تیغه بسیار زیاد باشد. ۵) نسوج یا پارافین برای برش بسیار سخت باشد. ۶) نواحی کلیزیکاسیون در نسج وجود داشته باشد.	۱) تیغه را جایگزین یا دوباره تیز کنید. ۲) سرویس شود. ۳) تیغه سفت گردد. ۴) زاویه را کاهش دهید ولی کلیرانس حفظ شود. ۵) از تیغه مخصوص کار سنگین یا از مایعات نرم کننده روی نسوج استفاده کنید. ۶) بافت را دکلسفیفی یا آب‌گیری مجدد نمایید.	نوارهای از نسوج متناوب ضخیم و ظرفی در یک برش موازی با لبه تیغه.

موارد مصرف انواع آب به شرح زیر است:

• موارد مصرف آب درجه I:

تهیه محلول های استاندارد، بافر، حل کردن سرم های کنترل و لیوفیلیزه، الکتروفورز، غربالگری سمشناسی و (HPLC) High Pressure Liquid Chromatography کشت سلول

• موارد مصرف آب درجه II:

آزمایش های بیوشیمی، هماتولوژی، ایمنولوژی، میکروبیولوژی، سرولوژی

• موارد مصرف آب درجه III:

تجزیه ادرار و مدفعه، شستشو و آب کشی وسایل شیشه ای، ساخت محیط کشت و بافت شناسی

روش نگهداری انواع آب

* نگهداری آب درجه یک:

آب درجه یک را حداقل دو تا سه ساعت پس از تهیه باید مصرف کنیم.

* نگهداری آب درجه دو و سه:

آب های درجه دو و سه را می توان در شیشه هایی از جنس بروسیلیکات یا ظروف پلی اتیلن نگهداری کرد اما سریع باید مصرف شود تا از آلودگی میکروبی با میکروب های موجود در هوا جلوگیری شود. درب ظروف را باید محکم بست تا از جذب گازها جلوگیری شود. آب مقطر حداقل یک هفته در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای نگهداری می شود. آب دیونیزه برای تعیین مقدار الکترولیت ها مناسب تر است.

چگونگی کاربری

بر حسب روش تخلیص و نوع دستگاه متفاوت بوده و در کتابچه راهنمای دستگاه نیز موجود است.

کنترل کیفی

• کنترل کیفی آب آزمایشگاه

تعیین هدایت با مقاومت الکتریکی: میزان هدایت یا مقاومت الکتریکی آب با استفاده از دستگاه کانداتیویتی متر یا مقاومت سنج، اندازه گیری می شود. بعضی دستگاه های تخلیص آب، این وسایل را در مسیر خروجی خود دارند اما در بیشتر موارد میزان هدایت یا مقاومت الکتریکی آب باید در فواصل هفتگی (یا بر حسب نیاز در هر بار مصرف) اندازه گیری شود. استفاده از این روش حساسیت بالای داشته و توصیه می گردد این روش در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

• کنترل کیفی مواد آلی آب

با اضافه کردن چند قطره محلول پرمنگنات پتاسیم به آب خالص در صورتی که پس از یک ساعت رنگ بنفش مایل به ارغوانی آن باقی بماند، نشان دهنده خلوص بالای آب و در غیر این صورت نشان دهنده مواد آلی زیاد است.

دستورالعمل تهیه آب خالص و کنترل کیفی آن و تجهیزات مربوطه

کلیات

کیفیت نامرغوب آب اثر نامطلوبی بر نتایج آزمایش ها داشته و از این رو تضمین کیفیت آب مصرفی در آزمایشگاه لازم و ضروری است.

آب خالص به سه روش تهیه می شود:

۱. تقطیر: در روش تقطیر، آب را می جوشانند و بخار آن را سرد می کنند. در این روش، آهن، منیزیم و کلسیم همچنین ارگانیسم ها برداشته می شوند اما ناخالصی های فرار مانند دی اکسید کربن، کلر و آمونیاک جدا نمی شوند. آب بدست آمده از این روش درجه II یا III است.

۲. دیونیزه کردن: در این روش آب از بین ستون های رزینی که حاوی ذرات باردار منفی و مثبت است عبور داده می شود. این ذرات با یون های موجود در آب ترکیب شده و آب نهایی دیونیزه خواهد بود. مواد آلی و سایر موادی که قادر به یونیزه شدن نیستند برداشته نمی شوند. برای تهیه آب درجه I باید از فیلتر غشایی و شارکول فعلی استفاده کنیم.

۳. روش اسمز معکوس: آب تحت فشار از غشای نیمه تراوا (معمول استات سلولز) عبور داده می شود. این غشا حدود ۹۰٪ مواد جامد محلول، ۹۸٪ ناخالصی های آلی و مواد غیر قابل حل و ارگانیسم های میکروبی را جدا می سازد. قادر به جداسازی گاز های محلول نیست و فقط ۱۰٪ ذرات یونیزه را جدا می کند. معیارهای CLSI برای درجه بندی آب خالص در جدول ۱-۹ نشان داده شده است.

جدول ۹-۱: معیارهای CLSI برای درجه بندی آب خالص

pH	ویژگی	درجه I	درجه II	درجه III
آلودگی میکروبی بر اساس CFU/ml	در نظر گرفته نمی شود.	در نظر گرفته نمی شود.	۵-۸	در نظر گرفته نمی شود.
مقاآمت الکتریکی بر حسب میلی اهم (Mohm/cm)	در نظر گرفته نمی شود.	۱۰ ^{-۲}	۱۰ ^{-۱}	۰/۱
هدايت الکتریکی بر حسب میکروزیمنس (Microsiemens/cm)	۰/۱	۰/۵	۰/۱	۰/۰
مواد آلی	آب از کربن فعلی عبور در نظر گرفته نمی شود.	در نظر گرفته نمی شود.	داده شود.	داده شود.
تعداد ذرات ریز معلق که از فیلتر با سوراخ ۲۲/۰، میکرون عبور داده می شود.	در نظر گرفته نمی شود.	در نظر گرفته نمی شود.	۵۰۰/Lit <	۵۰۰/Lit >

دستورالعمل فنی هدایت سنج (کانداکتیویتی متر)

کلیات
با توجه به اینکه محلول‌های آبی بر حسب میزان ماده محلول در آن‌ها و درجه حرارت و سایر عوامل، قادر به انتقال جریان الکتریسیته می‌باشند، بر این اساس دستگاه رسانایی سنج، در واقع میزان هدایت یا رسانایی الکتریکی آب (یا محلول آبی) را اندازه‌گیرد.

هر چه بیون‌های نمکی در محلول بیش‌تر باشد، کانداکتیویتی بیش‌تری دارد.
میزان هدایت یا رسانایی الکتریکی Total Dissolved Salts (TDS) است که واحد آن mg/l می‌باشد.
ساختمان دستگاه و روش‌های اندازه‌گیری میزان رسانایی الکتریکی Electrical Conductivity (EC)

• **ساختمان دستگاه**
این دستگاه رسانایی محلول‌های آبی را به دو روش تماسی یا الکترودی و روش القایی اندازه‌گیری می‌کند. در ساختمان رسانایی سنج‌های الکتریکی دو چهار الکترود به کار رفته است.

» **رسانایی سنج‌های الکترودی**
در رسانایی سنج‌های دو الکترودی، این دو الکترود مقابل هم قرار می‌گیرند و بر روی قطب آند جریان ثابتی اعمال می‌گردد و با توجه به میزان رسانایی محلول، این جریان به الکترود کاتد رسیده و میزان آن اندازه‌گیری می‌گردد.
در روش چهار الکترود، دو الکترود دیگر به عنوان مرجع (فرانس) برای سنجش جریان ایجاد شده بر روی سلول استاندارد استفاده می‌شود.

» **رسانایی سنج‌های القایی**
در ساختمان رسانایی سنج‌های القایی دو حلقه با پوشش پلیمری به کار می‌رود که در یکی از حلقه‌ها میدان مغناطیسی القا شده و در حلقه دوم شدت این میدان با توجه به میزان الکترولیت محلول در آب اندازه‌گیری می‌شود. این نوع رسانایی سنج بیش‌تر در رسانایی در دمای بالا کاربرد دارد.

واحد سنجش رسانایی میکروزیمنس بر سانتی‌متر می‌باشد که با مقاومت الکتریکی که بر حسب اهم است رابطه معکوس دارد.

چگونگی کاربری
ابتدا دستگاه را روشن نموده و صبر کنید تا درجه آن صفر شود. سپس تا میزان خط نشانه پایین دستگاه، آنرا داخل آب مورد نظر فرو برد و چند لحظه صبر نموده تا درجه رسانایی الکتریکی آب روی صفحه نمایش نشان داده شود.

۸۰ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

• اندازه‌گیری pH آب

pH آب درجه I و II به علت عدم وجود یون غیرقابل اندازه‌گیری است.
» **روش‌های شیمیایی**

روش‌های شیمیایی متعددی برای نشان دادن وجود املاح خاص در آب وجود دارد و می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

برای مطالعه بیش‌تر می‌توان به منابع معتبر مراجعه نمود.

• نگهداری رزین

» رزین‌های کاتیونی را در محلول اسیدکلریدریک و رزین‌های آنیونی را در محلول سود احیا می‌کنند.

» رزین تجهیزات دیونیزه کننده پس از مدت زمان مشخص (مطابق با کتابچه راهنمای دستگاه) و یا با بالا رفتن میزان هدایت الکتریکی آب باید احیا شوند.
لازم به ذکر است که ظرفیت رزین علاوه بر جنس آن به مقدار املاح موجود در آب شهر بستگی دارد.
کنترل هفتگی رزین با اندازه‌گیری هدایت الکتریکی آب تولیدی ضروری است.

دستورالعمل شمارش‌گر خودکار سلول‌های خونی

(VOM)

اساس کار دستگاه‌های شمارش‌گر خودکار سلولی

اساس کار اکثربت دستگاه‌های شمارنده سلولی خودکار بر دو مکانیسم مقاومت الکتریکی و پراکندگی نور به شرح زیر استوار است:

• **مقاومت الکتریکی:** این روش اولین بار توسط والاس کولتر در سال ۱۹۵۶ مطرح شد و اساس کار دستگاه‌هایی نظیر کولتر، بکمن، سیسماکس، ابوت... قرار گرفت. در این مکانیسم، خون در یک محلول بافری الکتریکی رقیق شده و از بین دو الکترود حامل جریان الکتریکی مستقیم عبور می‌کند. با عبور هر سلول خونی از این مسیر، مقاومت الکتریکی و یک پالس الکتریکی ایجاد می‌شود. تغییر در پتانسیل بین الکتروودها متناسب با مدت زمانی است که گلbul از فضای بین دو الکترود، که اصطلاحاً دریچه نامیده می‌شود، عبور می‌کند. ارتفاع هر پالس نشان دهنده حجم سلول و تعداد پالس نشان دهنده تعداد سلول است.

• **پراکندگی نور:** در این روش، سوسپانسیون رقیق شده سلول‌ها به صورت یک ردیف سلولی از مقابل منبع نوری عبور می‌کند و باعث پراکندگی نور می‌شود. نور پراکنده شده از طریق یک فراینده نوری یا فوتودیود به پالس‌های الکتریکی تبدیل می‌شود که در این حالت، تعداد پالس‌ها نمایانگر تعداد سلول‌ها و ارتفاع پالس‌های الکتریکی، که متناسب با میزان پراکندگی نور بوده، نشان‌دهنده حجم سلول‌ها است. منبع نوری بر حسب نوع دستگاه، لیزر یا تنگستن است. هرچه قطر ردیف سلول‌های عبوری کوچک‌تر باشد (به اندازه قطر گلbul‌های قرمز)، نور با دقت بیشتری بر جریان سلول‌ها تابیده و نتایج دقیق‌تری حاصل می‌شود.

در دستگاه‌های خودکار شمارنده سلولی حداقل دو مجرأ طراحی شده است:

► در مجرى اول، با افزودن رقیق‌کننده به نمونه خون، اندازه و تعداد گلbul‌های قرمز و پلاکت‌ها تعیین می‌شود، که به منظور جداسازی پلاکت‌ها از گلbul‌های قرمز و شمارش آن‌ها در دستگاه دو آستانه جداکننده بالا و پایین تعريف شده است.

► در مجرى دوم، با افزودن ماده لیزکننده به نمونه و با کمک رقیق‌کننده، گلbul‌های قرمز لیز شده و گلbul‌های سفید، مقدار هموگلوبین نیز به روش سیان متهموگلوبین اندازه‌گیری می‌شود. در دستگاه‌های سفید، مقدار هموگلوبین نیز به روش سیان متهموگلوبین اندازه‌گیری گرفته شده است.

نحوه نگهداری

* الکتروودها قبل و بعد از استفاده با پارچه تمیز گردند و بعد از هر بار استفاده آب با رسانایی بالا حتماً در آب دیونیزه با رسانایی مطلوب شست و شو داده شوند.

* این دستگاه سالی یکبار نیاز به سرویس، توسط شرکت پشتیبان دارد.

کنترل کیفی

کنترل دقت

رسانایی یک نمونه محلول (بارسانایی نزدیک به مقدار مورد نظر) را حداقل ده بار اندازه گرفته و CV آن اندازه‌گیری شود. این کار در هرماه حداقل یک بار انجام گیرد.

• **کنترل صحت**
با استفاده از محلول‌های آماده و در صورت عدم دسترسی روزانه میزان رسانایی محلول یا آب تولیدی را در منحنی QC ثبت و بر اساس نتایج تصمیم‌گیری می‌گردد.

کالیبراسیون

در ابتدای شروع کار با دستگاه و سپس هر ۶ ماه یکبار و هم‌چنین در صورتی که CV در آزمون کنترل دقت بالا باشد، صورت می‌گیرد.

ممولاً کالیبراسیون با استفاده از محلول‌های آماده (با رسانایی نزدیک ۰/۵ میکروزیمنس بر سانتی‌متر) انجام می‌گیرد. برای رسانایی بالاتر از ۰/۵ میکروزیمنس بر سانتی‌متر، بهتر است از محلول‌های استاندارد توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده شود.

نکته: محلول‌های استاندارد معمول موجود در بازار معمولاً محلول‌های ۱۴۷ میکروزیمنس بر سانتی‌متر، ۱۴۱۳ میکروزیمنس بر سانتی‌متر و ۱۲/۱۱ میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر می‌باشند در صورت کالیبراسیون تک نقطه‌ای معمولاً از محلول استاندارد ۱۴۱۳ میکروزیمنس بر سانتی‌متر استفاده می‌شود. در کالیبراسیون چند نقطه‌ای به ترتیب از محلول استاندارد با هدایت گمتر شروع و با محلول هدایت بیشتر خاتمه می‌یابد. محلول‌های استاندارد حاوی آب، نمک‌های آماده و الكل هستند.

طول مدت نگهداری محلول‌های آماده کالیبراسیون که بسته‌بندی کارخانه‌ای دارند ۱ سال است. محلول‌های قدیم را با جدید مخلوط نکنید. وقتی از محلولی استفاده شد باید دور ریخته شود و به داخل ظرف اصلی بازگردانده نشود. حرارت محلول بر میزان هدایت جریان الکتریسته مؤثر است، به ازای هر یک درجه سانتی‌گراد افزایش در حرارت محلول، میزان هدایت در حدود ۲٪ افزایش می‌یابد. این میزان تغییر با نوع یون‌های موجود در محلول و غلظت آن‌ها بستگی دارد. وقتی دستگاه را کالیبره می‌کنیم، حرارت محلول کالیبراسیون باید تا حد ممکن به محلول مورد آزمایش نزدیک باشد تا تأثیر درجه حرارت به حداقل برسد.

ایمنی

محلول نباید با سیستم ذخیره الکتریکی تماس پیدا کند لذا پس از هر بار استفاده، بایستی الکتروودها خشک شوند.

در صورت عدم دسترسی به کالیبراتورهای تجاری یا وجود هرگونه شک نسبت به اعتبار آن استفاده از خون کامل جهت کالیبراسیون ضروری می‌باشد، برای کالیبراسیون باید از خون طبیعی تازه، استفاده کرد. برای این کار پارامترهای حداقل ۳ نمونه خون کامل طبیعی دوبار با روش‌های مرجع دستی و دوبار نیز با سل‌کانتر (در بعضی مراجع ۵ بار هم ذکر شده است) اندازه‌گیری شده و پس از محاسبه میانگین هر پارامتر با روش دستی و دستگاهی، با استفاده از فرمول زیر فاکتور کالیبراسیون تعیین می‌گردد.

$$\text{Calibration Factor} = \frac{\text{میانگین روش دستگاهی} - \text{میانگین روش دستی}}{\text{میانگین روش دستگاهی}} \times 100$$

لازم به ذکر است روش‌های مرجع برای اندازه‌گیری هموگلوبین، هماتوکریت و شمارش گلبول‌های سفید به ترتیب سیان مت‌هموگلوبین، میکروهماتوکریت و استفاده از لام نئوبار می‌باشند. اخیراً در کتب مرجع کولترهای تک کاتاله، به عنوان روش مرجع برای شمارش گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها عنوان شده‌اند که به‌علت عدم دسترسی به این تجهیزات در کشور ما کماکان از لام نئوبار برای شمارش سلول‌های خونی استفاده می‌شود ولی به‌علت خطای زیاد در شمارش گلبول‌های قرمز و پلاکت‌ها با این روش، بهتر است شرکت پشتیبان اقدام به کالیبراسیون این دو پارامتر نماید.

مثال ۱-۲: اگر میانگین اندازه‌گیری هموگلوبین به‌روش دستی ۱۴۵ گرم در لیتر و با سل‌کانتر ۱۴۰ گرم در لیتر باشد، فاکتور تصحیح کالیبراسیون دستگاه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

$$\text{Calibration Factor} = \frac{۱۴۰ \times 1۰۰}{۱۴۵ - ۱۴۰} = ۰.۹۶۷$$

در نتیجه ضریب کالیبراسیون هموگلوبین دستگاه می‌باشد ۰.۹۶۷٪ افزایش یابد. به عنوان مثال اگر ضریب کالیبراسیون هموگلوبین دستگاه قبل ۱۰۰ بوده، باید مقدار آن ۰.۹۶۷٪ افزایش یافته و روی ۱۰۳٪ تنظیم گردد.

لازم به ذکر است هنگام استفاده از روش میکروهماتوکریت برای کالیبراسیون سل‌کانتر، می‌باشد میزان هماتوکریت به‌دست آمده را اصلاح نمود که این کار با کاستن میانگین میزان پلاسمای به دام افتاده (trapped plasma) که در هماتوکریت افراد طبیعی یافت می‌شود، صورت می‌گیرد. این میزان که حدود ۱/۵ تا ۳٪ برآورد شده است باید از میانگین هماتوکریت به‌دست آمده کسر شده و سپس کالیبراسیون انجام شود.

در بعضی از انواع سل‌کانترها مثل گروه سیسمکس، ضریب کالیبراسیون جدید با استفاده از فرمول کالیبراسیون مندرج در کاتالوگ، مستقیماً به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{New Calibration Factor} = \frac{\text{میانگین روش دستی}}{\text{میانگین روش دستگاهی}} \times \text{فاکتور کالیبراسیون قبلی}$$

اندازه‌گیری هماتوکریت (HCT) و حجم متوسط گلبول قرمز یا Mean Corpuscular Volume (MCV) در دستگاه‌های خودکار شمارنده سلول کاملاً به یکدیگر وابسته‌اند. در برخی دستگاه‌ها، با محاسبه میانگین ارتفاع پالس‌های حاصل از عبور گلبول‌های قرمز از دریچه، مقدار MCV مشخص می‌شود و براساس تعداد گلبول‌های قرمز شمارش شده، میزان هماتوکریت توسط دستگاه محاسبه می‌شود. در دستگاه‌های دیگر، از مجموع پالس‌های حاصل از عبور گلبول‌های قرمز، میزان HCT تعیین شده و با استفاده از تعداد گلبول‌های قرمز، مقدار MCV محاسبه می‌شود. تقریباً در تمام دستگاه‌ها سایر شاخصهای گلبول‌های قرمز مانند Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) و Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) از طریق محاسبه و با استفاده از مقدادر هموگلوبین، HCT و تعداد گلبول‌های قرمز مشخص می‌شوند. میزان Red Cell Distribution Width (RDW) از محاسبه میزان تغییرات ارتفاع پالس‌های ایجاد شده به‌دبانی عبور گلبول‌های قرمز تعیین و به صورت انحراف معیار با واحد فرمولیتر یا ضریب انحراف معیار یا واحد درصد ارایه می‌شود.

چگونگی کاربری

نحوه کاربری دستگاه باید بر اساس نوع دستگاه و کتابچه راهنمای آن، توسط آزمایشگاه مکتوب گردد.

نحوه نگهداری

برای نگهداری دستگاه به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه باید بر اساس کتابچه راهنمای دستگاه عمل شود. کالیبراسیون

به طور کلی دستگاه‌های سل‌کانتر هر شش ماه یکبار می‌باشد کالیبر شوند ولی انجام این امر در مواردی مانند ابتدای راهاندازی، پس از هر بار تعمیر یا سرویس، قابل قبول نبودن نتایج کنترل کیفی روزانه، و یا تعویض محلول‌ها (در صورتی که موجب تغییر مشخص در نتایج خون کنترل و یا نمونه بیماران شده باشد) نیز ضروری می‌باشد.

جهت کالیبراسیون سل‌کانترها کالیبراتورهای تجاری وجود دارد که مقدادر هدف یا مورد نظر در آنها با روش‌های مرجع کالیبر شده‌اند. این سوسپانسیون سلول‌های خونی در صورت داشتن تاریخ انقضای معتبر و تاییدیه‌های لازم و به شرط رعایت دستورالعمل‌های کارخانه سازنده برای کالیبراسیون دستگاه مناسب می‌باشند. موقعیت روند کالیبراسیون را می‌توان به وسیله آزمایش نمونه کنترل، مقایسه نتایج دستگاه با انجام روش‌های مرجع بر روی چند نمونه خون و کنترل دقیق میانگین‌های متحرک در مورد شاخصهای گلبول‌های قرمز تایید نمود.

$$\sum d = -3$$

$$(\sum d)^2 = 9$$

$$\sum d^2 = 91$$

$$\bar{d} = \sum d / n = -3 / 5 = -0.6$$

$$SD = \sqrt{\frac{(91 - 9) / 5}{4}} = 4.72$$

$$t_n = 0.6 \times \sqrt{5} / 4.72 = 0.28$$

چون عدد t به دست آمده از 0.28 (مقدار t برای 5 نمونه) کمتر است، نتایج هموگلوبین دستگاه قابل قبول می باشد.

کنترل کیفی

عملکرد دستگاه های شمارنده سلولی روزانه پیش از انجام آزمایش بر روی نمونه بیماران، باید مورد ارزیابی قرار گیرد که بهترین و قابل قبول ترین روش، استفاده از خون کنترل می باشد. در کنار استفاده از خون کنترل، با توجه به وضعیت آزمایشگاه، تعداد نمونه ها، نوع سل کانتر به کار رفته، تعداد کارکنان و از روش های دیگر کنترل کیفی که در زیر آمده است نیز باید استفاده نمود:

- مقایسه روزانه نتایج دستگاه سل کانتر با گسترش خون محیطی نمونه از $2/26$ بیشتر باشد، با اطمینان 95% می توان گفت که بین مقادیر شمارش شده در دو روز، اختلاف معنی دار وجود دارد. وجود اختلاف معنی دار برای یک متغیر بیانگر اشکال احتمالی بوده که در صورت تداوم آن جهت رفع اشکال می باشد اقدامی صورت گیرد.
- انجام آزمایش های مضاعف یا دوتایی Duplicate بر روی تعدادی از نمونه های بیماران ($3-4$ نمونه از سری کاری قبلی)
- انجام آزمایش بازیبینی (Check Test) بر روی تعدادی از نمونه های بیماران (10 تایی یا 20 تایی)

- بررسی تفاوت نتایج یک بیمار با آزمایش های قبلی خودش (Delta Check)
- محاسبه میانگین انداکس های خونی MCHC MCH MCV در گروه های 5 تایی، 10 تایی یا 20 تایی (میانگین متحرک)

- تعیین محدوده خطی بودن دستگاه
- بررسی کنترل دقت هنگام راه اندازی، پس از سرویس و به صورت ماهانه
- بررسی صحت

نحوه استفاده از خون کنترل و رسم نمودار کنترل کیفی

طبق توصیه های مراجع معتبر بین المللی خون شناسی، برای کنترل کیفی دستگاه های شمارنده سلولی می باشد در هر سری کاری، حداقل از دو نمونه خون کنترل در دامنه طبیعی و غیرطبیعی استفاده شود، بدین ترتیب که در ابتدای هر سری کاری نمونه کنترل طبیعی و غیرطبیعی و در پایان سری کاری نمونه طبیعی با سل کانتر آزمایش شده و نتایج ثبت گردد. با توجه به آنکه در

86 مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

پایداری کالیبراسیون با استفاده از آزمون آماری (T-Brittin)

جهت اطمینان از پایداری کالیبراسیون و کامل شدن روند کنترل کیفی دستگاه، علاوه بر استفاده از خون کنترل می توان از نمونه های خون تازه طبیعی نیز استفاده نمود. بدین ترتیب که با توجه به پایداری پارامترهایی نظیر C , RBC , WBC و بعضی از انداکس های خونی به مدت 24 ساعت در دمای $40^\circ C$ ، در روز اول حداقل 5 و ترجیحا 10 نمونه کاری که دارای مقادیر طبیعی می باشند را پس از آنالیز در یخچال نگهداری نموده و در روز بعد مجدداً مورد آزمایش قرار داد و وجود اختلاف معنی دار بین مقادیر نمونه های جفت را با استفاده از آزمون آماری T-Brittin محاسبه نمود.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n-1}} \quad t_n = \frac{\bar{d} \sqrt{n}}{SD}$$

d: اختلاف بین دو خوانده (روز به روز)

n: تعداد جفت های مورد بررسی

SD: انحراف میانگین اختلاف

مقدار t برای پارامترهای فوق محاسبه گشته که اگر مقدار آن برای 5 نمونه از 0.28 و برای 10 نمونه از 0.5 بیشتر باشد، با اطمینان 95% می توان گفت که بین مقادیر شمارش شده در دو روز، اختلاف معنی دار وجود دارد. وجود اختلاف معنی دار برای یک متغیر بیانگر اشکال احتمالی بوده که در صورت تداوم آن جهت رفع اشکال می باشد اقدامی صورت گیرد.

نکته: لازم به ذکر است استفاده از این روش به عنوان تنها روش کنترل کیفی دستگاه، مجاز نمی باشد زیرا توجه به نتایج آن به تنها یک و بدون در نظر داشتن نتایج خون کنترل، گاه ها موجب گمراهی کاربر و تغییر بی مورد ضرایب کالیبراسیون دستگاه می شود. در حال حاضر با توجه به روش های مختلف کنترل کیفی، اساساً استفاده از این روش بعضی از کارشناسان مورد تردید جدی قرار گرفته است.

مثال ۱-۳: در صورتی که نتایج حاصل از اندازه گیری هموگلوبین 5 نمونه خون با استفاده از یک دستگاه سل کانتر در دو روز متوالی مطابق جدول ۱-۱ باشد، عملکرد دستگاه با کمک فرمول T-Brittin به صورت زیر بررسی می گردد:

جدول ۱-۱: نتایج هموگلوبین (gr/l) در دو روز متوالی

مقدار هموگلوبین روز دوم	d	d^2
۱۱۹	-۳	۹
۱۴۰	۴	۱۶
۱۸۳	۵	۲۵
۱۴۰	-۵	۲۵
۱۳۶	-۴	۱۶

جدول ۱۱-۱: تفسیر نمودار کنترل کیفی بر اساس قوانین سازمان جهانی بهداشت WHO

تفسیر	نتایج خون کنترل
هشدار، بروز خطای تصادفی یا شروع خطای سیستماتیک	یک کنترل خارج از محدوده $\pm 2SD$
رد نتایج، بروز خطای تصادفی یا سیستماتیک	یک کنترل خارج از محدوده $\pm 3SD$
رد نتایج، بروز خطای سیستماتیک	دو خوانده متوالی همسو و خارج از محدوده $\pm 2SD$
رد نتایج، بروز خطای سیستماتیک	۴ خوانده متوالی و همسو، خارج از محدوده $+1SD$ یا $-1SD$
هشدار، خطای سیستماتیک	۶ خوانده متوالی در یک طرف میانگین

جدول ۱۲-۱: تفسیر نمودار کنترل کیفی بر اساس قوانین Westgard

تفسیر	نتایج خون کنترل
هشدار، لزوم بررسی سایر قوانین	۱: یک کنترل خارج از محدوده $\pm 2SD$
رد نتایج، نشاندهنده خطای تصادفی یا شروع خطای سیستماتیک	۲: یک کنترل خارج از محدوده $\pm 3SD$
رد نتایج، نشان دهنده خطای سیستماتیک	۲ _و : دو خوانده متوالی همسو و خارج از محدوده $\pm 2SD$
رد نتایج، نشانگر خطای راندوم	R _{4s} : یک خوانده خارج از محدوده $+2SD$ و دیگری خارج از محدوده $-2SD$
رد نتایج، نمایانگر خطای سیستماتیک	۴ _و : ۴ خوانده متوالی و همسو، خارج از محدوده $+1SD$ یا $-1SD$
رد نتایج، نشانگر خطای سیستماتیک	۱۰ _x : ۱۰ خوانده متوالی در یک طرف میانگین (بالا یا پائین میانگین) و بدون توجه به اندازه انحراف

در صورت یافتن هر گونه خطای با استفاده از نمودار، پیش از انجام هر اقدامی باید از عدم آسودگی یا خرابی محلول‌های مورد استفاده و نمونه کنترل اطمینان حاصل نمود. در صورت اطمینان از این امر پیش از برآن‌های ریزی برای کالیبراسیون دستگاه، باید اقدامات دیگری مانند شست و شوی دستگاه، آزمایش مجدد نمونه، آزمایش بر روی نمونه خون کنترل دیگری با همان سری ساخت، بررسی وضعیت محلول‌های دستگاه و.... را مدنظر قرار داد.

۸۸ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

کشور ما دسترسی به خون کنترل در دامنه‌های مختلف برای همه آزمایشگاه‌ها به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد، به طور معمول از خون کنترل در یک دامنه استفاده می‌شود.

نمونه خون کنترل هر روز صبح قبل از آزمایش نمونه‌های بیماران و به فواصل در طی روز در صورت نیاز، آزمایش شده و نتایج حاصله بر روی نمودار ثبت می‌شود. برای رسم نمودار، می‌بایست نمونه کنترل، به دفعات و در فواصل مختلف با دستگاه آزمایش شود تا حداقل ۲۰ خوانده برای هر پارامتر حاصل گردد. بهتر است این ۲۰ خوانده به صورت ۱ خوانده در هر روز باشد ولی چنانچه تعجیل در کار وجود دارد می‌توان این داده‌ها را در طی ۵ روز جمع‌آوری نمود به نحوی که در هر روز در چهار نوبت با فواصل زمانی مناسب، نمونه کنترل را به دستگاه داد. سپس با محاسبه میانگین و انحراف معیارهای $\pm 2SD$ و $\pm 3SD$ برای هر پارامتر، مقادیر آن‌ها بر روی محور عمودی و روزها بر روی محور افقی ثبت می‌گردد. تفسیر نمودار کنترل کیفی با توجه به طراحی کیفی آزمایشگاه، با استفاده از قوانین لوی جنینگ، سازمان بهداشت جهانی یا قوانین وستگارد انجام می‌شود. نکته مهم پیش از رسم نمودار کنترل کیفی، اطمینان از قابل قبول بودن میزان عدم دقیق هر پارامتر در مقایسه با عدم دقیقت مجاز مربوطه، که در کتب مرجع درج گردیده است، می‌باشد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است نموداری رسم شود که محدوده قابل قبول آن بیش از حد مجاز بوده و کاربر را در تفسیر نتایج کنترل کیفی به اشتباه بیندازد. در دستگاه‌های سل‌کانتر جدید نمودار کنترل کیفی برای حداقل یک دوره‌ی یک ماهه توسط دستگاه رسم می‌گردد. بدیهی است دستگاه‌های با امکانات نرم‌افزاری بیشتر توان رسم نمودار کنترل کیفی و ذخیره آن برای انواع خون کنترل تا حداقل یک سال را دارا می‌باشند. نکته: لازم به ذکر است کنترل کیفی دستگاه، صرفاً با منطبق بودن نتایج خون کنترل با دامنه ذکر شده در بروشور مربوطه قابل قبول نمی‌باشد و استفاده از میانگین و دامنه مندرج در بروشور نیز جهت رسم نمودار توصیه نمی‌گردد و هر آزمایشگاه می‌بایست خود، با استفاده از روش ذکر شده در بالا نسبت به تعیین میانگین و دامنه برای رسم نمودار اقدام نماید.

برای آشنایی بیشتر تفسیر نمودار کنترل کیفی بر اساس قوانین سازمان بهداشت جهانی (WHO) و بر اساس قوانین وستگارد (Westgard) در جداول ۱-۱۱ و ۱-۱۲ به تفکیک و به صورت خلاصه توضیح داده می‌شود.

خطای تصادفی را مطرح می‌نماید. فرمول زیر طریقه محاسبه SD نمونه‌های دوتایی را نشان می‌دهد:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}}$$

$$CV = \frac{SD}{\sum X / 2n}$$

مثال ۱-۴: اگر در ابتدای راه اندازی دستگاه مقدار هموگلوبین ۵ نمونه در دو بار اندازه‌گیری (Duplicate) به

شرح جدول ۱-۱۴ باشد، مقادیر SD و CV پایه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

لازم به ذکر است SD و CV حاصل از حداقل ۳۰ داده دوتایی در ابتدای راه اندازی یک دوره زمانی یا پس از سرویس یا کالیبراسیون به عنوان معیار قرار می‌گیرد. CV و SD به دست آمده تا زمانی که دستگاه از کالیبر خارج نشده است، معیار قابل قبول می‌باشند. سپس در هر سری کاری به ازای هر ۲۰ نمونه با استیقانی حداقل یک نمونه به صورت دوتایی مورد سنجش قرار گیرد.

در مثال ۱-۴ برای سهولت فقط ۵ نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جدول ۱-۱۴: مقدار هموگلوبین ۵ نمونه در دو بار اندازه‌گیری

	اندازه‌گیری اول (gr/l)	اندازه‌گیری دوم (gr/l)	d	d^2
	۱۱۸	۱۲۰	۲	۴
	۱۶۰	۱۶۲	۲	۴
	۱۰۵	۹۵	۱۰	۱۰۰
	۱۳۰	۱۳۰	.	.
	۱۴۰	۱۳۸	۲	۴
مجموع	$\Sigma X_1 = 653$	$\Sigma X_2 = 645$	$\Sigma X = \Sigma X_1 + \Sigma X_2 = 1298$	$\Sigma d^2 = 112$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}} = \sqrt{112 / 10} = 3.4$$

$$2SD = 6.8$$

$$\sum X = 1298$$

$$CV = \frac{SD}{\sum X / 2n} = 3.4 / (1298 / 10) = 0.025 = 2.5\%$$

تفاوت بیشتر از $2SD$ بین دو نتیجه آزمایش (و یا در صورت استفاده از CV) بیشتر بودن مقدار $\frac{2(X_1 - X_2)}{X_1 + X_2}$ از $2CV$ نمایانگر بروز خطای تصادفی و لزوم تکرار آزمایش بر روی همان نمونه می‌باشد. در حال حاضر منابع معتبر خون‌شناسی استفاده از CV را در تفسیر این آزمون پیشنهاد می‌کنند. دلیل این امر جواب‌های مثبت و منفی کاذبی است که در بعضی موارد در تفسیر با روش SD مشاهده است، این موضوع در مثال ۱-۵ با توضیحات بیشتری بیان می‌شود.

۹۰ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

• مقایسه نتایج دستگاه سل‌کانتر با گسترش خون محیطی و یافته‌های بالینی

به توصیه سازمان بهداشت جهانی بررسی نتایج دستگاه و مقایسه و مطابقت آنها با مشاهده میکروسکوپی گسترش خونی و نیز یافته‌های بالینی بیمار می‌بایست از برنامه‌های دائم کنترل کیفی آزمایشگاه باشد. بدین ترتیب هر گونه نتیجه غیر قابل انتظار حاصل از دستگاه نظیر لکوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، هموگلوبین خیلی پایین یا بالا، اندکس‌های غیر طبیعی و... می‌بایست پیش از گزارش، با مشاهده گسترش خون محیطی و یا بررسی وضعیت بالینی یا سابقه بیمار تایید گردد.

با مشاهده لام خون محیطی می‌توان به طور نسبی شمارش گلبول‌های سفید یا پلاکت دستگاه را نیز مورد ارزیابی قرار داد. در جدول ۱-۱۳ ارتباط میانگین تعداد سلول‌های شمارش شده در گسترش خون محیطی با تعداد تخمینی سلول‌ها نشان داده شده است. به عنوان مثال اگر در گسترش خون محیطی با عدسی شیئی ($\times 40$) ۳-۶ گلبول سفید دیده شود، تعداد گلبول‌های سفید بین ۷-۱۰ هزار خواهد بود.

جدول ۱-۱۳: کنترل کیفی میکروسکوپی شمارش سلول‌های خونی با استفاده از یک

گسترش خونی مناسب

تعداد پلاکت‌ها ($\times 10^9$)	میانگین تعداد پلاکت‌های شمارش شده در هر میدان دید با بزرگنمایی زیاد (دید روغن $\times 100$)	تعداد تخمینی گلبول‌های سفید با بزرگنمایی زیاد (دید روغن $\times 100$)	میانگین تعداد گلبول‌های سفید شمارش شده در هر میدان دید با بزرگنمایی زیاد ($\times 40$)
۵۰-۱۰۰	۲-۳	۳-۷	۲-۳
۱۰۰-۱۵۰	۴-۶	۷-۱۰	۴-۶
۱۵۰-۲۵۰	۷-۱۰	۱۰-۱۳	۷-۱۰
۲۵۰-۵۰۰	۱۱-۲۰	۱۳-۱۸	۱۱-۲۰

• آزمون دوتایی (Duplicate)

در صورت عدم امکان انجام تمامی آزمایش‌ها به صورت دوتایی (Duplicate)، می‌بایست در هر سری کاری به ازای هر ۲۰ نمونه یک نمونه به صورت مضاعف (Duplicate) آزمایش شود تا با بررسی اختلاف خوانده‌ها از طریق محاسبات آماری از وجود خطاها تصادفی تکرار آزمایش برای انجام آزمایش بر اساس برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه در دوره زمانی مشخص یا بعد از کالیبراسیون و یا سرویس ابتداء حداقل ۳۰ نمونه به صورت دوتایی به دستگاه داده می‌شود و از فرمول زیر SD و CV به دست می‌آید. افزایش اختلاف بین دو خوانده بیش از $2SD$ (و یا $2CV$)، احتمال وجود

Delta Check مقایسه مقادیر به دست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد (Delta Check) به عنوان روشی جهت کنترل کیفی به کار می رود البته فاصله زمانی بین دو آزمایش بیش از دو تا سه هفته باشد. در صورت استفاده از این روش می بایست به نکاتی نظیر تغییرات فیزیولوژیک طبیعی و روزانه پارامترهای خونی و همچنین مواردی نظیر ابتلاء به بیماری و یا استفاده از دارو به دلایل مختلف که باعث تغییر شمارش سلول‌ها می‌گردد توجه داشت. با توجه به تغییرات روزانه طبیعی مقادیر خون در یک فرد، وجود اختلافات واضح بیش از مقادیر ذکر شده در جدول ۱-۱۵ نشان دهنده خطأ می‌باشد.

جدول ۱-۱۵: مقادیر خطأ در آموزه Delta Check براساس شاخص‌های مختلف

شاخص	دامنه اختلاف غیرقابل قبول
Hb	۲ gr/dl
HCT	۵ %
MCV	>۶ fl
MCH	>۵ pg
WBC	طبیعی به غیرطبیعی
Platelets	کاهش یا افزایش بیش از ۵%

• میانگین متحرک به دلیل ثابت بودن مقادیر میانگین شاخص‌های گلبولی MCV، MCH و MCHC در فواصل روزها و هفته‌ها، می‌توان از این شاخص‌ها به منظور ارزیابی کیفیت عملکرد دستگاه شمارنده در آزمایشگاه‌هایی که حداقل روزی ۱۰۰ نمونه CBC پذیرش می‌کنند، استفاده نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهند، در صورتی که نمونه‌های CBC مورد آزمایش در روزهای مختلف از نظر میزان اندکس‌های خونی تفاوت مشخصی با یکدیگر نداشته باشند که به تاثیر بارز بر میانگین‌ها منجر شود، مانند پذیرش نمونه‌های افراد مبتلا به فقر آهن یا تالاسمی در یک روز خاص در هفته که باعث کاهش شاخص‌های گلبولی می‌شوند، هرگونه تغییر مشخص در میانگین اندکس‌ها نشان‌دهنده تغییر در کالیبراسیون یا اختلال عملکرد دستگاه است. برای استفاده از این روش، ابتدا باید میانگین و $\pm SD$ اندکس‌های MCH، MCV و MCHC حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ نمونه را محاسبه و سپس نمودار کنترل کیفی را رسم نمود. در صورت مراجعته بیمارانی که اندکس‌های خونی طبیعی ندارند، مانند مبتلایان به بیماری‌های ذکر شده، نتایج اندکس‌های گلبولی آن‌ها باید در محاسبه میانگین لحاظ

۹۲ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

مثال ۱-۵: اگر در آزمون دوتایی روزانه داده‌های زیر را داشته باشیم و SD و CV معیار از جدول ۱-۱۴ استخراج شده باشد (در ابتدای راهاندازی دستگاه)، در هر یک از دوتایی‌های زیر، قابل قبول بودن مقادیر با استفاده از SD و یا CV به صورت زیر بررسی می‌شود:

$$d_1 = 103 - 98 = 5 \quad \text{دوتایی اول : ۹۸ و ۱۰۳}$$

$$d_2 = 157 - 150 = 7 \quad \text{دوتایی دوم: ۱۵۰ و ۱۵۷}$$

$$d_3 = 56 - 50 = 6 \quad \text{دوتایی سوم: ۵۰ و ۵۶}$$

برای دو تایی اول مقدار $d_1 = 103 - 98 = 5$ می‌باشد که این مقدار از $2SD = 6/7$ کمتر است و جواب قابل قبول خواهد بود. همچنین در صورت استفاده از CV مقدار $D_1 = 100 \times \frac{2(X_1-X_2)}{X_1+X_2} = 4/99$ که از $2CV = 5\%$ کمتر است بنابراین، این دوتایی در هر دو روش قابل قبول می‌باشد.

اما در مورد دوتایی دوم مقدار $d_2 = 157 - 150 = 7$ که در صورت استفاده از SD این مقدار از $2SD = 6/7$ بیشتر است که در صورت استفاده از روش $2SD$ ، این دوتایی غیرقابل قبول است. اما در صورت استفاده از CV، مقدار $D_2 = 100 \times \frac{2(X_1-X_2)}{X_1+X_2} = 4/7$ می‌باشد که از $2CV = 5\%$ کمتر و قابل قبول است. یعنی این‌که اگر در این حالت از روش SD استفاده می‌کردیم، جواب قابل قبول رد می‌گردید. اما در دوتایی سوم مقدار $d_3 = 11/3 > 2CV = 6/7$ و $d_3 = 6 < 2SD = 6/7$ خواهد بود. یعنی در صورت استفاده از SD، جواب قابل قبول، اما در صورت استفاده از CV جواب‌ها غیرقابل قبول خواهند بود. به طور خلاصه متوجه می‌شویم استفاده از SD به عنوان یک عدد ثابت در دامنه‌های مختلف بالا، طبیعی و پایین روش مناسب نمی‌باشد. به همین دلیل منابع معتبر، استفاده از CV را پیشنهاد نموده‌اند که دامنه‌های مختلف بالا و پایین را در محاسبات منظور نموده و از اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به SD برخوردار می‌باشد.

• آزمایش بازبینی (Check Test)

یک دیگر از روش‌های کنترل کیفیت آزمایش بازبینی (Check Test) است که در صورت نگه‌داری نمونه‌ها در دمای مناسب (یخچال) قابل اجرا می‌باشد. بدین ترتیب که در ابتدای سری کاری یا صبح ۳ یا ۴ نمونه پس از آزمایش در یخچال نگه‌داری شده و در انتهای سری کاری و یا بعد از ظهر مجدد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این دو آزمایش با استفاده از فرمول آزمون دوتایی مورد بررسی قرار گرفته که اختلاف نتایج در محدوده $2SD = 2CV$ (یا $2SD = 6/7$) قابل قبول می‌باشد. اگر نمونه‌ها درست نگه‌داری شده باشند هرگونه تغییری در نتایج خارج از این محدوده نشان دهنده اشکال در عملکرد دستگاه و یا معرفه‌ها می‌باشد. این آزمایش برای بررسی هموگلوبین مناسب بوده و به میزان کمتر برای شمارش گلبول‌های قرمز و سفید کاربرد دارد ولی برای شاخص‌های دیگر به خصوص اگر فاصله زمانی آزمایش نمونه‌ها بیش از ۶ ساعت باشد کارایی ندارد.

مثال ۱-۵: اگر در آزمون دوتایی روزانه داده‌های زیر را داشته باشیم و SD و CV معیار از جدول ۱-۱۴ استخراج شده باشد (در ابتدای راهاندازی دستگاه)، در هر یک از دوتایی‌های زیر، قابل قبول بودن مقادیر با استفاده از SD و یا CV به صورت زیر بررسی می‌شود:

$$\begin{aligned} d_1 &= 103 - 98 = 5 \\ d_2 &= 157 - 150 = 7 \\ d_3 &= 56 - 50 = 6 \end{aligned}$$

دوتایی اول: $103 - 98 = 5$
دوتایی دوم: $157 - 150 = 7$
دوتایی سوم: $56 - 50 = 6$

برای دو تایی اول مقدار $d_1 = 103 - 98 = 5$ می‌باشد که این مقدار از $2SD = 6/7$ کمتر است و جواب قبل قبول خواهد بود. همچنین در صورت استفاده از CV مقدار $D_1 = 100 \times \frac{2(X_1 - X_2)}{X_1 + X_2} = 4/99$ که از $2CV = 5\%$ کمتر است بنابراین، این دوتایی در هر دو روش قبل قبول می‌باشد.

اما در مورد دوتایی دوم مقدار $d_2 = 157 - 150 = 7$ که در صورت استفاده از SD این مقدار از $2SD = 6/7$ بیشتر است که در صورت استفاده از روش $2SD$ ، این دوتایی غیرقابل قبول است. اما در صورت استفاده از CV ، مقدار $D_2 = 100 \times \frac{2(X_1 - X_2)}{X_1 + X_2} = 4/7$ می‌باشد که از $2CV = 5$ کمتر و قابل قبول است. یعنی این که اگر در این حالت از روش SD استفاده می‌کردیم، جواب قابل قبول رد می‌گردید. اما در دوتایی سوم مقدار $d_3 = 56 - 50 = 6 < 2SD = 6/7$ و $D_3 = 11/3 > 2CV = 5$ خواهد بود. یعنی در صورت استفاده از SD ، جواب قابل قبول، اما در صورت استفاده از CV جواب‌ها غیرقابل قبول خواهند بود. بهطور خلاصه متوجه می‌شویم استفاده از SD به عنوان یک عدد ثابت در دامنه‌های مختلف بالا، طبیعی و پایین روش مناسبی نمی‌باشد. به همین دلیل منابع معتبر، استفاده از CV را پیشنهاد نموده‌اند که دامنه‌های مختلف بالا و پایین را در محاسبات منظور نموده و از اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به SD برخوردار می‌باشد.

• آزمایش بازبینی (Check Test)

یک دیگر از روش‌های کنترل کیفیت آزمایش بازبینی (Check Test) است که در صورت نگهداری نمونه‌ها در دمای مناسب (یخچال) قابل اجرا می‌باشد. بدین ترتیب که در ابتدای سری کاری یا صبح ۳ یا ۴ نمونه پس از آزمایش در یخچال نگهداری شده و در انتهای سری کاری و یا بعد از ظهر مجدداً مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصل از این دو آزمایش با استفاده از فرمول آزمون دوتایی مورد بررسی قرار گرفته که اختلاف نتایج در محدوده $2SD = 4/7$ (یا $2CV = 5\%$) قابل قبول می‌باشد. اگر نمونه‌ها درست نگهداری شده باشند هرگونه تغییر در نتایج خارج از این محدوده نشان دهنده اشکال در عملکرد دستگاه و یا معرفه‌ها می‌باشد. این آزمایش برای بررسی هموگلوبین مناسب بوده و به میزان کمتر برای شمارش گلبول‌های قرمز و سفید کاربرد دارد ولی برای شاخص‌های دیگر به خصوص اگر فاصله زمانی آزمایش نمونه‌ها بیش از ۶ ساعت باشد کارایی ندارد.

Delta Check •

مقایسه مقادیر به دست آمده از یک نمونه با نتایج قبلی نمونه همان فرد (Delta Check) به عنوان روشی جهت کنترل کیفی به کار می‌رود البته فاصله زمانی بین دو آزمایش باید بیش از دو تا سه هفته باشد. در صورت استفاده از این روش می‌بایست به نکاتی نظری تغییرات فیزیولوژیک طبیعی و روزانه پارامترهای خونی و همچنین مواردی نظری ابتلا فرد به بیماری و یا استفاده از دارو به دلایل مختلف که باعث تغییر شمارش سلول‌ها می‌گردد توجه داشت. با توجه به تغییرات روزانه طبیعی مقادیر خون در یک فرد، وجود اختلافات واضح بیش از مقادیر ذکر شده در جدول ۱-۱۵ نشان دهنده خطأ می‌باشد.

جدول ۱-۱۵: مقادیر خطأ در آموزه دلتا چک براساس شاخص‌های مختلف

شاخص	دامنه اختلاف غیرقابل قبول	
Hb	۲	gr/dl
HCT	۵	%
MCV	>۶	fL
MCH	>۵	pg
WBC	طبیعی به غیرطبیعی	
Platelets	کاهش یا افزایش بیش از ۵٪	

• میانگین متحرک

به دلیل ثابت بودن مقادیر میانگین شاخص‌های گلبولی MCHC، MCH و MCV در فواصل روزها و هفت‌ها، می‌توان از این شاخص‌ها به منظور ارزیابی کیفیت عملکرد دستگاه شمارنده در آزمایشگاه‌هایی که حداقل روزی ۱۰۰ نمونه CBC پذیرش می‌کنند، استفاده نمود. بررسی‌ها نشان می‌دهند، در صورتی که نمونه‌های CBC مورد آزمایش در روزهای مختلف از نظر میزان اندکس‌های خونی تفاوت مشخصی با یکدیگر نداشته باشند که به تاثیر بارز بر میانگین‌ها منجر شود، مانند پذیرش نمونه‌های افراد مبتلا به فقر آهن یا تالاسمی در یک روز خاص در هفته که باعث کاهش شاخص‌های گلبولی می‌شوند، هرگونه تغییر مشخص در میانگین اندکس‌ها نشان دهنده تغییر در کالیبراسیون یا اختلال عملکرد دستگاه است. برای استفاده از این روش، ابتدا باید میانگین و SD اندکس‌های MCHC، MCH و MCV حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ نمونه را محاسبه و سپس نمودار کنترل کیفی را رسم نمود. در صورت مراجعته بیمارانی که اندکس‌های خونی طبیعی ندارند، مانند مبتلایان به بیماری‌های ذکر شده، نتایج اندکس‌های گلبولی آن‌ها باید در محاسبه میانگین لحاظ

جدول ۱-۱۶- نتایج شمارش گلبول‌های سفید برای محاسبه عدم دقت در مثال ۱-۶

WBC count	(x- \bar{x})	(x- \bar{x}) ²
۷/۶	-۰/۰۳	.۰/۰۰۰۹
۷/۵	-۰/۱۳	.۰/۰۱۷
۷/۸	.۰/۱۷	.۰/۰۲۹
۷/۶	-۰/۰۳	.۰/۰۰۹
۷/۵	-۰/۱۳	.۰/۰۱۷
۷/۹	.۰/۲۷	.۰/۰۷۳
۷/۵	-۰/۱۳	.۰/۰۱۷
۷/۶	-۰/۰۳	.۰/۰۰۹
۷/۵	-۰/۱۳	.۰/۰۱۷
۷/۸	.۰/۱۷	.۰/۰۲۹
$\sum x = ۷۶/۳$		$\sum (x - \bar{x})^2 = .۰/۲۰۱$
$\bar{x} = ۷/۶۳$		

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$SD = \sqrt{.۰/۲۰۱ / ۹} = .۰/۱۴۸$$

$$CV\% = \frac{SD \times 100}{\bar{x}}$$

$$CV = (.۰/۱۴۸ / ۷/۶۳) \times 100 = .۱/۹$$

شود. پس از رسم نمودار، نمونه‌های بیماران را روزانه به گروه‌های بیست تایی (ده تایی و یا پنج تایی) تقسیم کرده و پس از محاسبه میانگین شاخص‌های گلبولی این گروه و ثبت این میانگین روی نمودار، هرگونه انحراف از مقادیر مجاز ($2SD$) را می‌توان نمایانگر عملکرد نامناسب دستگاه دانست. برای اطمینان از درست بودن این روش، انتخاب گروه‌های بیست تایی (ده تایی یا...) نمونه‌ها، باید به صورت تصادفی باشد و در هر دسته نیز بیش از ۷ نمونه دارای شرایط بالینی یکسان نباشند. این روش کنترل کیفی به صورت برنامه‌های نرم‌افزاری روی بعضی دستگاه‌ها نصب شده است. پیشنهاد می‌شود هر مرکز، مقادیر جمع‌آوری شده طبیعی در بازه زمانی دلخواه را به صورت تجمعی، جایگزین میانگین و SD اولیه نماید تا محاسبات دقیق‌تری به دست آید.

• کنترل دقت

بررسی دقت دستگاه به دو صورت قابل انجام می‌باشد. در صورت استفاده از خون کنترل، می‌توان با استفاده از نتایج حاصله از نمونه کنترل که طی روزهای متوالی با دستگاه آزمایش شده، CV (ضریب تغییرات) هر پارامتر را محاسبه نمود. در صورت عدم دسترسی به خون کنترل، باید از نمونه‌های روزانه برای این امر استفاده نمود، بدین ترتیب که هر ماه دو یا بیشتر نمونه را حداقل ده بار به صورت متوالی با سل کانتر آزمایش نموده و از نتایج بدست آمده CV هر پارامتر را محاسبه نمود. توصیه می‌شود بررسی و کنترل دقت دستگاه خصوصاً هنگام نصب و راهاندازی، با استفاده از نمونه‌هایی با دامنه‌های طبیعی و غیرطبیعی صورت گیرد. برای تهیه نمونه غیر طبیعی پایین، می‌توان پلاسمای نمونه طبیعی را جدا نموده و با اضافه نمودن آن به حجمی از همان نمونه، نسبت به رقیق نمودن آن اقدام نمود. نمونه خون با دامنه غیر طبیعی بالا را نیز می‌توان با نگهداری ظرف نمونه به مدت ۲ ساعت با زاویه 45° و برداشتن نیمی از پلاسمای رویی پس از این مدت و مخلوط نمودن کامل خون تهیه نمود. در صورت عدم مطابقت CV هر پارامتر با ادعای دستگاه که در کاتالوگ مربوطه آمده است تماس با شرکت پشتیبان ضروری می‌باشد.

مثال ۱-۶: اگر نتایج شمارش گلبول‌های سفید یک نمونه توسط دستگاه سل کانتری به قرار زیر باشد، میزان عدم دقت دستگاه برای شمارش مورد فوق به روش زیر محاسبه می‌گردد:

• تعیین محدوده خطی بودن دستگاه
از آنجا که در شمارش نمونه‌هایی که تعداد سلول‌های خونی آن‌ها بسیار بالاست، پدیده خطای همزمانی (Concidence Error) که شامل عبور چند سلول با یکدیگر از دریچه است، افزایش می‌یابد و نتایج کمتر نشان داده می‌شود و همچنین در نمونه‌های بسیار رقیق نسبت سیگنال‌های زمینه به سیگنال‌های واقعی زیاد شده و نتیجه بیش از مقدار واقعی اندازه‌گیری می‌شوند، بنابراین باید محدوده خطی بودن دستگاه را در نظر بگیریم. برای تعیین این محدوده از سه روش زیر استفاده می‌شود.
لازم به ذکر است این آزمون باید پس از هر بار تعمیرات اساسی دستگاه و پس از هر بار سرویس انجام شود.

- ۱- خون کنترل را در رقت‌های مختلف تهیه کرده و نتایج آن را با نتایج مورد انتظار بررسی کنید. البته این روش فقط برای بررسی خطی بودن در صورت رقیق شدن نمونه مناسب است.
- ۲- مقداری خون با حجم کافی را ساتریفیوژ کرده، بخشی از پلاسمای آن را خارج کنید سپس با محلول ایزوتونیک یا با پلاسمای خود فرد رقت‌های مختلفی از خون را تهیه کنید جهت بررسی صحت، رقیق‌سازی غلظت هموگلوبین هر نمونه باید با روش سیان مت هموگلوبین انجام شده و با مقدار مورد انتظار مقایسه گردد. با توجه به تشابه ماتریکس، استفاده از پلاسمای فرد نسبت به

جدول ۱-۱۶- نتایج شمارش گلبول های سفید برای محاسبه عدم دقت در مثال ۱-۶

WBC count	(x - \bar{x})	$(x - \bar{x})^2$
۷/۶	-۰/۰۳	۰/۰۰۰۹
۷/۵	-۰/۱۳	۰/۰۱۷
۷/۸	۰/۱۷	۰/۰۲۹
۷/۶	-۰/۰۳	۰/۰۰۰۹
۷/۵	-۰/۱۳	۰/۰۱۷
۷/۹	۰/۲۷	۰/۰۷۳
۷/۵	-۰/۱۳	۰/۰۱۷
۷/۶	-۰/۰۳	۰/۰۰۰۹
۷/۵	-۰/۱۳	۰/۰۱۷
۷/۸	۰/۱۷	۰/۰۲۹
$\sum x = ۷۶/۳$		$\sum (x - \bar{x})^2 = ۰/۲۰۱$
$\bar{x} = ۷/۶۳$		

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$SD = \sqrt{۰/۰۲۰۱ / ۹} = ۰/۱۴۸$$

$$CV\% = \frac{SD \times 100}{\bar{x}}$$

$$CV = (۰/۱۴۸ / ۷/۶۳) \times 100 = ۱/۱۹$$

شود. پس از رسم نمودار، نمونه های بیماران را روزانه به گروه های بیست تایی (ده تایی و یا پنج تایی) تقسیم کرده و پس از محاسبه میانگین شاخص های گلبولی این گروه و ثبت این میانگین روی نمودار، هر گونه انحراف از مقادیر مجاز ($2SD$) را می توان نمایانگر عملکرد نامناسب دستگاه دانست. برای اطمینان از درست بودن این روش، انتخاب گروه های بیست تایی (ده تایی یا...) نمونه ها، باید به صورت تصادفی باشد و در هر دسته نیز بیش از ۷ نمونه دارای شرایط بالینی یکسان نباشند. این روش کنترل کیفی به صورت برنامه های نرم افزاری روی بعضی دستگاه ها نصب شده است. پیشنهاد می شود هر مرکز، مقادیر جمع آوری شده طبیعی در بازه زمانی دلخواه را به صورت تجمعی، جایگزین میانگین و SD اولیه نماید تا محاسبات دقیق تری به دست آید.

• کنترل دقت

بررسی دقت دستگاه به دو صورت قابل انجام می باشد. در صورت استفاده از خون کنترل، می توان با استفاده از نتایج حاصله از نمونه کنترل که طی روزهای متوالی با دستگاه آزمایش شده، CV (ضریب تغییرات) هر پارامتر را محاسبه نمود. در صورت عدم دسترسی به خون کنترل، باید از نمونه های روزانه برای این امر استفاده نمود، بدین ترتیب که هر ماه دو یا بیشتر نمونه را حداقل ده بار به صورت متوالی با سل کانتر آزمایش نموده و از نتایج بدست آمده CV هر پارامتر را محاسبه نمود. توصیه می شود بررسی و کنترل دقت دستگاه خصوصا هنگام نصب و راه اندازی، با استفاده از نمونه هایی با دامنه های طبیعی و غیر طبیعی صورت گیرد. برای تهیه نمونه غیر طبیعی پایین، می توان پلاسمای نمونه طبیعی را جدا نموده و با اضافه نمودن آن به حجمی از همان نمونه، نسبت به رقیق نمودن آن اقدام نمود. نمونه خون با دامنه غیر طبیعی بالا را نیز می توان با نگهداری ظرف نمونه به مدت ۲ ساعت با زاویه 45° و برداشتن نیمی از پلاسمای روبی پس از این مدت و مخلوط نمودن کامل خون تهیه نمود. در صورت عدم مطابقت CV هر پارامتر با ادعای دستگاه که در کاتالوگ مربوطه آمده است تماس با شرکت پشتیبان ضروری می باشد.

مثال ۱-۶: اگر نتایج شمارش گلبول های سفید یک نمونه توسط دستگاه سل کانتری به قرار زیر باشد، میزان عدم دقت دستگاه برای شمارش مورد فوق به روش زیر محاسبه می گردد:

• تعیین محدوده خطی بودن دستگاه

از آنجا که در شمارش نمونه هایی که تعداد سلول های خونی آن ها بسیار بالاست، پدیده خطای همزمانی (Concidence Error) که شامل عبور چند سلول با یکدیگر از دریچه است، افزایش می یابد و نتایج کمتر نشان داده می شود و همچنین در نمونه های بسیار رقیق نسبت سیگنال های زمینه به سیگنال های واقعی زیاد شده و نتیجه بیش از مقدار واقعی اندازه گیری می شوند، بنابراین باید محدوده خطی بودن دستگاه را در نظر بگیریم. برای تعیین این محدوده از سه روش زیر استفاده می شود.

لازم به ذکر است این آزمون باید پس از هر بار تعمیرات اساسی دستگاه و پس از هر بار سرویس انجام شود.

۱- خون کنترل را در رقت های مختلف تهیه کرده و نتایج آن را با نتایج مورد انتظار بررسی کنید.

البته این روش فقط برای بررسی خطی بودن در صورت رقیق شدن نمونه مناسب است.

۲- مقداری خون با حجم کافی را سانتریفیوژ کرده، بخشی از پلاسمای آن را خارج کنید سپس با محلول ایزوتونیک یا با پلاسمای خود فرد رقت های مختلفی از خون را تهیه کنید جهت بررسی صحت، رقیق سازی غلظت همو گلوبین هر نمونه باید با روش سیان مت همو گلوبین انجام شده و با مقدار مورد انتظار مقایسه گردد. با توجه به تشابه ماتریکس، استفاده از پلاسمای فرد نسبت به

حجم‌های ذکر شده پیشنهادی است و هر مرکز می‌تواند با توجه به امکانات از حجم‌های کمتر یا بیشتر استفاده نماید. اما اصل اساسی این است که حجم‌های برداشتی به صورت مساوی بوده و مراحل کار به صورت کامل اجرا شود، به طوری که اختلاف مقادیر مورد انتظار در لوله‌های متواالی با هم برابر باشد. در این حالت شاخص‌های لوله میانی (لوله شماره ۳) را به عنوان مبدأ قرار داده و میانگین اختلاف آن‌ها با لوله شماره ۵ و ۴ را بر دو تقسیم کرده و این عدد اختلاف مقادیر مورد انتظار با یکدیگر در لوله‌های متواالی است که باید از لوله میانی به ترتیب در سمت راست به هر یک از لوله‌ها اضافه و در سمت چپ از هر یک لوله‌ها کم نمایید.

مثال ۱-۷: اگر مقادیر هموگلوبین در آزمون خطی بودن لوله‌های شماره ۳ و ۵ و ۴ به ترتیب 12 gr/dl , 16 gr/dl و 8 gr/dl پس از اندازه‌گیری با دستگاه باشد، شاخص هموگلوبین و مقادیر مورد انتظار در تمامی لوله‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شود:

مقدار مبدأ برابر با مقدار اندازه‌گیری شده در لوله شماره ۳ و به عبارتی برابر با 12 gr/dl است. همچنین تفاوت هموگلوبین لوله‌های ۴ و ۵ با لوله شماره ۳ به ترتیب $\frac{3}{9}$ و $\frac{4}{1}$ گرم در می‌لیتر است که میانگین آن dl 4 gr/dl خواهد بود و نصف آن 2 gr/dl می‌شود. این مقدار، تفاوت میزان هموگلوبین در لوله‌های متواالی است که اگر از لوله میانی یعنی لوله شماره ۳ به بالا به ترتیب اضافه کنید اعداد $12, 14, 16, 18, 20$ و اگر در لوله‌های سمت چپ کم کنید به ترتیب اعداد $8, 10$ و 6 به دست می‌آید، این اعداد مقادیر مورد انتظار هریک از لوله‌ها می‌باشند. حال در صورت دسترس بودن نرم افزار مذکور صرفاً مقادیر اندازه‌گیری شده را وارد نموده و محدوده خطی دستگاه را تعیین نمایید. در صورت عدم دسترسی به این نرم افزار مقادیر مورد انتظار و اندازه‌گیری شده را با یکی از روش‌های ذکر شده که در بخش محدوده خطی بودن دستورالعمل فنی اتوآنالایزر بیان شده است، محاسبه و در نهایت این محدوده را تعیین نمایید.

• Carry Over

معمولًا در بسیاری از دستگاه‌ها معمولاً وقتی یک نمونه با غلظت بالا و به دنبال آن نمونه دیگری با غلظت پایین مورد سنجش قرار می‌گیرد، مقداری انتقال ناخواسته از نمونه با غلظت بالا به غلظت پایین وجود دارد که به آن Carry Over گفته می‌شود. این انتقال بسته به نوع دستگاه و آنالیت انواع مختلفی دارد که در قسمت اتوآنالایزر به طور کامل بحث گردیده است. اما انتقال ناخواسته از نوع نمونه به نمونه در دستگاه‌های شمارنده سلول‌های خونی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود آزمایشگاه‌ها میزان اثر Carry Over را در ابتدای راهنمای دستگاه مقایسه کنند. بدیهی است میزان اثر محاسبه و با مقدار درج شده در کتابچه راهنمای دستگاه مقایسه کنند. روشن Carry Over به دست آمده بایستی از مقدار اثر Carry Over مندرج در کتابچه کمتر باشد. روشن محاسبه این آزمون در مبحث آزمون Carry Over اتوآنالایزر به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

۹۶ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

محلول ایزوتوونیک خطای رقیق سازی را کاهش خواهد داد، لذا پیشنهاد می‌شود در این مورد حتی المقدور از پلاسما استفاده گردد.

سپس تمامی رقت‌های تهیه شده را به دستگاه داده و با مقادیر مورد انتظار مقایسه و محدوده خطی بودن را تعیین نمایید.


در این روش نمونه مبدأ، نمونه میانی می‌باشد. نحوه محاسبه مقادیر مورد انتظار و تفسیر آن، در بخش محدوده خطی بودن دستگاه خودکار شیمی (اتوآنالایزر) به صورت کامل بیان گردیده است. یکی از اشکالات عمده در این روش، اشکال در تهیه رقت دوم و سوم به دلیل عدم برداشت مناسب و درست از نمونه غلیظ (RBC و بافی کوت) بهدلیل غلیظ بودن آنهاست. به همین دلیل روش سوم به عنوان روش کاربردی پیشنهاد شده است.

۳- روش سوم مشابه روشی است که در برنامه نرم افزاری Multiqc درمبخت خطی بودن اتوآنالایزر ارایه شده است و اگرچه در منابع معتبر خون‌شناسی، مستندی در این خصوص بیان نشده اما خوشبختانه گروهی از نویسندهای این مجموعه با آزمایش عملی در مراکز مختلف از درستی این روش اطمینان یافته‌اند. برای سادگی بیشتر و کاربردی بودن، مقادیر زیر به صورت پیشنهادی ارایه می‌شود.

در ابتدا مقدار 30 میلی‌لیتر خون از فرد طبیعی تهیه می‌شود. خون را سانتریفیوژ کرده و به آرامی 9 میلی‌لیتر از پلاسما و به همین میزان محلول تهیشی شده RBC و بافی کوت را به ترتیب در دو لوله 1 و 2 بریزید.

سپس از هر یک از لوله‌های 1 و 2 ، مقدار 4 میلی‌لیتر (حجم مساوی) در لوله شماره 3 ریخته کمالاً مخلوط نمایید. به ترتیب 2 میلی‌لیتر از لوله شماره 3 و لوله شماره 1 (حجم مساوی) در لوله شماره 4 و به همین مقدار از لوله شماره 2 و 3 در لوله شماره 5 ریخته و مجدداً به طور کامل مخلوط نمایید. سپس 1 میلی‌لیتر از لوله شماره 1 و 4 در لوله شماره 6 و همین حجم (1 میلی‌لیتر) از لوله‌های شماره 3 و 4 در لوله شماره 7 و همین مقدار از لوله‌های شماره 5 و 3 در لوله شماره 8 و از لوله‌های شماره 2 و 5 در لوله شماره 9 ریخته و به خوبی مخلوط نمایید.

خلاصه مراحل فوق در شکل ۱-۶ بیان شده است.



شکل ۶-۱: مراحل تهیه نمونه‌های رقیق شده جهت بررسی آزمون خطی بودن

گروهی از این خطاهای ناشی از نحوه طراحی دستگاهها برای شمارش سلول‌ها است، به‌طور مثال عبور همزمان دو سلول از بین دو الکترود که به ایجاد یک پالس و در نتیجه، شمارش یک سلول به جای دو سلول منجر می‌شود یا مواردی که سلول‌ها پس از عبور از بین دو الکترود و شمارش اولیه، مجدداً وارد سیکل شمارش شده و دوباره شمارش می‌شوند. در شرایطی نیز که بنا به دلایل مختلف نتایج نیست. برای ارزیابی صحت عملکرد تجهیزات و روش‌های آزمایش، باید از روش‌های دیگری نظیر استفاده از استاندارد، کالیبراتور و یا شرکت در برنامه‌های کنترل خارجی کیفیت استفاده کرد.

با توجه به عدم دسترسی به کالیبراتور و استانداردهای مناسب در کشور، در حال حاضر شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت، مهم‌ترین روش بررسی صحت می‌باشد. هدف برنامه ارزیابی خارجی کیفیت، ایجاد هماهنگی بین نتایج آزمایشگاه‌ها است. در این برنامه، نمونه‌های مجھول از مرکز اجرای برنامه به آزمایشگاه‌های شرکت کننده فرستاده می‌شود. آزمایشگاه‌ها پس از انجام آزمایش‌های لازم روی نمونه‌ها، نتایج را جهت پردازش به مرکز اجرای برنامه ارسال می‌نمایند. پس از حذف نتایج خارج از محدود $\pm 2SD$ تا $\pm 3SD$ میانگین، در مرکز ذکر شده نتایج مورد پردازش آماری قرار می‌گیرد به نحوی که نتایج هر آزمایشگاه با میانگین نتایج کل آزمایشگاه‌ها مقایسه و به صورت (DI) گزارش می‌شود:

$$DI = \frac{x - \bar{x}}{SD}$$

\bar{x} : میانگین گروه
 x : نتیجه هر آزمایشگاه
 SD : انحراف معیار مجاز هر پارامتر
 نحوه تفسیر:
 ۱ < DI = نتیجه مناسب
 ۲ < DI = قابل قبول اما بینابینی
 ۳ < DI = نیاز به بررسی روش آزمایش و یا کالیبراسیون
 ۳ > DI = نیاز به اقدام فوری

وجود عالیم جبری مثبت و منفی در کنار مقدار کمی DI، نشان‌دهنده پایین بودن یا بالا بودن نتایج آزمایشگاه نسبت به میانگین آزمایشگاه‌ها می‌باشد.

نکته: هر آزمایشگاه علاوه بر تهیه دستورالعمل کنترل کیفیت داخلی و چگونگی تفسیر و استفاده از نتایج آن، باید دستورالعملی نیز برای انجام آزمایش‌های ارزیابی خارجی کیفیت و برخورد با نتایج آن تدوین نماید.

۰۰ افزایش شمارش گلوبول‌های سفید بیش از $10^9 \times 30$ معمولاً به‌دلیل ایجاد کدورت باعث افزایش می‌شود:

۰۰ آگلوتینین‌های سرد با تیترهای بالا، به‌طور کاذب باعث کاهش شمارش گلوبول‌های قرمز و کاذب، ولی جزیی در هموگلوبین و همچنین، افزایش کاذب هماتوکریت و MCV می‌شود.

۰۰ افزایش غلظت گلوكز (بیش از 400 mg/dl) و افزایش اسмолالیتۀ خون ناشی از سایر علل ممکن است سبب افزایش کاذب MCV و هماتوکریت و کاهش MCHC شود. برای رفع این خطأ خون باید پیش از انجام آزمایش ده دقیقه با ایزوتوون انکوبه شود.

۰۰ آگلوتینین‌های سرد با تیترهای بالا، به‌طور کاذب باعث کاهش شمارش گلوبول‌های قرمز و افزایش MCV و MCHC می‌شوند که با گرم کردن خون یا استفاده از محلول رقیق‌کننده این مشکل حل می‌شود.

۰۰ در بعضی از انواع لوسمی‌ها که گلوبول‌های سفید شکننده هستند، شمارش آن‌ها به‌طور کاذب کاهش نشان می‌دهد که در این موارد، شمارش با هماسیتومتر کمک‌کننده است.

۰۰ سطوح بسیار بالای چربی باعث کدرشدن پلاسمای و در نتیجه افزایش کاذب مقدار هموگلوبین، MCHC و MCH می‌شود. برای حل این مشکل، اندازه‌گیری هموگلوبین باید به روش دستی و با افزودن حجم مناسبی از پلاسمای بیمار به بلانک و صفرکردن دستگاه اسپکتروفتومتر با آن انجام شود.

در ادامه به موارد بیشتری از خطاهای اشاره می‌شود که ممکن است به نادرست بودن نتایج دستگاه‌های شمارنده سلولی خودکار منجر شوند. کاربر دستگاه علاوه بر آشنایی با موارد مندرج در جدول‌های ۱-۲۲ تا ۱-۲۲ باید از نحوه رفع این خطاهای نیز آگاه باشد.

جدول ۱-۱۷: برخی از دلایل افزایش کاذب هموگلوبین

علت خطا	نوع خطا
۱- تعداد زیاد گلوبول‌های سفید	افزایش کاذب
۲- افزایش چربی خون اندوزن یا به دلیل تنعیله از راه ورید	هموگلوبین
۳- کرایوگلوبولینمی	
۴- پاراپروتئین یا هیپرگاماگلوبولینمی	

خطاهای دستگاه‌های شمارش گر خودکار سلول‌های خونی

اگرچه استفاده از دستگاه‌های شمارنده سلولی در آزمایشگاه‌ها در مقایسه با روش‌های دستی، تکرارپذیری یا دقت نتایج حاصل را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است، ولی صحت نتایج حاصل ممکن است به دلایل گوناگون همواره قابل اطمینان نباشد. بنابراین، کاربر دستگاه علاوه بر آشنایی با نحوه کار، نگهداری، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه، باید از تمام علیّ که منجر به خطأ در شمارش یا اندازه‌گیری پارامترهای خونی توسط دستگاه شمارنده می‌شود، نیز آگاه باشد.

• بروزی صحت

روش‌های ذکر شده جزبی از برنامه‌های کنترل داخلی کیفیت هستند و به منظور بررسی تکرارپذیری مناسب آزمایش‌ها انجام می‌شوند، ولی تکرارپذیری مناسب همواره نشان دهنده صحت نتایج نیست. برای ارزیابی صحت عملکرد تجهیزات و روش‌های آزمایش، باید از روش‌های دیگری نظری استفاده از استاندارد، کالیبراتور و یا شرکت در برنامه‌های کنترل خارجی کیفیت استفاده کرد. با توجه به عدم دسترسی به کالیبراتور و استانداردهای مناسب در کشور، در حال حاضر شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت، مهم‌ترین روش بررسی صحت می‌باشد. هدف برنامه ارزیابی خارجی کیفیت، ایجاد هماهنگی بین نتایج آزمایشگاه‌ها است. در این برنامه، نمونه‌های مجھول از مرکز اجرای برنامه به آزمایشگاه‌های شرکت کننده فرستاده می‌شود. آزمایشگاه‌ها پس از انجام آزمایش‌های لازم روی نمونه‌ها، نتایج را جهت پردازش به مرکز اجرای برنامه ارسال می‌نمایند. پس از حذف نتایج خارج از محدود $SD \pm 3$ تا $SD \pm 3$ میانگین، در مرکز ذکر شده نتایج مورد پردازش آماری قرار می‌گیرد به نحوی که نتایج هر آزمایشگاه با میانگین نتایج کل آزمایشگاه‌ها مقایسه و به صورت (DI) Deviation Index گزارش می‌شود:

$$DI = \frac{x - \bar{x}}{SD}$$

\bar{x} : میانگین گروه

X : نتیجه هر آزمایشگاه

SD : انحراف معیار مجاز هر پارامتر

نحوه تفسیر:

۱ $DI < 1$ = نتیجه مناسب

۲ $1 < DI < 2$ = قابل قبول اما بینابینی

۳ $2 < DI < 3$ = نیاز به بررسی روش آزمایش و یا کالیبراسیون

۴ $DI > 3$ = نیاز به اقدام فوری

وجود علایم جبری مثبت و منفی در کنار مقدار کمی DI، نشان‌دهنده پایین بودن یا بالا بودن نتایج آزمایشگاه نسبت به میانگین آزمایشگاه‌ها می‌باشد.

نکته: هر آزمایشگاه علاوه بر تهیه دستورالعمل کنترل کیفیت داخلی و چگونگی تفسیر و استفاده از نتایج آن، باید دستورالعملی نیز برای انجام آزمایش‌های ارزیابی خارجی کیفیت و برخورد با نتایج آن تدوین نماید.

خطاهای دستگاه‌های شمارش‌گر خودکار سلول‌های خونی

اگرچه استفاده از دستگاه‌های شمارنده سلولی در آزمایشگاه‌ها در مقایسه با روش‌های دستی، تکرارپذیری یا دقت نتایج حاصل را به میزان قابل توجهی بهبود بخشیده است، ولی صحت نتایج حاصل ممکن است به دلایل گوناگون همواره قابل اطمینان نباشد. بنابراین، کاربر دستگاه علاوه بر آشنایی با نحوه کار، نگهداری، کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه، باید از تمام علی که منجر به خطأ در شمارش یا اندازه‌گیری پارامترهای خونی توسط دستگاه شمارنده می‌شود، نیز آگاه باشد.

جدول ۱-۱۷: برخی از دلایل افزایش کاذب هموگلوبین

علت خطأ	نوع خطأ
۱- تعداد زیاد گلوبول‌های سفید	افزایش کاذب
۲- افزایش چربی خون اندوثرن یا به دلیل تغذیه از راه ورید	هموگلوبین
۳- کرایوگلوبولینمی	
۴- پاراپروتئین یا هیپرگاماگلوبولینمی	

جدول ۱-۱۹: برخی از دلایل ایجاد خطا در تعیین مقادیر MCH و MCHC

نوع خطا	علت خطا
افزایش کاذب MCH	۱- افزایش کاذب هموگلوبین ۲- کاهش کاذب تعداد گلوبول‌های قرمز ۳- همولیز داخل عروقی با هموگلوبین آزاد در پلاسمای انسان
افزایش کاذب MCHC یا مشخص نشدن کاهش واقعی MCHC	۱- افزایش کاذب هموگلوبین ۲- همولیز داخل عروقی با هموگلوبین آزاد در پلاسمای انسان یا گلوبول‌های قرمز خارج بدن ۳- کاهش کاذب هماتوکریت، MCV یا گلوبول‌های قرمز ۴- شرایط هیپراسمولار
کاهش کاذب MCHC	۱- افزایش کاذب MCV (غیر از مواردی که علت آن آگلوتینین‌های سرد باشد) ۲- افزایش کاذب تعداد گلوبول‌های قرمز به دلیل وجود تعداد زیاد پلاکت‌های ژانت ۳- شرایط هیپراسمولار

جدول ۱-۲۰: برخی از دلایل ایجاد خطا در شمارش گلوبول‌های قرمز، میزان هماتوکریت و MCV

نوع خطا	علت خطا
افزایش کاذب تعداد گلوبول‌های قرمز	۱- وجود پلاکت‌های درشت به تعداد زیاد ۲- افزایش چربی خون (ناپایدار) ۳- کراپوگلوبولینمی ۴- کراپوفیبرینوژنمی
کاهش کاذب تعداد گلوبول‌های قرمز	۱- پان‌آگلوتیناسیون ناشی از ایجاد آگلوتینین‌های سرد وابسته به EDTA ۲- لیز گلوبول‌های قرمز خارج از بدن به دنبال نگهداری نامناسب نمونه با وجود گلوبول‌های قرمز غیرطبیعی ۳- میکروسیتوز بسیار شدید یا تکه تکه شدن گلوبول‌های قرمز در بعضی بیماری‌ها
افزایش کاذب MCV	۱- نگهداری خون در دمای اتاق ۲- آگلوتینین‌های سرد و آگلوتیناسیون گلوبول‌های قرمز وابسته به EDTA ۳- تعداد زیاد گلوبول‌های سفید ۴- شرایط هیپراسمولار ۵- K2EDTA اضافی
کاهش کاذب MCV	۱- گلوبول‌های قرمز هیپوکرومیک ۲- افزایش دمای اتاق ۳- شرایط هیپراسمولار ۴- مخلوط کردن مکرر نمونه که باعث افزایش اکسیژن‌اسیوون گلوبول‌های قرمز می‌شود
افزایش کاذب هماتوکریت	۱- افزایش کاذب MCV (غیر از موقعی که به دنبال آگلوتینین‌های سرد رخ می‌دهد) ۲- کاهش کاذب تعداد گلوبول‌های قرمز
کاهش کاذب هماتوکریت	۱- کاهش کاذب میزان MCV ۲- کاهش کاذب گلوبول‌های قرمز به دلیل میکروسیتوز بسیار شدید یا لیز گلوبول‌های قرمز خارج بدن ۳- آگلوتینین‌های سرد ۴- مخلوط کردن مکرر نمونه که باعث افزایش اکسیژن‌اسیوون گلوبول‌های قرمز می‌شود

جدول ۱-۱۸: برخی از دلایل خطا در شمارش‌های سلولی دستگاه‌های خودکار شمارنده سلولی

نوع خطا	علت خطا
خطا در جمع‌آوری یا ذخیره نمونه	۱- نمونه‌گیری از بیمار دیگر ۲- نمونه خون با برگه درخواست بیمار دیگر ۳- رقیق بودن نمونه
استفاده از EDTA بسیار غلیظ	۴- استفاده از EDTA بسیار غلیظ
غلیظ بودن نمونه به علت استفاده طولانی مدت از تورنیکه	۵- غلیظ بودن نمونه به علت استفاده طولانی مدت از تورنیکه
لخته شدن قسمتی از نمونه	۶- لخته شدن قسمتی از نمونه
همولیز نمونه	۷- همولیز نمونه
بیش از حد گرم یا منجمد کردن نمونه	۸- بیش از حد گرم یا منجمد کردن نمونه
نمونه خون کهنه	۹- نمونه خون کهنه
نمونه آلوده به چربی زیر جلد	۱۰- نمونه آلوده به چربی زیر جلد
خطا در مکش نمونه توسط دستگاه	۱- خطای در شستشو و آماده‌سازی دستگاه ۲- مخلوط شدن ناکافی نمونه
دستگاه	۳- انسداد مسیر پروب دستگاه (به طور مثال، توسط لخته که از نمونه قبلی به جای مانده است)
خطا در کالیبراسیون	۴- تداخل نمونه بسیار غیرطبیعی قبلی با نمونه فعلی (این مورد در دستگاه-های جدید به حداقل رسیده است)
پارامترها برای کالیبراسیون	۱- استفاده از مواد کنترل به عنوان کالیبراتور یا خطا در تعیین مقادیر
عملکرد دستگاه	نگهداری نامناسب درستگاه استفاده از منبع برق نامناسب عدم استفاده از سیم ارت مناسب خراب شدن معرفها به دلایل مختلف
عدم صحبت اندازه‌گیری	۱- تعیین میزان MCV کمتر از مقدار واقعی در صورت وجود گلوبول‌های قرمز هیپوکروم در دستگاه‌های امپدانس
دستگاه‌ها به دلیل ماهیت ناتوانایی شناسایی سلول‌ها در صورت کمبود آنزیم پراکسیداز	برخی روش‌های اندازه‌گیری که برای دستگاه طراحی شده
عدم صحبت عملکرد دستگاه	۱- خطا در تعیین میزان هموگلوبین و اندکس‌های گلوبولی به دلیل وجود آگلوتینین‌های سرد با افزایش چربی خون
با وجود ویژگی‌های نوترودپنی کاذب در صورت کمبود آنزیم پراکسیداز	۲- نوترودپنی کاذب در صورت کمبود آنزیم پراکسیداز خاص در نمونه

۱۰۲ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

جدول ۲۱-۱: برخی از دلایل ایجاد خطا در شمارش پلاکت

نوع خطا	علت خطا
پایین بودن کاذب شمارش پلاکت ها	۱- لخته شدن نسبی نمونه ۲- فعال شدن پلاکت ها در حین خون گیری و تجمع آن ها ۳- تجمع پلاکتی ایجاد شده توسط EDTA Platelet Satellitism
بالابودن کاذب شمارش پلاکت ها	۴- پلاکت های ژانت که اندازه آن ها از آستانه تعیین شده برای پلاکت ها بیشتر باشد
۵- گلبول های قرمز میکروسیت یا تکه تکه شده ۶- گلبول های سفید خرد شده ۷- بیماری هموگلوبین H ۸- کرایو گلبولین ۹- هیپرتری گلیسیریدمی یا هیپر لیپیدمی ۱۰- وجود میکروار گانیسم ها در نمونه خون ۱۱- گرم کردن ناخواسته خون	۱- لیز سلول ها به دلیل ماندن خون بیش از ۳ روز ۲- نگهداری نمونه در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت ۳- تجمع گلبول های سفید یا گلبول های سفید و پلاکت ها به دنبال وجود آنتی بادی یا تغییر در غشاء سلولی یا وجود سلول های نئوپلاستیک با ویژگی های غیر طبیعی (نظیر تجمع نوتروفیلی با واسطه آنتی بادی، تجمع سلول های لنفو می و یا سلول های نئوپلاستیک پلاسماسالی) ۴- آگلوتینین های سرد قوی

جدول ۲۲-۱: برخی از دلایل افزایش و کاهش کاذب تعداد گلبول های سفید

نوع خطا	علت خطا
افزایش کاذب تعداد گلبول های سفید	۱- وجود گلبول قرمز هسته دار ۲- پلاکت های ژانت به تعداد زیاد ۳- لیز نشدن گلبول های قرمز ۴- اورمی ۵- نمونه از جنین یا نوزاد
هموگلوبین های غیر طبیعی (مثل AA,SS,AC,AE,AD,AO-Arab) یا سیستم تامین کننده	۶- هموگلوبین های غیر طبیعی (مثل AA,SS,AC,AE,AD,AO-Arab) یا سیستم تامین کننده
بیماری های کبدی آگلوتینین های سرد	۷- بیماری های کبدی ۸- آگلوتینین های سرد
سندرم های میلودیسپلاستیک آنمی مگالوبلاستیک	۹- سندرم های میلودیسپلاستیک ۱۰- آنمی مگالوبلاستیک
بعد از برداشتن طحال تجمع پلاکتی	۱۱- بعد از برداشتن طحال ۱۲- تجمع پلاکتی
کرایو گلبولین می و کرایوفیرینوزنی پاراپروتئینی	۱۳- کرایو گلبولین می و کرایوفیرینوزنی ۱۴- پاراپروتئینی

الزامات و دستور العمل فنی تجهیزات ۱۰۳

ادامه جدول ۲۲-۱: برخی از دلایل افزایش و کاهش کاذب تعداد گلبول های سفید

نوع خطا	علت خطا
۱۵- وجود رشته های فیبرین	
۱۶- افزایش چربی خون	
۱۷- آلوده شدن نمونه به چربی زیر جلدی	
۱۸- وجود انگل مalaria	
۱۹- هموگلوبین های ناپایدار	
۱- لیز سلول ها به دلیل ماندن خون بیش از ۳ روز	کاهش کاذب تعداد گلبول های سفید
۲- نگهداری نمونه در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت	
۳- تجمع گلبول های سفید یا گلبول های سفید و پلاکت ها به دنبال وجود آنتی بادی یا تغییر در غشاء سلولی یا وجود سلول های نئوپلاستیک با ویژگی های غیر طبیعی (نظیر تجمع نوتروفیلی با واسطه آنتی بادی، تجمع سلول های لنفو می و یا سلول های نئوپلاستیک پلاسماسالی)	
۴- آگلوتینین های سرد قوی	

ایمنی

- ۱- دستگاه به طور منظم و پس از استفاده روزانه شست و شو شود.
- ۲- در محیط اطراف دستگاه نبایستی ارتعاشی وجود داشته باشد.
- ۳- دستگاه باید دور از گرد و خاک قرار گیرد.
- ۴- در هنگام کار با دستگاه بایستی از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.
- ۵- به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی لازم است که:

 - ۶- دستگاه به سیستم تثبیت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین کننده برق اضطراری (UPS) که دارای تثبیت کننده ولتاژ داخلی می باشد، متصل گردد.
 - ۷- سیستم برق دستگاه دارای سیم اتصال به زمین مناسب (ارت دار) باشد.

۱۰۲ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

جدول ۱-۲۱: برخی از دلایل ایجاد خطا در شمارش پلاکت

نوع خطا	علت خطا
پایین بودن کاذب	۱- لخته شدن نسبی نمونه
شمارش پلاکت‌ها	۲- فعال شدن پلاکت‌ها در حین خون‌گیری و تجمع آن‌ها
	۳- تجمع پلاکتی ایجاد شده توسط EDTA
	۴- Platelet Satellitism
	۵- پلاکت‌های ژانت که اندازه آن‌ها از آستانه تعیین شده برای پلاکت‌ها بیشتر باشد
بالا بودن کاذب	۱- گلبول‌های قرمز میکروسیت یا تکه تکه شده
شمارش پلاکت‌ها	۲- گلبول‌های سفید خرد شده
	۳- بیماری هموگلوبین H
	۴- کرایوگلوبولین
	۵- هیپرتری گلیسریدمی یا هیپرلیپیدمی
	۶- وجود میکروارگانیسم‌ها در نمونه خون
	۷- گرم کردن ناخواسته خون

جدول ۱-۲۲: برخی از دلایل افزایش و کاهش کاذب تعداد گلبول‌های سفید

نوع خطا	علت خطا
افزایش کاذب تعداد	۱- وجود گلبول قرمز هسته‌دار
گلبول‌های سفید	۲- پلاکت‌های ژانت به تعداد زیاد
	۳- لیز شدن گلبول‌های قرمز
	۴- اورمی
	۵- نمونه از جنین یا نوزاد
	۶- هموگلوبین‌های غیرطبیعی (مثل AA, SS, AC, AE, AD, AO-Arab)
	۷- بیماری‌های کبدی
	۸- آکلوتینین‌های سرد
	۹- سندروم‌های میلودیسپلاستیک
	۱۰- آنمی مکالوبلاستیک
	۱۱- بعد از برداشتن طحال
	۱۲- تجمع پلاکتی
	۱۳- کرایوگلوبولینمی و کرایوفیرینوزنمی
	۱۴- پاراپروتئینمی

الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات ۱۰۳

ادامه جدول ۱-۲۲: برخی از دلایل افزایش و کاهش کاذب تعداد گلبول‌های سفید

نوع خطا	علت خطا
۱۵- وجود رشته‌های فیبرین	۱- لیز سلول‌ها به دلیل ماندن خون بیش از ۳ روز
۱۶- افزایش چربی خون	۲- نگهداری نمونه در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت
۱۷- آلوده شدن نمونه به چربی زیرجلدی	۳- تجمع گلبول‌های سفید یا گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها به دنبال وجود آنتی‌بادی یا تغییر در غشاء سلولی یا وجود سلول‌های نئوپلاستیک با ویژگی‌های غیرطبیعی (نظیر تجمع نوتروفیلی با واسطه آنتی‌بادی، تجمع سلول‌های لنفومی و یا سلول‌های نئوپلاستیک پلاسماسلی)
۱۸- وجود انگل مالاریا	۴- آگلوتینین‌های سرد قوی
۱۹- هموگلوبین‌های ناپایدار	

- ایمنی
- ۰۰ دستگاه به طور منظم و پس از استفاده روزانه شست و شو شود.
 - ۰۰ در محیط اطراف دستگاه نبایستی ارتعاشی وجود داشته باشد.
 - ۰۰ دستگاه باید دور از گرد و خاک قرار گیرد.
 - ۰۰ در هنگام کار با دستگاه بایستی از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.
 - ۰۰ به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی لازم است که دستگاه به سیستم ثابت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین کننده برق اضطراری (UPS) که دارای ثابت کننده ولتاژ داخلی می‌باشد، متصل گردد.
 - ۰۰ سیستم برق دستگاه دارای سیم اتصال به زمین مناسب (ارت‌دار) باشد.

۱۰۲ مدیریت و کنترل کیفی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

جدول ۲۱-۱: برخی از دلایل ایجاد خطا در شمارش پلاکت

نوع خطا	علت خطا
۱- لخته شدن نسبی نمونه	پایین بودن کاذب
۲- فعال شدن پلاکت‌ها در حین خون‌گیری و تجمع آن‌ها	شمارش پلاکت‌ها
۳- تجمع پلاکتی ایجاد شده توسط EDTA	Platelet Satellitism
۴- پلاکت‌های زانت که اندازه آن‌ها از آستانه تعیین شده برای پلاکت‌ها بیشتر باشد	بالابودن کاذب
۵- گلبول‌های قرمز میکروسیت یا تکه تکه شده	شمارش پلاکت‌ها
۶- گلبول‌های سفید خرد شده	H-بیماری هموگلوبین
۷- کرایوگلوبولین	۸- هیپرترازیلیزیدمی یا هیپرلیزیدمی
۸- وجود میکروارگانیسم‌ها در نمونه خون	۹- گرم کردن ناخواسته خون

جدول ۲۲-۱: برخی از دلایل افزایش و کاهش کاذب تعداد گلبول‌های سفید

نوع خطا	علت خطا
۱- وجود گلبول قرمز هسته‌دار	افزایش کاذب تعداد
۲- پلاکت‌های زانت به تعداد زیاد	گلبول‌های سفید
۳- لیز نشدن گلبول‌های قرمز	
۴- اورمی	
۵- نمونه از جنین یا نوزاد	
۶- هموگلوبین‌های غیرطبیعی (مثل AA,SS,AC,AE,AD,AO-Arab)	
۷- بیماری‌های کبدی	
۸- آگلوتینین‌های سرد	
۹- سندروم‌های میلودیسپلاستیک	
۱۰- آنمی مگالوبلاستیک	
۱۱- بعد از برداشتن طحال	
۱۲- تجمع پلاکتی	
۱۳- کرایوگلوبولینمی و کرایوفیبرینوژنی	
۱۴- پاراپروتئینمی	

الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات ۱۰۳

ادامه جدول ۲۲-۱: برخی از دلایل افزایش و کاهش کاذب تعداد گلبول‌های سفید

نوع خطا	علت خطا
۱۵- وجود رشته‌های فیبرین	
۱۶- افزایش چربی خون	
۱۷- آلدود شدن نمونه به چربی زیرجلدی	
۱۸- وجود انگل مالاریا	
۱۹- هموگلوبین‌های ناپایدار	
۱- لیز سلول‌ها به دلیل ماندن خون بیش از ۳ روز	کاهش کاذب تعداد گلبول‌های سفید
۲- نگهداری نمونه در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت	
۳- تجمع گلبول‌های سفید یا گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها به دنبال وجود آنتی‌بادی یا تغییر در غشاء سلولی یا وجود سلول‌های نوپلاستیک با ویژگی‌های غیرطبیعی (نظیر تجمع نوتروفیلی با واسطه آنتی‌بادی، تجمع سلول‌های لنفومی و یا سلول‌های نوپلاستیک پلاسماسالی)	
۴- آگلوتینین‌های سرد قوی	

ایمنی

- ۰۰ دستگاه به طور منظم و پس از استفاده روزانه شست و شو شود.
- ۰۰ در محیط اطراف دستگاه نبایستی ارتعاشی وجود داشته باشد.
- ۰۰ دستگاه باید دور از گرد و خاک قرار گیرد.
- ۰۰ در هنگام کار با دستگاه بایستی از دستکش یکبار مصرف استفاده شود.
- ۰۰ به منظور پیشگیری از اثرات نوسانات جریان الکتریکی لازم است که: دستگاه به سیستم ثابت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین کننده برق اضطراری (UPS) که دارای ثابت کننده ولتاژ داخلی می‌باشد، متصل گردد.
- ﴿ دستگاه به سیستم ثابت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) یا سیستم تامین کننده برق اضطراری (UPS) که دارای ثابت کننده ولتاژ داخلی می‌باشد، متصل گردد.
- ﴿ سیستم برق دستگاه دارای سیم اتصال به زمین مناسب (ارت‌دار) باشد.

دستورالعمل فنی میکروهماتوکریت

کلیات

حجم سلول‌های متراکم شده، نسبت حجم گلوبول‌های قرمز به حجم خون کامل است. این نسبت پس از سانتریفیوژ مناسب نمونه خون به دست می‌آید. روش مرجع اندازه‌گیری PCV استفاده از دستگاه میکروهماتوکریت می‌باشد که جهت کالیبراسیون سل کانترها نیز استفاده می‌گردد.

چگونگی کاربری

دو سوم تا سه چهارم طول لوله هماتوکریت از خون کامل که حداقل ۸ بار سروته شده است پر شده و با خمیر مخصوص مسدود می‌گردد. طول این خمیر نباید از ۴ میلی‌متر کمتر بوده و سطح آن نیز باید کاملاً صاف باشد. دو لوله به طریق فوق از هر نمونه پرشده و روپروی هم در دستگاه میکروهماتوکریت قرار داده می‌شود و سپس دستگاه بر روی زمان لازم تنظیم می‌شود. نتیجه آزمایش باید حداقل ۱۰ دقیقه پس از توقف دستگاه با استفاده از خطکش هماتوکریت قرائت شود. با گذشت زمان و باقی ماندن لوله‌ها به صورت افقی، حد فاصل پلاسمما و سلول به تدریج شیبدار شده و خواندن نتیجه را با مشکل مواجه می‌سازد.

نحوه نگهداری

* زغال دستگاه باید هر ۳ ماه بازدید و هر ۶ ماه یکبار تعویض گردد.

* واشر دور حلقه محیطی دستگاه باید به گونه‌ای نگهداری شود که همیشه تمیز باشد.

مشخصات دستگاه

دستگاه میکروهماتوکریت باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱- شعاع چرخش بیشتر از ۸ سانتی‌متر

۲- توانایی رسیدن به حداقل سرعت در عرض ۳۰ ثانیه

۳- توانایی ایجاد RCF حدود ۱۰-۱۵ هزار g در محیط به مدت حداقل ۵ دقیقه بدون افزایش دما از 45°C

۴- داشتن زمان سنج اتوماتیک (با قابلیت تنظیم حداقل ۳۰ ثانیه)

برای بررسی حداقل توان تجمع سلولی می‌توان از روش زیر استفاده نمود:
دو نمونه خون تازه حاوی ضد انعقاد EDTA دی پتاسیم که به خوبی مخلوط شده‌اند را به صورت دوتایی به مدت دو دقیقه سانتریفیوژ کرده و مقدار آن‌ها را ثبت می‌کنیم. سپس در هر مرحله ۳۰ ثانیه زمان انجام سانتریفیوژ را افزایش داده تا زمانی که میزان دو هماتوکریت اندازه‌گیری شده پی‌درپی بدون تغییر بماند. این زمان به عنوان حداقل زمان لازم جهت متراکم نمودن گلوبول‌های قرمز در نظر گرفته می‌شود. این آزمایش بهتر است حداقل با یک نمونه دارای هماتوکریت ۰/۵٪ یا بیشتر نیز انجام شود. در جدول ۱-۲۳ به طور نمونه مثالی ذکر گردیده است:

جدول ۱-۲۳: محاسبه کمترین زمان تراکم گلوبول‌های قرمز در دو نمونه متفاوت

حجم سلول‌های متراکم شده (PCV)		زمان (بر حسب دقیقه)
نمونه ۲	نمونه ۱	
۰/۵۹	۰/۴۰	۲/۰
۰/۵۸	۰/۳۹	۲/۵
۰/۵۷	۰/۳۸	۳/۰
۰/۵۶	۰/۳۸	۳/۵
کمترین زمان تراکم		
۰/۵۵	-	۴/۰
۰/۵۵	-	۴/۵
کمترین زمان تراکم		

داده‌های موجود در جدول بالا نشان می‌دهد زمان لازم جهت متراکم نمودن گلوبول‌های قرمز برای دستگاه میکروهماتوکریت مورد آزمایش، در نمونه‌ای با میزان هماتوکریت کمتر از ۰/۵٪ ۳/۵ دقیقه

دستورالعمل فنی میکروهماتوکریت

کلیات

حجم سلول‌های متراکم شده، نسبت حجم گلوبول‌های قرمز به حجم خون کامل است. این نسبت پس از سانتریفیوژ مناسب نمونه خون به دست می‌آید. روش مرجع اندازه‌گیری PCV استفاده از دستگاه میکروهماتوکریت می‌باشد که جهت کالیبراسیون سل کانترها نیز استفاده می‌گردد.

چگونگی کاربری

دو سوم تا سه چهارم طول لوله هماتوکریت از خون کامل که حداقل ۸ بار سروته شده است پر شده و با خمیر مخصوص مسدود می‌گردد. طول این خمیر نباید از ۴ میلی‌متر کمتر بوده و سطح آن نیز باید کاملاً صاف باشد. دو لوله به طریق فوق از هر نمونه پرشده و روی روی هم در دستگاه میکروهماتوکریت قرار داده می‌شود و سپس دستگاه بر روی زمان لازم تنظیم می‌شود. نتیجه آزمایش باید حداقل ۱۰ دقیقه پس از توقف دستگاه با استفاده از خطکش هماتوکریت قرائت شود. با گذشت زمان و باقی ماندن لوله‌ها به صورت افقی، حد فاصل پلاسمما و سلول به تدریج شیبدار شده و خواندن نتیجه را با مشکل مواجه می‌سازد.

نحوه نگهداری

* زغال دستگاه باید هر ۳ ماه بازدید و هر ۶ ماه یکبار تعویض گردد.

* واشر دور حلقه محیطی دستگاه باید به گونه‌ای نگهداری شود که همیشه تمیز باشد.

مشخصات دستگاه

دستگاه میکروهماتوکریت باید دارای مشخصات زیر باشد:

۱- شعاع چرخش بیشتر از ۸ سانتی‌متر

۲- توانایی رسیدن به حداقل سرعت در عرض ۳۰ ثانیه

۳- توانایی ایجاد RCF حدود ۱۰-۱۵ هزار g در محیط به مدت حداقل ۵ دقیقه بدون افزایش دما از 45°C

۴- داشتن زمان سنج اتوماتیک (با قابلیت تنظیم حداقل ۳۰ ثانیه)

برای بررسی حداقل توان تجمع سلولی می‌توان از روش زیر استفاده نمود:
دو نمونه خون تازه حاوی ضد انعقاد EDTA دی پتاسیم که به خوبی مخلوط شده‌اند را به صورت دوتایی به مدت دو دقیقه سانتریفیوژ کرده و مقدار آن‌ها را ثبت می‌کنیم. سپس در هر مرحله ۳۰ ثانیه زمان انجام سانتریفیوژ را افزایش داده تا زمانی که میزان دو هماتوکریت اندازه‌گیری شده پی‌درپی بدون تغییر بماند. این زمان به عنوان حداقل زمان لازم جهت متراکم نمودن گلوبول‌های قرمز در نظر گرفته می‌شود. این آزمایش بهتر است حداقل با یک نمونه دارای هماتوکریت ۰/۵٪ (۵٪) یا بیشتر نیز انجام شود. در جدول ۱-۲۳ به طور نمونه مثالی ذکر گردیده است:

جدول ۱-۲۳: محاسبه کمترین زمان تراکم گلوبول‌های قرمز در دو نمونه متفاوت

حجم سلول‌های متراکم شده (PCV)		زمان (بر حسب دقیقه)
نمونه ۲	نمونه ۱	
۰/۵۹	۰/۴۰	۲/۰
۰/۵۸	۰/۳۹	۲/۵
۰/۵۷	۰/۳۸	۳/۰
۰/۵۶	۰/۳۸	۳/۵
کمترین زمان تراکم		
۰/۵۵	-	۴/۰
۰/۵۵	-	۴/۵
کمترین زمان تراکم		

داده‌های موجود در جدول بالا نشان می‌دهد زمان لازم جهت متراکم نمودن گلوبول‌های قرمز برای دستگاه میکروهماتوکریت مورد آزمایش، در نمونه‌ای با میزان هماتوکریت کمتر از ۰/۵٪ ۳/۵ دقیقه

و برای نمونه‌ای با مقدار هماتوکریت بیشتر از $4/5$ دقیقه می‌باشد. این امر پس از خرید و قبل از شروع به کار دستگاه و حداقل هر ۶ ماه باید انجام شود.

در صورتی که ارزیابی عملکرد دستگاه میکروهماتوکریت به صورت مستقیم امکان‌پذیر نباشد، می‌توان از روش توصیه شده سازمان بهداشت جهانی جهت بررسی توان دستگاه به روش زیر استفاده نمود:

چند نمونه خون با هماتوکریت کمتر از $0/5$ و حاوی ضد انعقاد EDTA دی‌پتاسیم ($1/5$ میلی‌گرم برای هر میلی‌لیتر) را پس از بیست بار سرو ته کردن به صورت دوتایی به مدت $3, 5, 7, 9, 11$ دقیقه می‌باشد. دقیقه سانتریفیوژ کرده و نتایج ثبت می‌گردد که در صورت مناسب بودن توان دستگاه (g) نتایج حاصله از دقیقه 5 به بعد باید بدون تغییر باقی بماند.

در صورت وجود هر گونه اختلال در موارد ذکر شده در بالا، تماس با شرکت پشتیبان ضروری می‌باشد.

ایمنی

۰۰ به منظور پیشگیری از بروز نوسانات جریان الکتریکی، دستگاه باید به سیستم ثبیت کننده ولتاژ برق (Voltage Regulator) تجهیز شود.

۰۰ دستگاه باید در جای محکم قرار گیرد که ضربات وارد به پایه دستگاه در حال چرخش باعث خرابی دستگاه و هم‌چنین کم شدن دقت دستگاه نشود.

۰۰ در هنگام باز کردن درب سانتریفیوژ و برداشتن لوله باید مواظب بود زیرا لوله‌های شکسته به قطعات ریز تبدیل می‌شود که بعضاً با چشم قابل دید نیست.

۰۰ در صورتی که عجله‌ای برای خوانش وجود ندارد بهتر است برای جلوگیری از ایجاد آئروسل، خوانش 5 تا 10 دقیقه بعد از اتمام کار سانتریفیوژ صورت گیرد.

اساس اندازه‌گیری دستگاه

اساس اندازه‌گیری سرعت رسو ب گلوبول‌های قرمز در دستگاه سدیمان آنالایزر بر مبنای سنجش سطح گلوبول‌های قرمز در ابتدای آزمایش و سپس در بازه‌های زمانی معین بوسیله اشعه مادون قرمز می‌باشد.

پس از قرار گرفتن نمونه‌ها در دستگاه ابتدا یک بار سطح نمونه داخل لوله اندازه‌گیری می‌شود. و سپس طی 30 دقیقه هر 5 دقیقه یکبار مجدد سطح گلوبول‌های قرمز داخل لوله سنجیده می‌شود و درصد رسو ب گلوبول‌ها نسبت به کل نمونه خون محاسبه می‌گردد.

نتایج حاصل از اندازه‌گیری و محاسبات فوق با درصدی‌های رسو در روش Westergren مقایسه و نتیجه نهایی براساس روش Westergren و پس از اصلاح براساس درجه حرارت مرجع نمایش داده می‌شوند.

روش اصلاح بر اساس دمای 18 درجه سانتی‌گراد

همان‌طور که گفته شد سدیمان آنالایزر در حین انجام آزمایش به طور خودکار درجه حرارت محیط را اندازه‌گیری می‌کند و پس از انجام آزمایش با استفاده از داده‌های جدول ۱-۲۴ نتایج را بر مبنای درجه حرارت مرجع اصلاح می‌کند.

لازم به ذکر است در صورتی که درجه حرارت محیط کمتر از 15 درجه سانتی‌گراد و یا بیش از 30 درجه سانتی‌گراد باشد، دستگاه 15 و 30 درجه سانتی‌گراد را ملاک محاسبه قرار می‌دهد.